



RESPIRÁTOR třídy ochrany FFP3

- Vyrobený z **pěti vrstev** netkaného materiálu, včetně dvou samostatných vrstev netkaného textilu meltbown, tvořících filtrační materiál. Celková gramáž 160 g/m²
- Lehký, prodyšný a hypoalergenní materiál s **vysokou filtrační účinností ≥99%**
- Pohodlná integrovaná nosní výztuha a pružná měkká gumička zajišťuje komfortní nošení a dokonalou těsnost respirátoru, **šetrný k pokožce**
- Snadné dýchání díky nízkému tlakovému odporu, bez výdechového ventilu



FFP3 - třída ochrany
NR - pouze pro jednorázové použití



Instrukce k nasazení respirátoru:

1. Vyjměte respirátor z obalu, rozbalte ho a zkontrolujte, zda je v dobrém stavu. Nasadte si respirátor na bradu. Nosní výztuha by měla být nahoře.
2. Přetáhněte horní gumičku přes hlavu a umístěte ji na temeno hlavy.
3. Přetáhněte spodní gumičku přes hlavu a umístěte ji za krk. Upravte obě gumičky tak, aby pohodlně seděly.
4. Nosní výztuhu prsty vytvarujte podle kořene nosu, aby respirátor správně seděl. Vždy zkontrolujte, zda respirátor správně těsní. Pokud kolem nosu nebo po stranách respirátoru uniká vzduch, upravte nosní výztuhu nebo nasazení respirátoru.



Detailní návod k použití najdete uvnitř balení.

REF: 1320100799

Baleno po 50 ks

Osobní ochranný prostředek kat. III. dle nařízení EU 2016/425
Splnění všech požadavků normy EN 149: 2001 + AC: 2009