

[Název výrobku] Filtrační polomaska k ochraně proti částicím, třída ochrany FFP2 NR, nesterilní

[Model] KY2020-1

[Specifikace] Filtrační účinnost $\geq 94\%$

[Popis výrobku] Respirátor je vyroben z netkané textilie meltblown a filtrační vrstvy. Nosní můstek je vyroben z kovového drátku potaženého polypropylenem. Uchycení pomocí 2 gumíček za uši.

[Velikost] 16 x 10,8 cm

[Norma] EN 149:2001+A1:2009

[Účel použití]

Ochranná maska je určena k použití jako ochrana před pevnými částicemi a olejovými částicemi, tekutinami a mikroorganismy. Jedná se zejména o uhelný a cementový prach, spalinový z ovzduší, výpary z barev, olejů, asfaltu, koksařenských pecí atp.
Určeno k jednorázovému použití.

[Instrukce k nasazení a likvidaci použité masky]

- Oběma rukama přiložte vnitřní stranu masky k obličejí. Zajistěte, aby nosní spona směřovala nahoru.
- Držte masku na obličejí a přetáhněte smýčky přes uši.
- Vytvarujte nosní výztuž na nos tak, aby maska doléhala těsně k obličejí.
- Stisknutím masky dotvarujte k obličejí.



[UPOZORNĚNÍ]

- Před použitím zkontrolujte, zda balení není poškozeno. Nepoužívejte masku, pokud je poškozena, zdeformována nebo s viditelnými vadami.
- Pokud se vlasy nebo vousy na obličejí dostanou mezi těsnění masky, nebude dosaženo požadovaného ochranného účinku.
- Nepoužívejte masku za podmínek nízké kvality ovzduší, jako je vysoká kontaminace ovzduší nebo nedostatek kyslíku.
- Masku nepoužívejte v prostředí, kde hrozí exploze.
- Po použití masky zlikvidujte podle místních nařízení a předpisů.
- Maska je pouze na jedno použití, nepoužívejte opakovaně.



Prostudujte si pokyny k použití



<60% Skladujte na suchém místě



Nepoužívat opakovaně



-20C 30C Teplotní rozsah skladovacích podmínek



Osobní ochranná pomůcka kategorie III

FFP2 – třída ochrany
NR – jednorázové použití



Longyan Branch of Kangyuan Health Technology Co., Ltd.
Building 9, No.1 Tengfei 6th Road, ChangTing Country,
Fujian, China.



Luxus Lebenswelt GmbH,
Kochstr. 1, Willich, Deutschland 47877, Germany

[Product name] Filtering half mask FFP2 NR, nonsterile

[Model] KY2020-1

[Specification] Filtrační účinnost $\geq 94\%$

[Use for] Mask is made from nonwoven textile meltblown and filtration layer. Nose wire is from iron coated with polypropylene. 2 earloops for fixation.

[Size] 16 x 10,8 cm

[Standard] EN 149:2001+A1:2009

[Indications For Use]

The protective mask is intended used for protection against solid and oily particulates, liquid and microorganisms such as coal dust, cement dust, acid fog, paint fog, oil smoke, oil mist, asphalt smoke, coke oven smoke etc.
Single-use.

[Fitting]

- Pull an extend the mask inner side to the face with two hands ensure the nose clip is upward.
- Hold the mask on the face and pull the earloop to the ears.
- Press the nose clip to fit the shape of the nose.
- Press the mask to fit the respirator onto your face.



[USE CAUTIONS]

- Please check whether the packaging is damaged, whether the mask body is damaged, deformed or has other obvious defects before use.
- It is unlikely that the requirements for leakage will be achieved if facial hair passes under the face seal.
- Please do not use the mask under low air quality condition, such as serious contaminants in air, oxygen deficiency.
- Do not use the mask in explosive atmosphere;
- After use, please discard the mask following local regulation.
- The mask is only for single use, do not use repeatedly.



Read instructions for use



<60% Store in dry place



Non reusable



-20C 30C Temperature range of storage conditions



Personal protective equipment category III

FFP2 – protection class
NR – single use



Longyan Branch of Kangyuan Health Technology Co., Ltd.
Building 9, No.1 Tengfei 6th Road, ChangTing Country,
Fujian, China.



Luxus Lebenswelt GmbH,
Kochstr. 1, Willich, Deutschland 47877, Germany