

Paper size : 420mm x 297mm (A3)
Fold size : 210mm x 297mm (A4)

Fold line



CZ – INFORMACE PRO UŽIVATELE

FLOWER – LATEX vyšetřovací rukavice bez pudru, nesterilní
Dostupné velikosti: XS, S, M, L, XL

1) Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2017/745, o zdravotnických prostředcích

- a) Tento výrobek je zařazen mezi zdravotnické prostředky třídy I v souladu s Pravidlem 5 Přílohy VIII, splňuje Nařízení EU 2017/745
- b) Tento výrobek vyhovuje evropským normám EN 455-1:2000, EN 455-2:2015, EN 455-3:2015 a EN 455-4:2009.

2) EU typová zkouška OOP

- a) Tento výrobek je zařazen mezi Osobní ochranné prostředky (OOP) Kategorie III v souladu s Nařízením (EU) 2016/425 o osobních ochranných prostředcích a byla prokázána jeho shoda s ustanoveními tohoto Nařízení prostřednictvím Harmonizovaných evropských norem EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2,4,5
- b) EU Zkouška typu u společnosti SATRA Technology Europe Limited (NB 2777), Braetown Business Park, Clonee, D15 YN29 Irsko
- c) Posouzení shody na základě nařízení (EU) 2016/425 příloha VIII (modul D) provedl SGS FMKO OY (NB 0598) Takomite 6, FK00380, Heikinki, Finsko.
- d) EU prohlášení o shodě je k dispozici na internetových stránkách www.batist.com

3) Značení

- a) Piktogram upozorňující na mikroorganismy: EN ISO 374-5:2016 Ochrana před bakteriemi, houbami a viry. U vzorku nedochází k žádnému pronikání bakterií/ogů vzorkem a je na něm umístěn následující piktogram.



EN ISO 374-5:2016



EN ISO 374-5:2016

- b) Tento výrobek splňuje požadavky na Typ C a s odkazem na ustanovení odstavce 6.3 normy EN ISO 374-1 je použit následující piktogram



EN ISO 374-1:2016-A1:2018 / Type C

4) Vlastnosti a omezení použití

- a) Tento výrobek byl testován v souladu s EN ISO 374-5:2016. Ochrana proti bakteriím a houbám - vyhoví
- b) Ochrana proti virům - vyhoví
- c) Rukavice byly testovány v souladu s normou EN 16523-1:2015 na odolnost proti pronikání chemických látek a dosáhly následujících úrovní odolnosti:

Chemikálie	Výkonnostní úroveň
40% hydroxid sodný (K)	3
37% formaldehyd (T)	5
96% kyselina sírová (L)	1

EN ISO 374-1:2016-A1:2018 úrovně pronikání vycházejí z časů průniku následovně:

Třída provedení pro permeaci	1	2	3	4	5	6
Naměřená doba průniku (min)	>10	>30	>60	>120	>240	>480

- i) Tato informace neodrážá aktuální dobu tvrdění ochrany na pracovnosti a rozdíl mezi směsí a čistými chemickými látkami.
- ii) Chemická odolnost byla zhodnocena v laboratorních podmínkách na vzorcích odobratých pouze z dané části (směsi) přípravků, kdy je plocha dané rovny nebo větší než 400 mm² v takovém případě je testována také manžeta) a týká se pouze testovaných chemických látek. Při použití směsi chemických látek mohou být vlastnosti výrobku odlišné.
- iii) Doporučuje se zkontrolovat, zda jsou rukavice vhodné pro zamýšlený účel, neboť podmínky na pracovišti se mohou od podmínek při typových zkouškách lišit teplotou, mírou abraze či degradace.
- iv) Při používání mohou ochranné rukavice poskytovat menší ochranu před nebezpečnými chemickými látkami v důsledku změny jejich fyzikálních vlastností. Skutečná doba použití se může významně zkrátit v důsledku pohybu, broušení, drhnutí, či degradace způsobené kontaktem s chemickými látkami atd. V případě šetrných chemických látek může být degradace nejdůležitějším faktorem, který bude zapotřebí při výběru rukavic odobých vůči chemickým látkám zvažet.
- v) Před použitím rukavice zkontrolujte s ohledem na jakékoliv vady nebo nedostatky.
- c) Výrobek byl testován v souladu s normou EN ISO 374-4:2019 a bylo u něj dosaženo následujících hodnot degradace:

EN – USER INFORMATION

FLOWER – LATEX powder-free examination gloves, non-sterile
Available size: XS, S, M, L, XL

1) Medical Device Regulation (MDR) (EU) 2017/745

- a) This product is classified under Class I Medical Device per Rule 5 of Annex VIII, meets the provisions of the Medical Device Regulation (MDR) (EU) 2017/745.
- b) This product complies with European Standards EN 455-1:2000, EN 455-2:2015, EN 455-3:2015, and EN 455-4:2009.

2) PPE EU Type-Examination

- a) This product is classed as Category III Personal Protective Equipment (PPE) according to PPE Regulation (EU) 2016/425 and has been shown to comply with this Regulation through the Harmonised European Standards EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2,4,5
- b) EU Type Examination by SATRA Technology Europe Limited (NB 2777) Braetown Business Park, Clonee, D15 YN29 Ireland.
- c) Conformity assessment based on Regulation (EU) 2016/425 Annex VIII (Module D) by SGS FMKO OY (NB 0598) Takomite 6, FK00380, Heikinki, Finland
- d) The EU Declaration of Conformity is accessible at www.batist.com

3) Marking

- a) Micro Organism Hazards Pictogram: EN ISO 374-5:2016 Protect against Bacteria, Fungi and Virus. No penetration of bacteriophages through the specimen and the following pictogram is applied.



EN ISO 374-5:2016



EN ISO 374-5:2016

- b) This product complies with Type C requirements and the following pictogram shall be used with reference to clause 6.3 of EN ISO 374-1.



EN ISO 374-1:2016-A1:2018 / Type C

4) Performance and Limitation of Use

- a) This product has been tested in accordance with EN ISO 374-5:2016. Protection against bacteria and fungi - Pass
- b) Protection against viruses - Pass
- c) Gloves had been tested in accordance with EN 16523-1:2015 resistance to permeation by chemicals and achieved the following performance levels:

Chemicals	Performance Level
40% Sodium Hydroxide (K)	3
37% Formaldehyde (T)	5
96% Sulphuric acid (L)	1

EN ISO 374-1:2016-A1:2018 permeation levels are based on breakthrough times as follows:

Permeation Performance Level	1	2	3	4	5	6
Measured breakthrough time (min)	>10	>30	>60	>120	>240	>480

- i) This information does not reflect the actual duration of protection in the workplace and the differentiation between mixtures and pure chemicals.
- ii) The chemical resistance has been assessed under laboratory conditions from samples taken from the palm only (except in cases where the cuff is equal to or over 400 mm² - where the cuff is tested also) and relates only to the chemical tested. It can be different if the chemical used is a mixture.
- iii) It is recommended to check that the gloves are suitable for the intended use because the conditions at the workplace may differ from the type test depending on temperature, abrasion and degradation.
- iv) When used, protective gloves may provide less resistance to the dangerous chemical due to changes in physical properties. Movements, snagging, rubbing, degradation caused by the chemical contact etc. may reduce the actual use time significantly. For corrosive chemicals, degradation can be the most important factor to consider in selection of chemical resistant gloves.
- v) Before usage, inspect the gloves for any defect or imperfections.
- c) This product had been tested in accordance with EN ISO 374-4:2019 and achieved the following degradation results:

Chemikálie

Střední míra degradace / %

40% hydroxid sodný (K)	-21,7
37% formaldehyd (T)	-21,4
96% kyselina sírová (L)	95,8

- i) EN ISO 374-4:2019 Úrovně degradace poukazuje na změny odolnosti rukavic proti propichnutí po expozici chemickým látkám.
- d) Tento výrobek poskytuje ochranu před bakteriemi, houbami a viry.
- e) Rukavice byly testovány v souladu s normou ISO 16604:2004 a splňují požadavky EN ISO 374-5:2016 na metodu zkoušky odolnosti proti pronikání krevních patogenů s využitím bakteriologu Phi-X174.

f) Rukavice obsahují přírodní latex, což může u citlivých jedinců způsobit alergické reakce až do závažného šoku. Pokud máte závažnější s alergickou reakcí na latex, nepoužívejte produkt a poraďte se se svým lékařem. Také v případě výskytu podráždění nebo alergických reakcí, okamžitě kontaktujte lékaře nebo pohotovost.

5) Pokyny pro použití výrobku

- a) **Pravidla pro používání rukavic v lékařském oboru:**
 - Noste rukavice nejdéle 2 hodiny.
 - Po obdržení rukavic si umyte ruce.
 - Jednorázové rukavice musí být po odstranění důkladně vyčištěny. Neukleďte je pro budoucí použití.
 - Nelze se dotknout osobních věcí, jako jsou telefon, počítač, pera a klíče, sundáte si rukavice.
 - Nenoste rukavice mimo pracovní prostor. Pokud jsou k přepřevání předmětů potřeba rukavice, použijte s připravovaným předmětem jednu rukavici.
 - Pokud rukavice z jakéhokoliv důvodu sežou a chemikálie přijdou do styku s pokožkou, považujte to za expozici a vyhledejte lékařskou pomoc.
- b) **Velikost:** Najděte vhodnou velikost rukavic. Užívání může určit, zda jsou jeho rukavice příliš malé, natažením prstů do roviny.
- c) **Navlékání**
 - Přesazením si sejměte větší špičky z rukou a zápisátka umístěte je ruce.
 - Požádejte rukavice na připravenou pracovní plochu.
 - Užívání se počká rukavici na svoju dominantnú ruku tím, že ji uchopí druhou rukou, nezasaďte sa dotknout pouze vnútri rukavice a protáh ne je přes dominantnú ruku, dokud nedosáhne požadovanej úrovne.
 - Nosteľ používajú dominantnú ruku v rukavici, aby druhou rukou navlečli na ne-dominantnú ruku.
 - Jakmile jsou obě rukavice navlečené, mohou se uživatelé dotknout vnější strany rukavic, aby se zajistilo jejich správné uchycení.
- d) **Svlékání**
 - Při použití rukavic ruky uchopíte vnější část rukavice na ne-dominantní ruce na straně dané polkříž manžety.
 - Sejměte rukavici z ne-dominantní ruky a požkejte ji do ruky v rukavici tak, že ji zvednete.
 - Vsuňte dva prsty pod manžetu rukavice druhé ruky a opatrně ji odlepte od ruky, aniž byste se dotkli zevnitř, špičky rukavice otčete dnovnit. První rukavice zapuzďte.
- e) **Likvidace** - všechny použité rukavice řádně likvidujte. Při likvidaci se řiďte pravidly platnými ve vaší instituci.

6) Manipulace a skladování

- Uchovávejte na chladném, suchém a větrárodném místě mimo dosah extrémních teplot. Otevřené krabice nevytvářejte fluorescenčním zářením (např. světlu zářivky) a slunečním světlem. Rukavice jsou baleny v dvakrátovém obalu, který je vhodný pro přepravu. Pokud rukavice nepoužíváte, nechte je v krabici.

7) Skladová životnost

Skladová životnost výrobku je 5 let od data výroby.

SK – INFORMÁCIE PRE POUŽIVATEĽA

FLOWER – LATEXOVÉ nepudrové vyšetřovací rukavice, nesterilné
Dostupné veľkosti: XS, S, M, L, XL

1) Naříadenie evropského parlamentu a rady (EÚ) 2017/745, o zdravotníckych pomôckach

- a) Tento výrobok je zařazen medzi zdravotnícké pomôcky triedy I v súlade s Pravidlom 5 Prílohy VIII splňuje Nařadenie (EÚ) 2017/745.
- b) Tento výrobok vyhovuje evropským normám EN 455-1:2000, EN 455-2:2015, EN 455-3:2015 a EN 455-4:2009.

2) EU typová skúška OOP

- a) Tento výrobok je zařazen medzi Osobné ochranné prostriedky (OOP) Kategorie III v súlade s Nařízením (EÚ) 2016/425 o osobných ochranných prostriedkoch a bola preukázaná jeho shoda s ustanoveniami tohto Nařadenia prostredníctvom Harmonizovaných evropských noriem EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2,4,5
- b) Typová skúška EÚ u spoločnosti SATRA Technology Europe Limited (NB 2777), Braetown Business Park, Clonee, D15 YN29 Irsko.
- c) Posúdenie shody na základe nařadenia (EÚ) 2016/425 príloha VIII (Modul D) vykonal SGS FMKO OY (NB 0598) Takomite 6, FK00380, Heikinki, Finsko.
- d) EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na internetových stránkách www.batist.com

3) Značenie

- a) Piktogram upozorňujúci na mikroorganizmy: EN ISO 374-5:2016 Ochrana proti baktériám, húbami a vírusom. Pokiaľ ide o vzorku, nedochádza k žiadnemu prenikaniu bakterií/ogov vzorkou a je na nej umiestnený nasledujúci piktogram.



EN ISO 374-5:2016



EN ISO 374-5:2016

- b) Tento výrobok spĺňa požiadavky na Typ C a s odkazom na ustanovenie odstavca 6.3 normy EN ISO 374-1 a použije nasledujúci piktogram



EN ISO 374-1:2016-A1:2018 / Type C

4) Vlastnosti a obmedzenie použitia

- a) Tento výrobok bol testovaný v súlade s EN ISO 374-5:2016. Ochrana proti baktériám a húbam - vyhoví
- b) Ochrana proti vírusom - vyhoví
- c) Rukavice boli testované v súlade s normou EN 16523-1:2015 na odolnosť proti prenikaniu chemických látok a dosiahli nasledujúce úrovne odolnosti:

Chemikálie	Výkonnostní úroveň
40% hydroxid sodný (K)	3
37% formaldehyd (T)	5
96% kyselina sírová (L)	1

EN ISO 374-1:2016-A1:2018 úrovně pronikání vycházejí z časov průniku následovně:

Trieda prevedenia pre permeáciu	1	2	3	4	5	6
Meraný čas prieniku (min)	>10	>30	>60	>120	>240	>480

- i) Táto informácia nevyjadruje aktuálne trvanie ochrany na pracovisku a rozdiel medzi zmesami a čistými chemickými látkami.
- ii) Chemická odolnosť bola zhodnotená v laboratorných podmienkach na vzorkách odobratých len z danej časti (okrem prípadov, keď je plocha dané rovny alebo väčšia ako 400 mm² - v takom prípade sa testuje aj manžeta) a týka sa len testovaných chemických látok. Pri použití zmesi chemických látok môžu byť vlastnosti výrobku odlišné.
- iii) Odporúča sa skontrolovať, či sú rukavice vhodné na zamýšľaný účel, pretože podmienky na pracovišti sa môžu od podmienok pri typových skúškach líšiť teplotou, mierou abrazie či degradácie.
- iv) Pri používaní môžu ochranné rukavice poskytovať menšiu ochranu pred nebezpečnými chemickými látkami v dôsledku zmeny ich fyzikálnych vlastností. Skutočná doba použitia sa môže významne skrátiť v dôsledku pohybu, broušenia, drhnutia, či degradácie spôsobenej kontaktem s chemickými látkami atď. V prípade šetrných chemických látok môže byť degradácia najdôležitejším faktorom, ktorý bude potrebné zvažovať pri výbere rukavíc odobých proti chemickým látkam.
- v) Pred použitím rukavice skontrolujte, či sa na nich nevykysujú žiadne chyby alebo nedostatky.
- c) Výrobok bol testovaný v súlade s normou EN ISO 374-4: 2019 a dosiahol sa pri tom nasledujúce hodnoty degradácie:

Chemikálie

Střední míra degradace / %

40% hydroxid sodný (K)	-21,7
37% formaldehyd (T)	-21,4
96% kyselina sírová (L)	95,8

- i) Úroveň degradácie poukazuje na změny odolnosti rukavic proti propichnutí po expozici chemickým látkám.
- d) Tento výrobek poskytuje ochranu před bakteriemi, houbami a viry.
- e) Rukavice byly testovány v souladu s normou ISO 16604:2004 a splňují požadavky EN ISO 374-5:2016 na metodu zkoušky odolnosti proti pronikání krevních patogenů s využitím bakteriologu Phi-X174.

f) Rukavice obsahují latex z přírodního kaučuku, který může u citlivých osob způsobit alergické reakce až do závažného šoku. Pokud máte závažnější s alergickou reakcí na latex, nepoužívejte produkt a poraďte se se svým lékařem. Také v případě výskytu podráždění nebo alergických reakcí ihned vyhledejte lékařskou pomoc.

5) Návod na použití produktu

- a) **Pravidla používání rukavic v lékařské oblasti:**
 - Noste rukavice nejdéle 2 hodiny.
 - Po obdržení rukavic si umyte ruce.
 - Po odstranění sa musia jednorázové rukavice dôkladne vyčistiť. Neukleďajte pre budúce použitie.
 - Nelze se dotknout osobních věcí, například telefonu, počítače, pera a klíčů, vyflekíte si rukavice.
 - Nenoste rukavice mimo pracovních prostorov. Ak sú na prepravu predmetov potrebné rukavice, na manipuláciu s pripravovaným predmetom noste jednu rukavicu.
 - Ak rukavice z akéhokoľvek dôvodu zlyhajú a chemikálie prídu do styku s pokožkou, považujte to za expozíciu a vyhľadajte lekársku pomoc.
- b) **Veľkosť:** Najdte si vhodnú veľkosť rukavíc. Používanie môže zistiť, či sú rukavice príliš malé, keď natiahnete prsty do roviny.
- c) **Obliekanie**
 - Přešazením si sejměte větší špičky prstov rúk a zápisátka umyte si ruce.
 - Požkejte rukavice na pripravovanú pracovnú plochu.
 - Užívání se počká rukavici na svoju dominantnú ruku tak, že ju uchopí druhou rukou, nezasaďte sa dotknout iba vnútri rukavice a pretiahne ju cez dominantnú ruku, dokud nedosiahne požadovanej úrovne.
 - Nosteľ používajú dominantnú ruku v rukavici na navlekanie druhej rukavice na ne-dominantnú ruku.
 - Len čo sú obe rukavice navlečené, môžu sa používatelia dotknout vonkajšej strany rukavíc, aby sa zabezpečilo ich správne nasadenie.
- d) **Svlákánie:**
 - Dominantnú ruku uchopíte vonkajšiu časť rukavice na ne-dominantnú ruku na strane danej v blízkosti manžety.
 - Sejměte rukavici z ne-dominantnej ruky a požkejte ju do ruky v rukavici tak, že ju zdvihnete.
 - Vsuňte dva prsty pod manžetu rukavice druhej ruky a opatrně ji odlepte od ruky, bez toho aby ste sa dotkli zevnitř, zvršnú rukavicu otčete dnovnit. Prvú rukavicu zapuzďte.
- e) **Likvidácia:** všetky použité rukavice riadne likvidujte. Pri likvidácii sa řiďte pravidlami platnými vo vašej inštitúcii.

6) Manipulácia a skladovanie

- Uchovávať na chladnom, suchom a vetrárodnom mieste mimo dosahu extrémnych teplot. Otvorené krabice nevytvárajú fluorescenčným žiarením (napríklad žiarivky) a slnečným svetlom. Rukavice sú balené v dvakrátovom obale, ktorý je vhodný na prepravu. Ak rukavice nepoužívate, nechte ich v krabici.

7) Skladová životnosť

Skladová životnosť výrobku je 5 rokov od dátumu výroby.

PL – INFORMACIE DLA UŻYTKOWNIKA

FLOWER – Lateksowe rękawice diagnostyczne, bezpudrowe, niesterylne
Dostępne rozmiary: XS, S, M, L, XL

1) Rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (UE) 2017/745

- a) Niniejszy produkt został sklasyfikowany do klasy I wyrobów medycznych zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425 o Sprzęcie Ochrony Osobistej oraz wykazano jego zgodność z Rozporządzeniem na podstawie Europejskich Norm Zharmonizowanych EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2,4,5
- b) Badanie na zgodność typu EÚ wykonane w SATRA Technology Europe Limited (NB 2777), Braetown Business Park, Clonee, D15 YN29 Irlandia.
- c) Ocena zgodności na podstawie rozporządzenia (UE) 2016/425, załącznik VIII (moduł D) przeprowadzona przez SGS FMKO OY (NB 0598) Takomite 6, FK00380, Heikinki, Finlandia
- d) Deklaracja zgodności UE jest dostępna na www.batist.com

2) Badanie typu UE Sprzęt Ochrony Osobistej

- a) Niniejszy produkt został sklasyfikowany do Kategorii III Sprzętu Ochrony Osobistej (SOO) zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425 o Sprzęcie Ochrony Osobistej oraz wykazano jego zgodność z Rozporządzeniem na podstawie Europejskich Norm Zharmonizowanych EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2,4,5
- b) Badanie na zgodność typu EÚ wykonane w SATRA Technology Europe Limited (NB 2777), Braetown Business Park, Clonee, D15 YN29 Irlandia.
- c) Ocena zgodności na podstawie rozporządzenia (UE) 2016/425, załącznik VIII (moduł D) przeprowadzona przez SGS FMKO OY (NB 0598) Takomite 6, FK00380, Heikinki, Finlandia
- d) Deklaracja zgodności UE jest dostępna na www.batist.com

3) Oznakowanie

- a) Piktogram zagrożenia mikroorganizmami: EN ISO 374-5:2016 Ochrona przed bakteriami, grzybami i wirusami. Zastosowano brak penetracji bakteriofagów przez próbkę oraz ponizszy piktogram.



EN ISO 374-5:2016



EN ISO 374-5:2016

- b) Niniejszy produkt jest zgodny z wymaganiami dla typu C i zgodnie z klauzulą 6.3 EN ISO 374-1 należy użyć następującego piktogramu



EN ISO 374-1:2016-A1:2018 / Type C

4) Wykonanie oraz ograniczenie stosowania

- a) Niniejszy produkt został przebadany zgodnie z EN ISO 374-5:2016. Ochrona przed bakteriami i grzybami – wyniki pozytywne
- b) Ochrona przed wirusami – wyniki pozytywne
- c) Rękawice zostały przebadane zgodnie z EN 16523-1:2015 na wytrzymałość na przenikanie substancji chemicznych i osiągnęły następujące poziomy wykonania:

Substancje chemiczne	Poziomy wykonania
40% wodorotlenek sodu (K)	3
37% formaldehyd (T)	5
96% kwas siarkowy (L)	1

EN ISO 374-1:2016-A1:2018 poziomy przenikania operują się na czasie przebicia, jak poniżej:

Poziomy wykonawczy parametr	1	2	3	4	5	6
Mierzony czas przebicia (min)	>10	>30	>60	>120	>240	>480

- i) Niniejsza informacja nie oddaje rzeczywistego czasu trwania ochrony w miejscu pracy oraz różnicowania pomiędzy mieszaninami a czystymi substancjami chemicznymi.
- ii) Odporność na substancje chemiczne została oceniona w warunkach laboratoryjnych z próbek pobranych wyłącznie z dłoni (za wyjątkiem gdy rękawica ma wymiar 400 mm² i powyżej, gdzie testowano również mankiet) i odnosi się wyłącznie do testowanych substancji chemicznych. Odporność może być inna jeżeli substancja chemiczna będzie stosowana w mieszaninie.
- iii) Zaleca się, aby sprawdzić odpowiedzialność rękawic do zamierzonego użytku, ponieważ warunki w miejscu pracy mogą się różnić od badanego typu w zależności od temperatury, abraży i degradacji.
- iv) Rękawice ochronne mogą być mniej odporne na niebezpieczne substancje chemiczne podczas użytkowania ze względu na zmiany w właściwościach fizycznych. Ruch, rozdarcie, pocieranie, degradacja spowodowane kontaktem z substancją chemiczną mogą istotnie zmniejszyć rzeczywisty czas stosowania. Jeżli chodzi o korozyjne substancje chemiczne degradacja może być najważniejszym czynnikiem do rozważenia przy wyborze rękawic odpornych na substancje chemiczne.
- v) Przed użyciem należy sprawdzić rękawice pod kątem wad i szkod.
- c) Niniejszy produkt został przebadany zgodnie z EN ISO 374-4:2019 i zamierzono następujące wyniki w zakresie degradacji:

Substancje chemiczne

Średnia degradacja %

40% wodorotlenek sodu (K)	-21,7
37% formaldehyd (T)	-21,4
96% kwas siarkowy (L)	95,8

- i) EN ISO 374-4:2019 Poziomy degradacji wskazują zmiany w odporności na nakładanie rękawic po ekspozycji na badane substancje chemiczne.
- d) Niniejszy produkt zapewni ochronę przeciw bakteriom, grzybom i wirusom.
- e) Rękawice zostały przetestowane zgodnie z normą ISO 16604:2004, aby spełnić wymagania EN ISO 374-5:2016 w zakresie odporności na penetrację patogenów przenoszonych przez krew – metoda badania przy użyciu bakteriofagu Phi-X174.
- f) Odporność na penetrację została oceniona w warunkach laboratoryjnych i odnosi się wyłącznie do badanej próbki.
- f) Rękawice zawierają lateks naturalnego kaučuku i puder, który może powodować, a osób wrażliwych, reakcje alergiczne lub wstrząs anafilaktyczny. Jeżli masz doświadczenie z reakcją na lateks lub puder, nie używaj rękawic i natychmiast skonsultuj się z lekarzem. Również w przypadku wystąpienia podrażnień lub reakcji alergicznych, natychmiast skontaktować się z lekarzem.

