

Other products

PRODUKTOVÝ KATALOG / PRODUCT CATALOGUE

ZDRAVOTNICKÉ VYBAVENÍ
MEDICAL EQUIPMENT

Obsah / Content

Hygiena / Hygiene.....	3
Injekční technika / Injection.....	8
Inkontinence / Incontinence.....	11
Náplasti / Plasters.....	14
Ošetřování ran / Wound care.....	17



HYGIENA / HYGIENE

Hygiena

Výrobky sloužící především k ochraně pacienta a zdravotnického personálu.

Hygiene

Products used for the protection of patients and medical staff.



ZDRAVOTNICKÝ MATERIÁL / MEDICAL CONSUMABLES



PERLAN je netkaná textilie ze 100 % viskózy vyráběná v bílé barvě 45 g/m². Má vysokou užitnou hodnotu, je pevný, příjemný na omak a netrhá se za mokra. PERLAN se používá na výrobu jednorázových utěrek, ručníků, žínek, podložek či prostěradel pod pacienty a na vyšetřovací stoly. Využívá se ve zdravotnických zařízeních, např. v gynekologických nebo rehabilitačních odděleních atd.

PERLAN is nonwoven textile made from 100 % viscose in white colour, weight of 45 g/m². It is soft to touch, strong and it has a great practical value. PERLAN is used as a disposable cloth, towel, or bed sheet under patients and on examination tables. It is used in gynecology, rehabilitation or other sanitary facilities.

PERLAN - NETKANÝ TEXTIL / NONWOVEN TEXTILE

Netkaný textil v přířezech / Non woven textile cuttings

Objednací číslo/ ref number	Rozměry/size	Balení v kartonu/ units in carton
1230500311	30 x 48 cm	5 bal. a 200 ks / 5 pkg per 200 pcs
1322000112	42 x 48 cm	5 bal. a 200 ks / 5 pkg per 200 pcs
1322000114	50 x 95 cm	5 bal. a 100 ks / 5 pkg per 100 pcs
1322000115	95 x 150 cm	2 bal. a 50 ks / 2 pkg per 50 pcs
1322000116	140 x 250 cm	2 bal. a 25 ks / 2 pkg per 25 pcs

Netkaný textil v rolích / Non woven textile rolls

Objednací číslo/ ref number	Rozměry/size	Balení v kartonu/ units in carton
1322000212	50 cm x 100 m	1 role / 1 roll
1322000211	50 cm x 300 m	1 role / 1 roll
1322000213	95 cm x 100 m	1 role / 1 roll



Dřevěné ústní lžičky se začištěnými okraji mají rozměr 20 x 150 mm (š x d) a jsou balené po 100 ks v papírové krabičce. Jsou vhodné k vyšetření dutiny ústní, k aplikacím léčebných prostředků i k přípravě dalších materiálů ve zdravotnictví.

Wooden spatulas with smooth edges have dimension 20 x 150 mm (width x length) and are packed 100 pieces in a paper box. Wooden spatulas are suitable for oral cavity examination, medical application, and to prepare other materials in health care.

LŽIČKA ÚSTNÍ DŘEVĚNÁ / WOODEN SPATULAS

NESTERILNÍ, balené á 100 ks v papírové krabičce / NONSTERILE, 100 pcs in paper box

**Objednací číslo/
ref number**

Rozměry/size

**Balení v kartonu/
units in carton**

1327100655

20 mm x 150 mm

50 x 100 ks/pcs

ZDRAVOTNICKÝ MATERIÁL / MEDICAL CONSUMABLES



Polyetylenový sáček pro případ nevolnosti s plastovým kruhovým okrajem o průměru 11 cm pro snadné a hygienické použití. Odolný proti roztržení. Objem přibližně 1 litr.

Polyethylene bag with plastic round edge in case of nausea. Diameter 11 cm for easy and hygienic use. Tear-resistant. Volume approx. 1 l.

SICSAC SÁČEK NA ZVRATKY / SICSAC NAUSEA BAG

SicSac sáček na zvratky / SicSac nausea bag

**Objednací číslo/
ref number**

1322420001

**Balení v kartonu/
units in carton**

6 x 50 ks/pcs

Ochrana vaginálních sond suchá, rolovaná.

Protection of Vaginal Probes - dry, rolled.

OCHRANA VAGINÁLNÍCH SOND / PROTECTION OF VAGINAL PROBES

Ochrana vaginálních sond suchá / Protection of Vaginal Probes - dry

**Objednací číslo/
ref number**

1322600410

**Balení v kartonu/
units in carton**


24 x 200 ks/pcs

JEDNORÁZOVÉ ZÁSTĚRY / DISPOSABLE APRONS

Jednorázové zástěry z nepropustného polyethylenu. Pomáhají chránit oblečení personálu od skvrn a postříkání během lékařských procedur, či jiných čistících procesů. Polyethylenové transparentní zástěry jsou k dispozici ve dvou velikostech. Jednotlivě složené a zabalené v dispenzer boxu

Disposable aprons made of fluid resistant polyethylene. They help protect clothing from spills and splashes during medical procedures and cleaning tasks. Polyethylene aprons are available in two sizes. The packing system available is individually folded in a handy dispenser box.

NESTERILNÍ zástěry bez rukávů / NONSTERILE aprons without sleeves




ZÁSTĚRA/APRON BOSCO

Transparentní, Polyethylenová fólie embosovaná /
Transparent, LDPE film, embossed

Size/Velikost: **81 x 125 cm**
REF **1326200430**

Jednotlivě složené a zabalené v dispenzer boxu á 50 ks, 10 boxů v kartonu/ Individually folded and packed in a handy dispenser box per 50 pcs, 10 boxes in carton



**EXTRA DLOUHÁ ZÁSTĚRA
APRON EXTRA LONG**

Transparentní, Polyethylenová fólie embosovaná /
Transparent, LDPE film, embossed

Size/Velikost: **81 x 150 cm**
REF **1326210434**

Jednotlivě složené a zabalené v dispenzer boxu á 40 ks, 10 boxů v kartonu/ Individually folded and packed in a handy dispenser box per 40 pcs, 10 boxes in carton



INJEKČNÍ TECHNIKA / INJECTION

Injekční technika

Produkty injekční techniky jsou výsledkem mnoha let vývoje výrobků z vysoce kvalitních materiálů za použití nejnovějších technologií.

Injection

Injection products are the result of many years of product development with high quality materials and the latest technology.





Jednorázové injekční stříkačky dvoudílné jsou dodávány ve sterilním praktickém peel balení v pěti velikostech. Mají vynikající těsnost a čírost válce. Stříkačky jsou sterilizovány etylenoxidem a na obale jsou uvedené veškeré údaje – typ, velikost, číslo šarže a doba použití. Stříkačky jsou určeny pro dávkování léků, odběr tělních tekutin a další lékařské výkony.

Single use, two-part disposable injection syringes in a sterile package are supplied in a practical peel package in five sizes. Syringes are sterilized with ethylene oxide. The package contains all the information – type, size, lot number and expiration date. The Syringes are designed for a dosage of medicaments, for taking out body fluids and other medical procedures.

INJEKČNÍ STŘÍKAČKY / DISPOSABLE SYRINGES

Dvoudílné injekční stříkačky CHIRANA / Two-part hypodermic syringes CHIRANA

Objednací číslo/ ref number	Rozměry/size	Balení v kartonu/ units in carton
1321600503	2 ml	28 x 100 ks/pcs
1321600506	5 ml	19 x 100 ks/pcs
1321600507	10 ml	12 x 100 ks/pcs
1321600509	20 ml	12 x 80 ks/pcs
1321600551	150 ml JANETTE	100 ks/pcs

ZDRAVOTNICKÝ MATERIÁL / MEDICAL CONSUMABLES



Jednorázové jehly jsou jednotlivě balené a barevně rozlišené dle mezinárodního označení. Injekční jehly se vyznačují kvalitním ostřím, které snižuje pocit bolesti při vpichu. Hlavička jehly je z transparentního materiálu, což umožňuje sledování proudění léčiva nebo krve přes jehlu. Jsou dodávány ve sterilním peel balení v papírových krabičkách po 100 ks.

The injection needles feature a high-quality blade that reduces the sensation of pain when injected. The needle head is made of transparent material, allowing to monitor the flow of drug or blood through the needle. They are supplied in sterile peel packs (100 pcs in a paper box).

INJEKČNÍ JEHLY / DISPOSABLE NEEDLES

Injekční jehly CHIRANA / Hypodermic needles CHIRANA

Objednací číslo/ ref number	Rozměry/size		Balení v kartonu/ units in carton
1321600603	0,50 x 16	25 G oranžová/orange	40 x 100 ks/pcs
1321600604	0,50 x 25	25 G oranžová/orange	40 x 100 ks/pcs
1321600605	0,55 x 25	24 G fialová/violet	40 x 100 ks/pcs
1321600607	0,60 x 30	23 G modrá/blue	40 x 100 ks/pcs
1321600609	0,70 x 30	22 G černáá/black	40 x 100 ks/pcs
1321600611	0,80 x 40	21 G zelená/green	40 x 100 ks/pcs
1321600612	0,90 x 40	20 G žlutá/yellow	40 x 100 ks/pcs
1321600614	1,20 x 40	18 G růžová/pink	40 x 100 ks/pcs

Injekční jehly MEDITEC / Hypodermic needles MEDITEC

Objednací číslo/ ref number	Rozměry/size		Balení v kartonu/ units in carton
1321600905	0,60 x 25	23 G modrá/blue	10 x 10 x 100 ks/pcs
1321600907	0,80 x 38	21 G zelená/green	10 x 10 x 100 ks/pcs
1321600908	0,90 x 38	20 G žlutá/yellow	10 x 10 x 100 ks/pcs
1321600910	1,20 x 38	18 G růžová/pink	10 x 10 x 100 ks/pcs



INKONTINENCE / INCONTINENCE

Inkontinence

Inkontinenční pomůcky pro děti a dospělé z kvalitních recyklovatelných materiálů.

Incontinence

Incontinence products for adults and children from high-quality recyclable materials.



ZDRAVOTNICKÝ MATERIÁL / MEDICAL CONSUMABLES



Dětské plenkové kalhotky mají díky vysoce kvalitnímu absorpčnímu materiálu výbornou savost. Pružné nohavičky dobře přiléhají a zajišťují naprostý pocit pohodlí a čistoty pro miminko.

Baby disposable diapers have excellent absorption capacity, thanks to the top quality ultra-absorptive material. Elastic loops fit well and provide complete feeling of comfort and cleanliness.

DĚTSKÉ PLENKOVÉ KALHOTKY / BABY DISPOSABLE DIAPERS

Objednáací číslo/ ref number	Rozměry/size		Balení v kartonu/ units in carton
1320600103	Premature	1 - 3 kg	6 x 24 ks/pcs
1320600114	Newborn	2 - 5 kg	6 x 24 ks/pcs
1320600115	Mini	3 - 6 kg	3 x 46 ks/pcs
1320600116	Midi	4 - 9 kg	3 x 56 ks/pcs
1320600117	Maxi	9 - 18 kg	3 x 50 ks/pcs
1320600118	Junior	15 - 25 kg	3 x 44 ks/pcs



Plenkové kalhoty Kimberly Clark jsou určeny pro dospělé trpící inkontinencí. Díky vysoce kvalitnímu absorpčnímu materiálu mají výbornou savost a zajišťují naprostý pocit pohodlí a čistoty. Pružné nohavičky dobře přiléhají a zabraňují protékání tekutiny po stranách. Zapínají se samolepicími pásky, které umožňují i opakovanou aplikaci.

Diapers for adults, Kimberly Clark, are intended for adults suffering from incontinence. Thanks to high-quality absorbent material they ensure excellent absorbency, full sense of cleanliness and comfort. Elastic panties fit well and prevent fluid leakage. Fasten by adhesive tape, which allows repeated application.

PLENKOVÉ KALHOTKY PRO DOSPĚLÉ / ADULT DIAPERS

Plenkové kalhotky pro dospělé DEPEND Normal/ Adult Diapers DEPEND Normal

Objednací číslo/ ref number	Rozměry/size		Balení v kartonu/ units in carton
1320600205	Medium	savost/absorbency 1500 ml	3 x 15 ks/pcs
1320600206	Large	savost/absorbency 2000 ml	3 x 15 ks/pcs

NÁPLASTI / PLASTERS

Náplasti

Sortiment zdravotnických náplastí a adhesivních převazových materiálů, které splňují vysoké nároky na předcházení alergickým reakcím pokožky pacienta.

Plasters

Range of medical plasters and adhesive dressing materials that meet the high demands for preventing allergic reaction to the patient's skin.





MEDIPLAST je textilní nedráždivá náplast na rány se savým polštářkem, určená k ošetření při první pomoci, odřenin, puchýřů apod. Je dodávána v ucelené délce, která umožňuje nastřížení do požadované délky. Savý polštářek má vysokou savost a je prodyšná. Náplast je dodávána v tělové barvě.

MEDIPLAST je náplast textilní na cívce, k nastřížení. Náplast je dodávána v tělové barvě.

MEDIPLAST textile non-irritating plaster with absorbent pad, for first aid treatment, abrasions, blisters, etc. Supplied in a full length that allows cutting to the requested length. The absorbent pad has a high absorbency and is breathable. The plaster is supplied in body colour.

MEDIPLAST textile plaster on reel, for cutting. The plaster is supplied in body colour.

MEDIPLAST - TEXTILNÍ NÁPLAST S POLŠTÁŘKEM / TEXTILE PLASTER WITH PAD

Textilní náplast s polštářkem / Textile plaster with pad

Objednací číslo/ ref number	Rozměry/size	Balení v kartonu/ units in carton
1320900401	6 cm x 1 m	120 ks/pcs
1320900402	8 cm x 1 m	100 ks/pcs

MEDIPLAST - TEXTILNÍ NÁPLAST NA CÍVCE / TEXTILE PLASTER ON REEL

Textilní náplast a cívce / Textile plaster on reel

Objednací číslo/ ref number	Rozměry/size	Balení v kartonu/ units in carton
1320900105	12,5 mm x 5 m	32 x 18 ks/pcs
1320900108	25 mm x 5 m	32 x 12 ks/pcs
1320900111	50 mm x 5 m	32 x 6 ks/pcs
1320900120	100 mm x 5 m	36 x 3 ks/pcs

ZDRAVOTNICKÝ MATERIÁL / MEDICAL CONSUMABLES



MEDIPOR je dělená poinjekční náplast. Z netkaného textilu, s polštářkem, 500 ks v krabičce, klinické balení. Vhodná pro zdravotnická zařízení.

P-CURE je samostatně balené adhezivní krytí s absorpčním polštářkem.

MEDIPOR split injection plaster. Non-woven fabric with pad, 500 pcs in a box, clinical package. Suitable for medical facilities.

P-CURE separately packed plaster with absorbent pad, individually packed

MEDIPOR - NÁPLAST POINJEKČNÍ / POINJECTION PLASTER

Z netkaného textilu, s polštářkem / Nonwoven, with pad

Objednací číslo/ ref number	Rozměry/size	Balení v kartonu/ units in carton
1320902402	60 x 20 mm	36 x 500 ks/pcs

P-CURE - LEPÍCÍ NÁPLAST / ADHESIVE PLASTER

Lepící náplast, voděodolná / Adhesive plaster, waterproof

Objednací číslo/ ref number	Rozměry/size	Balení v kartonu/ units in carton
1324704021	19 x 72 mm	100 x 100 ks/pcs



OŠETŘOVÁNÍ RAN / WOUND CARE

Ošetřování ran

Základ naší nabídky, ve které naleznete tradiční i moderní způsoby péče o nemocné.

Wound care

The basis of our offer, where you can find traditional and modern ways of patients care.



ZDRAVOTNICKÝ MATERIÁL / MEDICAL CONSUMABLES



SANATYL 20 je vysoce porézní hydrofobní obvazová textilie ze 100 % Polyesteru místo z chemických vláken, určený pro impregnaci léčiv v tekutém nebo mastovém základu. Dobře ulpívá na postižených plochách ve stádiu granulomatosní proliferace i počínající epitelizace. Syntetická vlákna nepodporují prorůstání granulací, takže lze prodloužit intervaly mezi jednotlivými ošetřeními. SANATYL 20 je dodáván nesterilní v šířích 15, 30 a 60 cm v návínu 20 m.

SANATYL 20 je obvaz vhodný pro použití v chirurgické, dermatologické, klinicko-plastické léčebné péči v nemocnicích i ambulantních zařízeních. Používá se při léčbě povrchových popálenin, plošných excoriací kůže, proleženin a nehojících se kožních defektů.

SANATYL 20 is a highly porous hydrophobic Polyester fiber dressing designed to be impregnated with pharmaceuticals in a liquid or ointment base. It adheres well on affected areas in the stage of granulomatous proliferation as well as on the beginning of epidermisation. Synthetic fibers do not support granulation growth, so intervals between treatments can be prolonged. SANATYL 20 is supplied non-sterile in widths of 15, 30 and 60 cm in 20 m wind.

SANATYL 20 is dressing suitable for use in surgical, dermatological, clinical and plastic curative care in hospitals and ambulant clinics. It is used for the treatment of surface burns, bed sores and non-healing skin defects.

SANATYL 20 - PORÉZNÍ HYDROFILNÍ OBVAZ / SANATYL 20 - POROUS HYDROPHOBIC DRESSING

Objednací číslo/ ref number	Rozměry/size	Balení v kartonu/ units in carton
1322203101	15 cm x 20 m	15 ks/pc
1322203102	30 cm x 20 m	25 ks/pc
1322203103	60 cm x 20 m	5 ks/pc



BLOODCARE je vysoce účinný hemostatický prostředek na bázi oxidované celulózy k profesionální zástavě kapilárního krvácení a krvácení z orgánů parenchymatózních a resekčních ploch při chirurgickém zásahu. Je vhodný pro použití ve všeobecné a digestivní chirurgii, neurochirurgii, plastické chirurgii, ortopedii, gynekologii, urologii, stomatologii i v jiných oborech.

BLOODCARE is a highly efficient haemostat based on oxidised cellulose. It is designed for professional stopping of capillary bleeding and bleeding from parenchymatous organs and resection areas during surgery. It is suitable for use in general and digestive surgery, neurosurgery, plastic surgery, or thopaedics, gynecology, urology, stomatology and other surgical areas.

BLOODCARE HEMOSTATIKUM / BLOODCARE HAEMOSTAT

BLOODCARE MATRIX - oxidovaná celulóza / oxidised cellulose / hemostatikum v plošné formě s textilní strukturou / haemostat in a flat form with textile structure

Objednací číslo/ ref number	Rozměry/size	Balení v kartonu/ units in carton
1324012201	50 x 100 mm	krabička á 15 ks / paper box per 15 pcs
1324012202	100 x 100 mm	krabička á 15 ks / paper box per 15 pcs

BLOODCARE POWDER - hydrogenvápenatá sůl oxidované celulózy / hydrogencalcium salt of oxidised cellulose / hemostatikum ve formě prášku / haemostat in a powder form


Objednací číslo/ ref number	Rozměry/size	Balení v kartonu/ units in carton
1324012001	2 g	krabička á 6 ks / paper box per 6 pcs

BLOODCARE SPRAY - hydrogenvápenatá sůl oxidované celulózy / hydrogencalcium salt of oxidised cellulose / hemostatikum ve formě spreje / haemostat in a spray form

Objednací číslo/ ref number	Rozměry/size	Balení v kartonu/ units in carton
1324003001	55 g	1 ks / 1 pc

Other products

PRODUCT CATALOGUE



BATIST Medical a.s.
Nerudova 309
549 41 Červený Kostelec
Česká republika

tel.: +420 491 413 311
fax: +420 491 413 394
www.batist.com

