

Other products

PRODUKTOVÝ KATALÓG / PRODUCT CATALOGUE

ZDRAVOTNÍCKE VYBAVENIE
MEDICAL EQUIPMENT

Obsah / Content

Hygiena / Hygiene.....	3
Injekčná technika / Injection.....	8
Inkontinencia / Incontinence.....	11
Náplasti / Plasters.....	14
Ošetrovanie rán / Wound care.....	17



HYGIENA / HYGIENE

Hygiena

Výrobky slúžiace predovšetkým k ochrane pacienta a zdravotníckeho personálu.

Hygiene

Products used for the protection of patients and medical staff.



ZDRAVOTNÍCKY MATERIÁL / MEDICAL CONSUMABLES



PERLAN je netkaná textília zo 100% viskózy vyrábaná v bielej farbe 45 g / m². Má vysokú úžitkovú hodnotu, je pevný, príjemný na dotyk a netrhá sa za mokra. Perlan sa používa na výrobu jednorazových utierok, uterákov, žiniiek, podložiek či prestieradiel pod pacientov a na vyšetrovacie stoly. Využíva sa v zdravotníckych zariadeniach, napr. V gynekologických alebo rehabilitačných oddeleniach atď.

PERLAN is nonwoven textile made from 100 % viscose in white colour, weight of 45 g/m². It is soft to touch, strong and it has a great practical value. PERLAN is used as a disposable cloth, towel, or bed sheet under patients and on examination tables. It is used in gynecology, rehabilitation or other sanitary facilities.

PERLAN - NETKANÝ TEXTIL / NONWOVEN TEXTILE

Netkaný textil v prierezoch / Non woven textile cuttings

Objednávacie číslo/ ref number	Rozmer/size	Balenie v kartóne/ units in carton
1230500311	30 x 48 cm	5 bal. a 200 ks / 5 pkg per 200 pcs
1322000112	42 x 48 cm	5 bal. a 200 ks / 5 pkg per 200 pcs
1322000114	50 x 95 cm	5 bal. a 100 ks / 5 pkg per 100 pcs
1322000115	95 x 150 cm	2 bal. a 50 ks / 2 pkg per 50 pcs
1322000116	140 x 250 cm	2 bal. a 25 ks / 2 pkg per 25 pcs

Netkaný textil v roliach / Non woven textile rolls

Objednávacie číslo/ ref number	Rozmer/size	Balenie v kartóne/ units in carton
1322000212	50 cm x 100 m	1 role / 1 roll
1322000211	50 cm x 300 m	1 role / 1 roll
1322000213	95 cm x 100 m	1 role / 1 roll



Drevené ústne lopatky so začistenými okrajmi majú rozmer 20 x 150 mm (š x d) a sú balené po 100 ks v papierovej škatuľke. Sú vhodné na vyšetrenie dutiny ústnej, k aplikáciám liečebných prostriedkov a aj na prípravu ďalších materiálov v zdravotníctve.

Wooden spatulas with smooth edges have dimension 20 x 150 mm (width x length) and are packed 100 pieces in a paper box. Wooden spatulas are suitable for oral cavity examination, medical application, and to prepare other materials in health care.

ÚSTNA LOPATKA DREVENÁ / WOODEN SPATULAS

NESTERILNÉ, balené á 100 ks v papierovej krabičke / NONSTERILE, 100 pcs in paper box

**Objednávacie číslo/
ref number**

Rozmer/size

**Balenie v kartóne/
units in carton**

1327100655

20 mm x 150 mm

50 x 100 ks/pcs

ZDRAVOTNÍCKY MATERIÁL / MEDICAL CONSUMABLES



Polyetylénový sáčok pre prípad nevoľnosti s plastovým kruhovým okrajom s priemerom 11 cm pre jednoduché a hygienické použitie. Odolný proti roztrhnutiu. Objem približne 1 liter.

Polyethylene bag with plastic round edge in case of nausea. Diameter 11 cm for easy and hygienic use. Tear-resistant. Volume approx. 1 l.

SICSAC SÁČOK NA ZVRATKY / SICSAC NAUSEA BAG

SicSac sáčok na zvratky / SicSac nausea bag

**Objednávacie číslo/
ref number**

1322420001

**Balenie v kartóne/
units in carton**

6 x 50 ks/pcs

Ochrana vaginálnych sond suchá, rolovaná.

Protection of Vaginal Probes - dry, rolled.

OCHRANA VAGINÁLNYCH SOND / PROTECTION OF VAGINAL PROBES

Ochrana vaginálnych sond suchá / Protection of Vaginal Probes - dry

**Objednávacie číslo/
ref number**

1322600410

**Balenie v kartóne/
units in carton**


24 x 200 ks/pcs

JEDNORAZOVÉ ZÁSTERY / DISPOSABLE APRONS

Jednorazové zástery z nepriepustného polyetylénu. Pomáhajú chrániť oblečenie personálu od škvŕn a zabráňujú postriekaniu počas lekárskeho procedúr, či iných čistiacej procesov. Polyetylénové transparentné zástery sú k dispozícii v dvoch veľkostiach. Jednotlivo zložené a zabalené v dispenser boxe.

Disposable aprons made of fluid resistant polyethylene. They help protect clothing from spills and splashes during medical procedures and cleaning tasks. Polyethylene aprons are available in two sizes. The packing system available is individually folded in a handy dispenser box.

NESTERILNÉ zástery bez rukávov / NONSTERILE aprons without sleeves




ZÁSTERA / APRON BOSCO

Transparentná, Polyetylénová fólia, embosovaná /
Transparent, LDPE film, embossed

Size/Veľkosť: **81 x 125 cm**
REF **1326200430**

Jednotlivo zložené a zabalené v dispenser boxe á 50 ks, 10 boxov v kartóne / Individually folded and packed in a handy dispenser box per 50 pcs, 10 boxes in carton



EXTRA DLHÁ ZÁSTERA APRON EXTRA LONG

Transparentná, Polyetylénová fólia, embosovaná /
Transparent, LDPE film, embossed

Size/Veľkosť: **81 x 150 cm**
REF **1326210434**

Jednotlivo zložené a zabalené v dispenser boxe á 40 ks, 10 boxov v kartóne / Individually folded and packed in a handy dispenser box per 40 pcs, 10 boxes in carton



INJEKČNÁ TECHNIKA / INJECTION

Injekčná technika

Produkty injekčnej techniky sú výsledkom mnohých rokov vývoja výrobkov z vysoko kvalitných materiálov za použitia najnovších technológií.

Injection

Injection products are the result of many years of product development with high quality materials and the latest technology.





Jednorazové injekčné striekačky dvojdielne sú dodávané v sterilnom praktickom peel balení v piatich veľkostiach. Majú vynikajúcu tesnosť a čírosť valca. Striekačky sú sterilizované etylénoxidom a na obale sú uvedené všetky údaje - typ, veľkosť, číslo šarže a doba použitia. Striekačky sú určené na dávkovanie liekov, odber telesných tekutín a ďalšie lekárske výkony.

Single use, two-part disposable injection syringes in a sterile package are supplied in a practical peel package in five sizes. Syringes are sterilized with ethylene oxide. The package contains all the information – type, size, lot number and expiration date. The Syringes are designed for a dosage of medicaments, for taking out body fluids and other medical procedures.

INJEKČNÉ STRIEKAČKY / DISPOSABLE SYRINGES

Dvojdielne injekčné striekačky CHIRANA / Two-part hypodermic syringes CHIRANA

Objednávacie číslo/ ref number	Rozmer/size	Balenie v kartóne/ units in carton
1321600503	2 ml	28 x 100 ks/pcs
1321600506	5 ml	19 x 100 ks/pcs
1321600507	10 ml	12 x 100 ks/pcs
1321600509	20 ml	12 x 80 ks/pcs
1321600551	150 ml JANETTE	100 ks/pcs

ZDRAVOTNÍCKY MATERIÁL / MEDICAL CONSUMABLES



Jednorazové ihly sú jednotlivo balené a farebne rozlíšené podľa medzinárodného označenia. Injekčné ihly sa vyznačujú kvalitným ostrím, ktoré znižuje pocit bolesti pri vpichu. Hlavička ihly je z transparentného materiálu, čo umožňuje sledovanie prúdenia liečiva alebo krvi cez ihlu. Sú dodávané v sterilnom peel balení v papierových škatuľkách po 100 ks.

The injection needles feature a high-quality blade that reduces the sensation of pain when injected. The needle head is made of transparent material, allowing to monitor the flow of drug or blood through the needle. They are supplied in sterile peel packs (100 pcs in a paper box).

INJEKČNÉ IHLY / DISPOSABLE NEEDLES

Injekčné ihly CHIRANA / Hypodermic needles CHIRANA

Objednávacie číslo/ ref number	Rozmer/size		Balenie v kartóne/ units in carton
1321600603	0,50 x 16	25 G oranžová/orange	40 x 100 ks/pcs
1321600604	0,50 x 25	25 G oranžová/orange	40 x 100 ks/pcs
1321600605	0,55 x 25	24 G fialová/violet	40 x 100 ks/pcs
1321600607	0,60 x 30	23 G modrá/blue	40 x 100 ks/pcs
1321600609	0,70 x 30	22 G černaá/black	40 x 100 ks/pcs
1321600611	0,80 x 40	21 G zelená/green	40 x 100 ks/pcs
1321600612	0,90 x 40	20 G žltá/yellow	40 x 100 ks/pcs
1321600614	1,20 x 40	18 G ružová/pink	40 x 100 ks/pcs

Injekčné ihly MEDITEC / Hypodermic needles MEDITEC

Objednávacie číslo/ ref number	Rozmer/size		Balenie v kartóne/ units in carton
1321600905	0,60 x 25	23 G modrá/blue	10 x 10 x 100 ks/pcs
1321600907	0,80 x 38	21 G zelená/green	10 x 10 x 100 ks/pcs
1321600908	0,90 x 38	20 G žltá/yellow	10 x 10 x 100 ks/pcs
1321600910	1,20 x 38	18 G ružová/pink	10 x 10 x 100 ks/pcs



INKONTINENCIA / INCONTINENCE

Inkontinencia

Inkontinenčné pomôcky pre deti a dospelých z kvalitných recyklovateľných materiálov.

Incontinence

Incontinence products for adults and children from high-quality recyclable materials.



ZDRAVOTNÍCKY MATERIÁL / MEDICAL CONSUMABLES



Detské plienkové nohavičky majú vďaka vysoko kvalitnému absorpčnému materiálu výbornú savosť. Pružné nohavičky dobre priliehajú a zaisťujú absolútny pocit pohodlia a čistoty pre bábätko.

Baby disposable diapers have excellent absorption capacity, thanks to the top quality ultra-absorptive material. Elastic loops fit well and provide complete feeling of comfort and cleanliness.

DETSKÉ PLIENKOVÉ NOHAVIČKY / BABY DISPOSABLE DIAPERS

Objednávacie číslo/ ref number	Rozmer/size		Balenie v kartóne/ units in carton
1320600103	Premature	1 - 3 kg	6 x 24 ks/pcs
1320600114	Newborn	2 - 5 kg	6 x 24 ks/pcs
1320600115	Mini	3 - 6 kg	3 x 46 ks/pcs
1320600116	Midi	4 - 9 kg	3 x 56 ks/pcs
1320600117	Maxi	9 - 18 kg	3 x 50 ks/pcs
1320600118	Junior	15 - 25 kg	3 x 44 ks/pcs



Plienkové nohavice Kimberly Clark sú určené pre dospelých trpiacich inkontinenciou. Vďaka vysoko kvalitnému absorpčnému materiálu majú výbornú savosť a zaisťujú absolútny pocit pohodlia a čistoty. Pružné nohavičky dobre priliehajú a zabraňujú pretekaniu tekutiny po stranách. Zapínajú sa samolepiacimi prúžkami, ktoré umožňujú aj opakovanú aplikáciu.

Diapers for adults, Kimberly Clark, are intended for adults suffering from incontinence. Thanks to high-quality absorbent material they ensure excellent absorbency, full sense of cleanliness and comfort. Elastic panties fit well and prevent fluid leakage. Fasten by adhesive tape, which allows repeated application.

PLIENKOVÉ NOHAVIČKY PRE DOSPELÝCH / ADULT DIAPERS

Plienkové nohavičky pre dospelých DEPEND Normal / Adult Diapers DEPEND Normal

Objednávacie číslo/ ref number	Rozmer/size		Balenie v kartóne/ units in carton
1320600205	Medium	savosť/absorbency 1500 ml	3 x 15 ks/pcs
1320600206	Large	savosť/absorbency 2000 ml	3 x 15 ks/pcs

NÁPLASTI / PLASTERS

Náplasti

Sortiment zdravotníckych náplastí a adhezívnych preväzových materiálov, ktoré spĺňajú vysoké nároky na predchádzanie alergickým reakciám pokožky pacienta.

Plasters

Range of medical plasters and adhesive dressing materials that meet the high demands for preventing allergic reaction to the patient's skin.





MEDIPLAST je textilná neдрáždivá náplasť na rany so savým vankúšikom, určená na ošetrovanie pri prvej pomoci, odrenín, pluzgierov a pod. Je dodávaná v ucelenej dĺžke, ktorá umožňuje nastrihanie do požadovanej dĺžky. Savý vankúšik má vysokú savosť a je priedušná. Náplasť je dodávaná v telovej farbe.

MEDIPLAST je náplasť textilná na cievke, k nastrihaniu. Náplasť je dodávaná v telovej farbe.

MEDIPLAST textile non-irritating plaster with absorbent pad, for first aid treatment, abrasions, blisters, etc. Supplied in a full length that allows cutting to the requested length. The absorbent pad has a high absorbency and is breathable. The plaster is supplied in body colour.

MEDIPLAST textile plaster on reel, for cutting. The plaster is supplied in body colour.

MEDIPLAST - TEXTILNÁ NÁPLASŤ S VANKÚŠIKOM / TEXTILE PLASTER WITH PAD

Textilná náplasť s vankúšikom / Textile plaster with pad

Objednávacie číslo/ ref number	Rozmer/size	Balenie v kartóne/ units in carton
1320900401	6 cm x 1 m	120 ks/pcs
1320900402	8 cm x 1 m	100 ks/pcs

MEDIPLAST - TEXTILNÁ NÁPLASŤ NA CIEVKE / TEXTILE PLASTER ON REEL

Textilná náplasť na cievke / Textile plaster on reel

Objednávacie číslo/ ref number	Rozmer/size	Balenie v kartóne/ units in carton
1320900105	12,5 mm x 5 m	32 x 18 ks/pcs
1320900108	25 mm x 5 m	32 x 12 ks/pcs
1320900111	50 mm x 5 m	32 x 6 ks/pcs
1320900120	100 mm x 5 m	36 x 3 ks/pcs

ZDRAVOTNÍCKY MATERIÁL / MEDICAL CONSUMABLES



MEDIPOR je delená poinjekčná náplast. Z netkaného textilu, s vankúšikom, 500 ks v krabičke, klinické balenie. Vhodná pre zdravotnícke zariadenia.

P-CURE je samostatne balené adhezívne krytie s absorpčným vankúšikom.

MEDIPOR split injection plaster. Non-woven fabric with pad, 500 pcs in a box, clinical package. Suitable for medical facilities.

P-CURE separately packed plaster with absorbent pad, individually packed

MEDIPOR - NÁPLAŠŤ POINJEKČNÁ / POINJECTION PLASTER

Z netkaného textilu, s vankúšikom / Nonwoven, with pad

Objednávacie číslo/ ref number	Rozmer/size	Balenie v kartóne/ units in carton
1320902402	60 x 20 mm	36 x 500 ks/pcs

P-CURE - LEPIACA NÁPLAŠŤ / ADHESIVE PLASTER

Lepiaca náplast, vodeodolná / Adhesive plaster, waterproof

Objednávacie číslo/ ref number	Rozmer/size	Balenie v kartóne/ units in carton
1324704021	19 x 72 mm	100 x 100 ks/pcs



OŠETROVANIE RÁN / WOUND CARE

Ošetrovanie rán

Základ našej ponuky, v ktorej nájdete tradičné i moderné spôsoby starostlivosti o chorých.

Wound care

The basis of our offer, where you can find traditional and modern ways of patients care.



ZDRAVOTNÍCKY MATERIÁL / MEDICAL CONSUMABLES



SANATYL 20 je vysoko porézna hydrofóbná obvazová textília zo 100% Polyesteru určená na impregnáciu liečiv v tekutom alebo masťovom základe. Dobre priľne na postihnutých plochách v štádiu granulomatóznej proliferácie aj začínajúcej epitelizácie. Syntetické vlákna nepodporujú prerastanie granuláciou, takže možno predĺžiť intervaly medzi jednotlivými ošetreniami. SANATYL 20 je dodávaný nesterilný v šírkach 15, 30 a 60 cm v návine 20 m.

SANATYL 20 je obvaz vhodný pre použitie v chirurgickej, dermatologickej, klinicko-plastickej liečebnej starostlivosti v nemocniciach aj ambulantných zariadeniach. Používa sa pri liečbe povrchových popálenín, plošných exkoriácií kože, preležanín a nehojajúcich sa kožných defektov.

SANATYL 20 is a highly porous hydrophobic Polyester fiber dressing designed to be impregnated with pharmaceuticals in a liquid or ointment base. It adheres well on affected areas in the stage of granulomatous proliferation as well as on the beginning of epidermisation. Synthetic fibers do not support granulation growth, so intervals between treatments can be prolonged. SANATYL 20 is supplied non-sterile in widths of 15, 30 and 60 cm in 20 m wind.

SANATYL 20 is dressing suitable for use in surgical, dermatological, clinical and plastic curative care in hospitals and ambulant clinics. It is used for the treatment of surface burns, bed sores and non-healing skin defects.

SANATYL 20 - PORÉZNY HYDROFILNÝ OBVÄZ / SANATYL 20 - POROUS HYDROPHOBIC DRESSING

Objednávacie číslo/ ref number	Rozmer/size	Balenie v kartóne/ units in carton
1322203101	15 cm x 20 m	15 ks/pc
1322203102	30 cm x 20 m	25 ks/pc
1322203103	60 cm x 20 m	5 ks/pc



BLOODCARE je vysoko účinný hemostatický prostriedok na báze oxidovanej celulózy. Je určený na profesionálne zastavenie kapilárneho krvácania a krvácania z parenchymatóznych orgánov a resekčných oblastí počas chirurgického zákroku. Je vhodný na použitie vo všeobecnej a digestívnej chirurgii, neurochirurgii, plastickej chirurgii alebo ortopédii, gynekológii, urológii, stomatólogii a ďalších chirurgických oblastiach.

BLOODCARE is a highly efficient haemostat based on oxidised cellulose. It is designed for professional stopping of capillary bleeding and bleeding from parenchymatous organs and resection areas during surgery. It is suitable for use in general and digestive surgery, neurosurgery, plastic surgery, or thopaedics, gynecology, urology, stomatology and other surgical areas.

BLOODCARE HEMOSTATIKUM / BLOODCARE HAEMOSTAT

BLOODCARE MATRIX - oxidovaná celulóza / oxidised cellulose / hemostatikum v plošnej forme s textilnou štruktúrou / haemostat in a flat form with textile structure

Objednávacie číslo/ ref number	Rozmer/size	Balenie v kartóne/ units in carton
1324012201	50 x 100 mm	krabíčka á 15 ks / paper box per 15 pcs
1324012202	100 x 100 mm	krabíčka á 15 ks / paper box per 15 pcs

BLOODCARE POWDER - hydrogén vápenatá soľ oxidovanej celulózy / hydrogencalcium salt of oxidised cellulose / hemostatikum vo forme prášku / haemostat in a powder form


Objednávacie číslo/ ref number	Rozmer/size	Balenie v kartóne/ units in carton
1324012001	2 g	krabíčka á 6 ks / paper box per 6 pcs

BLOODCARE SPRAY - hydrogén vápenatá soľ oxidovanej celulózy / hydrogencalcium salt of oxidised cellulose / hemostatikum v forme spreja / haemostat in a spray form

Objednávacie číslo/ ref number	Rozmer/size	Balenie v kartóne/ units in carton
1324003001	55 g	1 ks / 1 pc

Other products

PRODUKTOVÝ KATALÓG / PRODUCT CATALOGUE



BATIST Medical SK s.r.o.

Kopčianska 10
851 01 Bratislava
Slovenská republika

tel.: +421 244 888 639
fax: +421 244 888 637
www.batist.com

