



PRODUKTOVÝ KATALOG / PRODUCT CATALOGUE

A photograph of a smiling female nurse in blue scrubs with a stethoscope around her neck, leaning over a patient in a hospital bed. The patient is an older woman with short brown hair, also smiling. The background is a bright, clinical setting.

ZDRAVOTNICKÝ MATERIÁL
MEDICAL CONSUMABLES



PRODUCT CATALOGUE

Obsah / Content

Ošetřování ran / Wound care.....	3
Obinadla / Bandages.....	23
Vata a buničitá vata / Cotton wool and cellulose wadding.....	38
Hygiena / Hygiene.....	44
Dezinfekce / Disinfection.....	46
Náplasti / Plasters.....	51





OŠETŘOVÁNÍ RAN / WOUND CARE

Ošetřování ran

Základ naší nabídky, ve které naleznete tradiční i moderní způsoby péče o nemocné.

Wound care

The base of our offer where you can find traditional and modern way's of patient's care.



ZDRAVOTNICKÝ MATERIÁL / MEDICAL CONSUMABLES



Hydrofilní bavlněná gáza skládaná ve složkách a rolích má široké použití ve zdravotní péči. Kvalitní 100% bavlněná gáza s pevným netřepivým okrajem dodává materiálu potřebnou jemnost a savost. Dodává se v nesterilním provedení v hustotě 13, 17 a 20 nití/cm². Gáza skládaná ve složkách se používá v nemocnicích, klinikách i v ambulancích.

Absorbent cotton zig-zag folded gauze and rolls has a wide spectrum of use in the health care. Quality 100% cotton gauze with a firm, lint-free edge gives the material its important softness and absorbency. Product is supplied in non-sterile form, made from 13, 17 or 20 threads/cm². Zig-zag folded gauze could be used in hospitals, clinics and ambulances.

B-FOLD - GÁZA VE SLOŽKÁCH / ZIG-ZAG FOLDED GAUZE

Objednací číslo/ ref number	Rozměry/size		Balení v kartonu/ units in carton
1320101101	90 cm x 100 m	17 nití-threads/cm ²	3 x 100 m
1320101102	100 cm x 100 m	17 nití-threads/cm ²	3 x 100 m
1320101103	90 cm x 100 m	13 nití-threads/cm ²	3 x 100 m

B-ROLL - GÁZA V ROLÍCH / GAUZE IN ROLLS

Gáza v rolích balená á 30 ks v PE folii / Gauze in rolls packed per 30 pcs in PE foil

Objednací číslo/ ref number	Rozměry/size		Balení v kartonu/ units in carton
1230100201	90 cm x 10 m	17 nití-threads/cm ²	30 ks/pcs

Gáza v rolích balená jednotlivě / Gauze in rolls packed individually

Objednací číslo/ ref number	Rozměry/ size		Balení v kartonu/ units in carton
1230100203	90 cm x 10 m	17 nití-threads/cm ²	30 ks/pcs
1230100204	90 cm x 10 m	20 nití-threads/cm ²	25 ks/pcs



Gáza skládaná v pásu je vyrobená ze 100% bavlny s hustotou 17 nití/cm² skládané ve čtyřech vrstvách. Gáza skládaná do praktické formy je díky svým dobrým hydrofilním vlastnostem a prodyšnosti vhodná pro primární ošetření znečištěných, infikovaných a silně exudujících ran. Pro zvýšení savosti je produkt vyráběn i s jádrem z buničité vaty.

The gauze folded in a strip is made from 100% cotton 17 threads/cm² folded in four layers. The gauze folded into a practical form is suitable for its good hydrophilic properties and breathability for the primary treatment of contaminated, infected, and strongly exuding wounds. To increase absorbency, the product can be made with a core of cellulose wadding.

B-BAND - GÁZA SKLÁDANÁ V PÁSU / FOLDED BAND GAUZE

Gáza skládaná v pásu, 4 vrstvy, 17 nití/cm² / Folded Band Gauze, 4 layers, 17 threads/cm²

Objednací číslo/ ref number	Rozměry/size	na dutince/ on roll	Balení v kartonu/ units in carton
1230100605	7 cm x 100 m	na dutince/ on roll	10 rolí/rolls
1230100607	7 cm x 40 m	na dutince/ on roll	12 bal. (1 balení á 2 role) 12 pkg (1 pkg per 2 rolls)

B-BAND (CELL) - GÁZA SKLÁDANÁ V PÁSU / FOLDED BAND GAUZE

Gáza skládaná v pásu s buničitou vatou / Folded Band Gauze with Cellulose Wadding

Objednací číslo/ ref number	Rozměry/ size	na dutince/ on roll	Balení v kartonu/ units in carton
1230100608	7 cm x 20 m	na dutince/ on roll	12 bal. (1 balení á 2 role) 12 pkg (1 pkg per 2 rolls)

ZDRAVOTNICKÝ MATERIÁL / MEDICAL CONSUMABLES



Přířezy jsou vyrobeny ze 100% bavlněné gázy, tkané v počtu 17 nití/cm². Jsou baleny do PE folie v různém počtu kusů závislých na rozměru. Rozměrová řada zahrnuje velikosti přířezů od 15 x 15 cm do 43 x 48 cm. Gázové přířezy neodmyslitelně patří díky svému spektru použití k základní lékařské péči.

The cutting gauze is made from 100% cotton gauze 17 threads/cm². They are packed to the PE foil in a different number of pieces according to the dimension. The dimensions range starts already from the size of 15 x 15 cm to the size 43 x 48 cm. BATIST gauze cuttings inseparably belongs to the primary health care products.

B-CUT - PŘÍŘEZY Z GÁZY / CUTTING GAUZE

17 nití-threads/cm²

Objednací číslo/ ref number	Rozměry/size	Balení v kartonu/ units in carton
1230100517	15 x 15 cm	5 x 1600 ks/pcs
1230100511	20 x 19 cm	5 x 1600 ks/pcs
1230100512	28 x 30 cm	5 x 400 ks/pcs
1320101513	30 x 30 cm	2 x 500 ks/pcs
1230100513	32 x 42 cm	5 x 400 ks/pcs
1230100514	38 x 40 cm	5 x 400 ks/pcs
1230100515	43 x 48 cm	2 x 600 ks/pcs



Přířezy z gázy rolované jsou vyrobeny ze 100% bavlny tkané v počtu 17 nití/cm². Kvalitní bavlněná gáza je rolována ve čtyřech nebo osmi vrstvách což jí dodává potřebnou jemnost a savost. Gázové přířezy rolované neodmyslitelně patří díky svému spektru použití k základní lékařské péči.

Rolled gauze cuttings are made of 100% cotton 17 threads/cm². Quality cotton gauze is rolled in four or eight layers, giving it the necessary softness and absorbency. The gauze blanks inherently belong to basic medical care due to their spectrum of use.

B-CUT (ROLL) - PŘÍŘEZY Z GÁZY ROLOVANÉ / CUTTING GAUZE FOLDED THAN ROLLED

NESTERILNÍ, 17 nití/cm² / NONSTERILE, 17 threads/cm²

Objednací číslo/ ref number	Rozměry/size		Balení v kartonu/ units in carton
1230100600	4 x 50 cm	4 vrstvy/layers	12 x 30 ks/pcs
1230100601	7 x 90 cm	4 vrstvy/layers	78 x 20 ks/pcs
1230100602	12 x 90 cm	4 vrstvy/layers	40 x 10 ks/pcs
1230100612	12 x 90 cm	8 vrstev/layers	40 x 10 ks/pcs

B-CUT (ROLL) S - PŘÍŘEZY Z GÁZY ROLOVANÉ / CUTTING GAUZE FOLDED THAN ROLLED

STERILNÍ, 17 nití/cm² / STERILE, 17 threads/cm²

Objednací číslo/ ref number	Rozměry/ size		Balení v kartonu/ units in carton
1230116015	7 x 90 cm	4 vrstvy/layers	100/200 bal./pkg
1230116131	12 x 120 cm	8 vrstev/layers	120/240 bal./pkg

ZDRAVOTNICKÝ MATERIÁL / MEDICAL CONSUMABLES



Přířezy z gázy skládané jsou vyrobeny ze 100% bavlny, tkané v počtu 17 nití/cm². Skládají se ve 4 až 16 vrstvách. Gázové přířezy BATIST patří díky svému spektru použití k základní lékařské péči. Používají se ve sterilní a nesterilní verzi.

Folded gauze blanks are made of 100% cotton 17 threads/cm². They consist in 4 to 16 layers. BATIST gauze blanks are due to their spectrum of use for basic medical care. They could be used in sterile and non-sterile versions.

B-CUT (FOLD) - PŘÍŘEZY Z GÁZY SKLÁDANÉ / CUTTING GAUZE FOLDED

NESTERILNÍ 17 nití/cm² / NONSTERILE 17 threads/cm²

Objednací číslo/ ref number	Rozměry/size		Balení v kartonu/ units in carton
1230100719	7 cm x 20 cm	12 vrstev/layers	30 x 20 ks/pcs
1230100716	7 cm x 24 cm	4 vrstvy/layers	20 x 50 ks/pcs
1230100701	10 cm x 15 cm	8 vrstev/layers	78 x 20 ks/pcs
1230100702	20 cm x 15 cm	8 vrstev/layers	45 x 20 ks/pcs
1230100706	20 cm x 15 cm	16 vrstev/layers	27 x 20 ks/pcs
1230100708	20 cm x 20 cm	16 vrstev/layers	16 x 20 ks/pcs
1230100709	20 cm x 30 cm	16 vrstev/layers	12 x 25 ks/pcs
1230100714	23 cm x 23 cm	8 vrstev/layers	28 x 20 ks/pcs
1230100710	23 cm x 23 cm	16 vrstev/layers	12 x 25 ks/pcs



B-CUT (FOLD) S - PŘÍŘEZY Z GÁZY SKLÁDANÉ / CUTTING GAUZE FOLDED

STERILNÍ 17 nití/cm² / STERILE 17 threads/cm²

Objednací číslo/ ref number	Rozměry/size		Počet ks v balení/ package quantity	Balení v kartonu/ units in carton
1230117142	23 x 23 cm	8 vrstev/layers	2 ks/pcs	140 / 280 bal./pkg
1230117143	23 x 23 cm	8 vrstev/layers	3 ks/pcs	110 / 220 bal./pkg
1230117144	23 x 23 cm	8 vrstev/layers	4 ks/pcs	90 / 180 bal./pkg
1230117145	23 x 23 cm	8 vrstev/layers	5 ks/pcs	120 / 120 bal./pkg
1230117133	8 x 18 cm	16 vrstev/layers	3 ks/pcs	130 / 260 bal./pkg
1230117135	8 x 18 cm	16 vrstev/layers	5 ks/pcs	100 / 200 bal./pkg
1230117114	10 x 20 cm	16 vrstev/layers	4 ks/pcs	100 / 200 bal./pkg
1230117075	15 x 30 cm	16 vrstev/layers	5 ks/pcs	60 / 60 bal./pkg
1230117101	23 x 23 cm	16 vrstev/layers	1 ks/pcs	140 / 280 bal./pkg
1230117105	23 x 23 cm	16 vrstev/layers	5 ks/pcs	60 / 60 bal./pkg
1230117223	25 x 12 cm	16 vrstev/layers	3 ks/pcs	80 / 160 bal./pkg
1230117239	16 x 25 cm	16 vrstev/layers	10 ks/pcs	24 / 48 bal./pkg
1230117092	20 x 30 cm	16 vrstev/layers	2 ks/pcs	120 / 120 bal./pkg
1230117095	20 x 30 cm	16 vrstev/layers	5 ks/pcs	50 / 50 bal./pkg

ZDRAVOTNICKÝ MATERIÁL / MEDICAL CONSUMABLES



Přířezy z gázy skládané s buničitou vatou jsou vyrobeny ze 100% bavlněné gázy tkané v počtu 17 nití/cm². Díky jádru z buničité vaty a skládání ve čtyřech vrstvách má přířez jemnost, savost a jsou vhodné pro veškerou lékařskou péči.

Cutting Gauze with cellulose are made of 100% cotton gauze 17 threads/cm². With a core of cellulose wadding and folding in four layers, the blank has a softness, absorbency and is suitable for all medical care.

B-CUT (CELL) - GÁZA SKLÁDANÁ S BUN. VATOU / GAUZE FOLDED WITH CELLULOSE

NESTERILNÍ, 4 vrstvy, 17 nití/cm² / NONSTERILE, 4 layers, 17 threads/cm²

Objednací číslo/ ref number	Rozměry/size	Balení v kartonu/ units in carton
1230100802	7 cm x 20 cm	55 x 10 ks/pcs
1230100803	10 cm x 20 cm	35 x 10 ks/pcs
1230100804	20 cm x 20 cm	24 x 10 ks/pcs

B-CUT (CELL) S - GÁZA SKLÁDANÁ S BUN. VATOU / GAUZE FOLDED WITH CELLULOSE

STERILNÍ, 4 vrstvy, 17 nití/cm² / STERILE, 4 layers, 17 threads/cm²

Objednací číslo/ ref number	Rozměry/size	Počet ks v balení/ package quantity	Balení v kartonu/ units in carton
1230118052	7 cm x 24 cm	2 ks/pcs	100 / 400 bal./pkg
1230118054	7 cm x 24 cm	4 ks/pcs	110 / 220 bal./pkg
1230118032	10 cm x 20 cm	2 ks/pcs	100 / 400 bal./pkg
1230118033	10 cm x 20 cm	3 ks/pcs	130 / 260 bal./pkg
1230118102	10 cm x 24 cm	2 ks/pcs	90 / 360 bal./pkg



Břišní rouška (šitý gázový tampon) je vyroben ze 100% bavlny, tkaný s hustotou 17 nití/cm². Roušky jsou buď prošité kontrastní páskou a zakončené tkanicí nebo prošité, s tkanicí a zakončené kovovým kroužkem. Vetkaná RTG nit nebo kovový kroužek umožňuje kontrolu roušky při rentgenovém vyšetření. Rouška je čtyřvrstvá, vysoce savá a měkká. Pro ještě vyšší objem a měkkost je vyráběna také v předeprané formě.

Lap sponge (laparotomy sponge) are made of 100% chlorine-free bleached cotton gauze, 17 threads/cm². For better detection in X-rays they are equipped with a contrasting tape or metal ring at the end of the ribbon strip. Lap sponges are made of 4 layers of gauze. The edges are sewn in, for added strength, the drapes are sewn in addition. To increase the absorbency, products are subjected to a prewash process. They can be delivered in the form of pre-washed or non-washed products.

B-TOWEL - S KROUŽKEM NA TKANICI / LAP SPONGE WITH RING ON TAPE

NESTERILNÍ, 4 vrstvy, 17 nití/cm² / NONSTERILE, 4 layers, 17 threads/cm²

Objednací číslo/ ref number	Rozměry/size	Balení v kartonu/ units in carton
1230100311	12 cm x 47 cm	6 bal. á 50 ks / 6 pkg per 50 pcs
1230100312	24 cm x 32 cm	6 bal. á 50 ks / 6 pkg per 50 pcs
1230100314	40 cm x 46 cm	6 bal. á 50 ks / 6 pkg per 50 pcs
1230100315	48 cm x 58 cm	6 bal. á 50 ks / 6 pkg per 50 pcs

ZDRAVOTNICKÝ MATERIÁL / MEDICAL CONSUMABLES



B-TOWEL X - S RTG NITÍ / LAP SPONGE WITH X-RAY THREAD

NESTERILNÍ, NEPŘEDEPRANÝ, 4 vrstvy, 17 nití/cm² / NONSTERILE, NOTPREWASHED, 4 layers, 17 threads/cm²

Objednací číslo/ ref number	Rozměry/size	Balení v kartonu/ units in carton
1320100308	45 x 45 cm	5 bal. á 100 ks / 5 pkg per 100 pcs

B-TOWEL X - S RTG PÁSKOU A TKANICÍ / LAP SPONGE WITH X-RAY TAPE AND LOOP

NESTERILNÍ, NEPŘEDEPRANÝ, 4 vrstvy, 17 nití/cm² / NONSTERILE, NOTPREWASHED, 4 layers, 17 threads/cm²

Objednací číslo/ ref number	Rozměry/size	Balení v kartonu/ units in carton
1320100304	45 x 45 cm	5 bal. á 100 ks / 5 pkg per 100 pcs
1320100311	45 x 70 cm	5 bal. á 100 ks / 5 pkg per 100 pcs

NESTERILNÍ, PŘEDEPRANÝ, 4 vrstvy, 17 nití/cm² / NONSTERILE, PREWASHED, 4 layers, 17 threads/cm²

Objednací číslo/ ref number	Rozměry/size	Balení v kartonu/ units in carton
1320102312	23 x 33 cm	5 bal. á 100 ks / 5 pkg per 100 pcs
1320102314	45 x 45 cm	5 bal. á 100 ks / 5 pkg per 100 pcs

B-TOWEL X-S - S RTG PÁSKOU A TKANICÍ / LAP SPONGE WITH X-RAY TAPE AND LOOP

STERILNÍ, PŘEDEPRANÝ, 4 vrstvy, 17 nití/cm² / STERILE, PREWASHED, 4 layers, 17 threads/cm²

Objednací číslo/ ref number	Rozměry/size	Balení v kartonu/ units in carton
1230113125	23 x 33 cm	120/120 bal. á 5 ks / 120/120 pkg per 5 pcs
1230113141	45 x 45 cm	80/320 bal. á 1 ks / 80/320 pkg per 1 pcs
1230113142	45 x 45 cm	90/180 bal. á 2 ks / 90/180 pkg per 2 pcs
1230113145	45 x 45 cm	60/60 bal. á 5 ks / 60/60 pkg per 5 pcs
1230113185	45 x 45 cm vázané tkanicí/tied with lace	60/60 bal. á 5 ks / 60/60 pkg per 5 pcs

STERILNÍ, NEPŘEDEPRANÝ, 4 vrstvy, 17 nití/cm² / STERILE, NOTPREWASHED, 4 layers, 17 threads/cm²

Objednací číslo/ ref number	Rozměry/size	Balení v kartonu/ units in carton
1230113012	45 x 45 cm	80/160 bal. á 2 ks / 80/160 pkg per 2 pcs
1230113015	45 x 45 cm	60/60 bal. á 5 ks / 60/60 pkg per 5 pcs



Tampony stáčené jsou vyrobeny z bělené gázy 100% bavlna, tkané v počtu 17 nití/cm². Vyrábí se v ucelené řadě deseti základních velikostí, rozměr tamponu je odvozen od velikosti gázového přířezu, ze kterého je tampon stáčen. Vetkaná RTG nit umožňuje kontrolu tamponu při rentgenovém vyšetření. Tampony jsou pevné a spolehlivé při použití.

The gauze balls are made of 100% bleached chlorine-free cotton, 17 threads/cm². The Gauze balls portfolio include ten basic dimensions, the size of gauze ball depends on the size of the gauze, which is used to twist the tupper. The X-ray thread allows detection of gazue ball in X-rays. Supplied in sterile or non-sterile version.

LINON - TAMPON STÁČENÝ Z GÁZY NESTERILNÍ / GAUZE BALLS NONSTERILE

LINON - NESTERILNÍ / LINON - NONSTERILE

Objednací číslo/ ref number	Rozměry/size	Počet ks v balení/ package quantity	Balení v kartonu/ units in carton
1320300400	7 / 7	200 ks/pcs	80 bal./pkg
1320300401	9 / 9	200 ks/pcs	60 bal./pkg
1320300402	12 / 12	100 ks/pcs	60 bal./pkg
1320300403	15 / 15	100 ks/pcs	80 bal./pkg
1320300404	20 / 19	100 ks/pcs	60 bal./pkg
1320300408	25 / 25	50 ks/pcs	80 bal./pkg
1320300405	30 / 30	50 ks/pcs	50 bal./pkg
1320300431	40 / 40	25 ks/pcs	80 bal./pkg
1320300410	25 / 50	50 ks/pcs	40 bal./pkg
1320300406	30 / 60	40 ks/pcs	50 bal./pkg

LINON X - RTG NESTERILNÍ / LINON - X-RAY NONSTERILE

Objednací číslo/ ref number	Rozměry/size	Počet ks v balení/ package quantity	Balení v kartonu/ units in carton
1320300419	7 / 7	200 ks/pcs	80 bal./pkg
1320300411	9 / 9	200 ks/pcs	60 bal./pkg
1320300412	12 / 12	100 ks/pcs	60 bal./pkg
1320300413	15 / 15	100 ks/pcs	80 bal./pkg
1320300414	20 / 19	100 ks/pcs	60 bal./pkg
1320300415	30 / 30	50 ks/pcs	50 bal./pkg
1320300416	30 / 60	40 ks/pcs	50 bal./pkg

ZDRAVOTNICKÝ MATERIÁL / MEDICAL CONSUMABLES



LINON S - TAMPON STÁČENÝ Z GÁZY STERILNÍ / GAUZE BALLS STERILE

LINON S - STERILNÍ / LINON S - STERILE

Objednací číslo/ ref number	Rozměry/size	Počet ks v balení/ package quantity	Balení v kartonu/ units in carton
1230110413	15 / 15	3 ks/pcs	120 / 1920 bal./pkg
1230110414	20 / 19	3 ks/pcs	100 / 1600 bal./pkg
1230110415	30 / 30	3 ks/pcs	100 / 800 bal./pkg
1230110421	9 / 9	5 ks/pcs	130 / 2080 bal./pkg
1230110422	12 / 12	5 ks/pcs	100 / 1600 bal./pkg
1230110423	15 / 15	5 ks/pcs	100 / 1600 bal./pkg
1230110424	20 / 19	5 ks/pcs	80 / 1280 bal./pkg
1230110425	30 / 30	5 ks/pcs	120 / 480 bal./pkg
1230110426	30 / 60	5 ks/pcs	70 / 280 bal./pkg
1230110430	7 / 7	10 ks/pcs	140 / 2240 bal./pkg
1230110431	9 / 9	10 ks/pcs	100 / 1600 bal./pkg
1230110433	15 / 15	10 ks/pcs	130 / 1040 bal./pkg
1230110434	20 / 19	10 ks/pcs	120 / 480 bal./pkg
1230110435	30 / 30	10 ks/pcs	140 / 280 bal./pkg
1230110436	30 / 60	10 ks/pcs	70 / 140 bal./pkg
1230110454	20 / 19	30 ks/pcs	100 / 200 bal./pkg
1230110455	30 / 30	30 ks/pcs	100 / 100 bal./pkg

LINON X-S - RTG STERILNÍ / LINON X-S - X-RAY STERILE

Objednací číslo/ ref number	Rozměry/size	Počet ks v balení/ package quantity	Balení v kartonu/ units in carton
1230110620	7 / 7	5 ks/pcs	150 / 2400 bal./pkg
1230110621	9 / 9	5 ks/pcs	100 / 1600 bal./pkg
1230110622	12 / 12	5 ks/pcs	100 / 1600 bal./pkg
1230110632	12 / 12	10 ks/pcs	100 / 800 bal./pkg
1230110633	15 / 15	10 ks/pcs	100 / 800 bal./pkg
1230110634	20 / 19	10 ks/pcs	120 / 480 bal./pkg
1230110635	30 / 30	10 ks/pcs	140 / 280 bal./pkg
1230110831	9 / 9	10 ks/pcs	100 / 1600 bal./pkg



Kompresy z gázy jsou vyrobeny z bělených bavlněných vláken, tkaných v počtu 13 nebo 17 nití na cm². Gáza je skládaná do formy kompresů se založenými nebo nezaloženými okraji o různém počtu vrstev a jsou vyráběny ve čtyřech velikostech. Varianta se založenými okraji eliminuje riziko třepení okrajů gázy. Kompresy z gázy rozstřížené, používané při I.V. kanylaci, jsou vyráběny technologií, která zaručuje zpevnění okrajů v místě rozstřížení.

Gauze swabs are made of bleached cotton, 13 or 17 threads/cm². The gauze is folded into a swab with or without folded edges of varying number of layers and are manufactured in four sizes. The folded edge variant eliminates the risk of linting the gauze edges. Gauge swabs Y cutted, are manufactured by a technology that guarantees edge strengthening at the cutting site.

KOMPRES - KOMPRESY Z GÁZY NESTERILNÍ / GAUZE SWABS NONSTERILE

NESTERILNÍ, 8 vrstev, nezaložené okraje / NONSTERILE, 8 layers, unfolded edges

Objednací číslo/ ref number	Rozměry/size		Balení v kartonu/ units in carton
1320100217	5 cm x 5 cm	17 nití-threads/cm ²	50 bal. á 100 ks / 50 pkg per 100 pcs
1320100218	5 cm x 5 cm	13 nití-threads/cm ²	50 bal. á 100 ks / 50 pkg per 100 pcs
1320100227	7,5 cm x 7,5 cm	17 nití-threads/cm ²	50 bal. á 100 ks / 50 pkg per 100 pcs
1320100228	7,5 cm x 7,5 cm	13 nití-threads/cm ²	100 bal. á 100 ks / 100 pkg per 100 pcs
1320100237	10 cm x 10 cm	17 nití-threads/cm ²	50 bal. á 100 ks / 50 pkg per 100 pcs
1320100238	10 cm x 10 cm	13 nití-threads/cm ²	100 bal. á 100 ks / 100 pkg per 100 pcs
1320100247	10 cm x 20 cm	17 nití-threads/cm ²	20 bal. á 100 ks / 20 pkg per 100 pcs

NESTERILNÍ, 8 vrstev, založené okraje / NONSTERILE, 8 layers, folded edges

Objednací číslo/ ref number	Rozměry/size		Balení v kartonu/ units in carton
1320100210	5 cm x 5 cm		50 bal. á 100 ks / 50 pkg per 100 pcs
1320100220	7,5 cm x 7,5 cm		50 bal. á 100 ks / 50 pkg per 100 pcs
1320100230	10 cm x 10 cm		50 bal. á 100 ks / 50 pkg per 100 pcs
1320100240	10 cm x 20 cm		20 bal. á 100 ks / 20 pkg per 100 pcs

STERILKOMPRES - KOMPRESY Z GÁZY STERILNÍ / GAUZE SWABS STERILE

STERILNÍ, 8 vrstev, nezaložené okraje / STERILE, 8 layers, unfolded edges

Objednáací číslo/ ref number	Rozměry/size	Počet ks v balení/ package quantity	Balení v kartonu/ units in carton
1324919252	5 cm x 5 cm	2 ks/pcs	20 krab á 25 bal. / 20 boxes per 25 pkg
1324919262	7,5 cm x 7,5 cm	2 ks/pcs	20 krab á 25 bal. / 20 boxes per 25 pkg
1324919272	10 cm x 10 cm	2 ks/pcs	20 krab á 25 bal. / 20 boxes per 25 pkg
1324919276	10 cm x 10 cm	10 ks/pcs	20 krab á 10 bal. / 20 boxes per 10 pkg
1325019252	5 cm x 5 cm	2 ks/pcs	100 / 500 bal.-pkg
1325019262	7,5 cm x 7,5 cm	2 ks/pcs	100 / 500 bal.-pkg
1325019272	10 cm x 10 cm	2 ks/pcs	100 / 500 bal.-pkg
1325519242	10 cm x 20 cm	2 ks/pcs	140 / 560 bal.-pkg
1325519213	5 cm x 5 cm	3 ks/pcs	100 / 1600 bal.-pkg
1325519223	7,5 cm x 7,5 cm	3 ks/pcs	120 / 960 bal.-pkg
1325519233	10 cm x 10 cm	3 ks/pcs	100 / 800 bal.-pkg
1325519243	10 cm x 20 cm	3 ks/pcs	100 / 400 bal.-pkg
1324919255	5 cm x 5 cm	5 ks/pcs	20 krab á 25 bal. / 20 boxes per 25 pkg
1324919265	7,5 cm x 7,5 cm	5 ks/pcs	20 krab á 25 bal. / 20 boxes per 25 pkg
1324919275	10 cm x 10 cm	5 ks/pcs	20 krab á 25 bal. / 20 boxes per 25 pkg
1325019255	5 cm x 5 cm	5 ks/pcs	100 / 500 bal.-pkg
1325019265	7,5 cm x 7,5 cm	5 ks/pcs	100 / 500 bal.-pkg
1325019275	10 cm x 10 cm	5 ks/pcs	100 / 500 bal.-pkg
1325519245	10 cm x 20 cm	5 ks/pcs	140 / 280 bal.-pkg
1325519216	5 cm x 5 cm	10 ks/pcs	100 / 800 bal.-pkg
1325519226	7,5 cm x 7,5 cm	10 ks/pcs	100 / 400 bal.-pkg
1325519236	10 cm x 10 cm	10 ks/pcs	80 / 320 bal.-pkg
1325519246	10 cm x 20 cm	10 ks/pcs	90 / 180 bal.-pkg
1325519217	5 cm x 5 cm	20 ks/pcs	120 / 480 bal.-pkg
1325519227	7,5 cm x 7,5 cm	20 ks/pcs	120 / 240 bal.-pkg
1325519237	10 cm x 10 cm	20 ks/pcs	80 / 160 bal.-pkg
1325519247	10 cm x 20 cm	20 ks/pcs	80 / 80 bal.-pkg
1325519229	7,5 cm x 7,5 cm	50 ks/pcs	30 / 120 bal.-pkg

STERILNÍ, 17 nití / STERILE, 17 threads

Objednáací číslo/ ref number		Počet ks v balení/ package quantity	Balení v kartonu/ units in carton
1325519920	0,5 m ²	1 ks/pcs	260 / 520 bal.-pkg
1325519921	1 m ²	1 ks/pcs	160 / 320 bal.-pkg

STERILNÍ, 13 nití / STERILE, 13 threads

Objednáací číslo/ ref number		Počet ks v balení/ package quantity	Balení v kartonu/ units in carton
1325519923	0,5 m ²	1 ks/pcs	400 / 800 bal.-pkg
1325519924	1 m ²	1 ks/pcs	200 / 400 bal.-pkg



STERILKOMPRES I.V. - KOMPRESY Z GÁZY ROZSTŘIŽENÉ STERILNÍ / GAUZE SWABS STERILE CUT FOR I.V. CANNULATION

STERILNÍ, 8 vrstev, nezaložené okraje / STERILE, 8 layers, unfolded edges

Objednací číslo/ ref number	Rozměry/size	Počet ks v balení/ package quantity	Balení v kartonu/ units in carton
1230117939	5 cm x 5 cm	10 ks/pcs	130 / 1040 bal.-pkg
1230117922	7,5 cm x 7,5 cm	2 ks/pcs	100 / 1600 bal.-pkg
1230117912	10 cm x 10 cm	2 ks/pcs	100 / 800 bal.-pkg
1230117919	10 cm x 10 cm	10 ks/pcs	80 / 320 bal.-pkg

ZDRAVOTNICKÝ MATERIÁL / MEDICAL CONSUMABLES



Kompresy jsou vyrobeny z netkaného textilu o složení 50 % viskózy a 50 % polyesteru a plošné hmotnosti 30 g/m². Netkaná textilie je skládána do kompresu ve čtyřech vrstvách. Kompresy z netkaného textilu jsou vhodné k prvotnímu ošetření znečištěných a exudujících poranění, k všestrannému použití na klinikách i v ambulancích.

The swabs are made from a non-woven textile with 50 % viscose and 50 % polyester mix and the base weight of 30 g/m². The nonwoven textile is folded to the compress form in four layers. Product from non-woven fabric are suitable for primary dressing of dirty and exsuding wounds. They can be used generally in hospitals and out-patient departments.

KOMPRES NT - KOMPRESY Z NETKANÉHO TEXTILU / NON-WOVEN SWABS

NESTERILNÍ, 100 ks v papírovém balíčku / NONSTERILE, 100 pcs in paper bag

Objednací číslo/ ref number	Rozměry/size	Balení v kartonu/ units in carton
1320100510	5 cm x 5 cm	50 bal. á 100 ks / 50 pkg per 100 pcs
1320100520	7,5 cm x 7,5 cm	50 bal. á 100 ks / 50 pkg per 100 pcs
1320100530	10 cm x 10 cm	50 bal. á 100 ks / 50 pkg per 100 pcs
1320100540	10 cm x 20 cm	50 bal. á 100 ks / 50 pkg per 100 pcs



**STERILKOMPRES NT - KOMPRESY Z NETKANÉHO TEXTILU STERILNÍ /
NON-WOVEN SWABS STERILE**

Objednací číslo/ ref number	Rozměry/size	Počet ks v balení/ package quantity	Balení v kartonu/ units in carton
1324920252	5 cm x 5 cm	2 ks/pcs	20 krab á 25 bal. / 20 boxes per 25 pkg
1324920262	7,5 cm x 7,5 cm	2 ks/pcs	20 krab á 25 bal. / 20 boxes per 25 pkg
1324920272	10 cm x 10 cm	2 ks/pcs	20 krab á 25 bal. / 20 boxes per 25 pkg
1325020252	5 cm x 5 cm	2 ks/pcs	100 / 500 bal.-pkg
1325020262	7,5 cm x 7,5 cm	2 ks/pcs	100 / 500 bal.-pkg
1325020272	10 cm x 10 cm	2 ks/pcs	100 / 500 bal.-pkg
1325020282	10 cm x 20 cm	2 ks/pcs	100 / 1200 bal.-pkg
1230119513	5 cm x 5 cm	3 ks/pcs	120 / 1920 bal.-pkg
1230119523	7,5 cm x 7,5 cm	3 ks/pcs	100 / 1600 bal.-pkg
1230119533	10 cm x 10 cm	3 ks/pcs	120 / 960 bal.-pkg
1324920255	5 cm x 5 cm	5 ks/pcs	20 krab á 25 bal. / 20 boxes per 25 pkg
1324920265	7,5 cm x 7,5 cm	5 ks/pcs	20 krab á 25 bal. / 20 boxes per 25 pkg
1324920275	10 cm x 10 cm	5 ks/pcs	20 krab á 25 bal. / 20 boxes per 25 pkg
1325020255	5 cm x 5 cm	5 ks/pcs	100 / 500 bal.-pkg
1325020265	7,5 cm x 7,5 cm	5 ks/pcs	100 / 500 bal.-pkg
1325020275	10 cm x 10 cm	5 ks/pcs	100 / 500 bal.-pkg
1325020285	10 cm x 20 cm	5 ks/pcs	100 / 200 bal.-pkg
1325020256	5 cm x 5 cm	10 ks/pcs	100 / 600 bal.-pkg
1325020266	7,5 cm x 7,5 cm	10 ks/pcs	100 / 600 bal.-pkg
1325020536	10 cm x 10 cm	10 ks/pcs	100 / 400 bal.-pkg

**STERILKOMPRES NT I.V. - KOMPRESY Z NETKANÉHO TEXTILU ROZSTŘIŽENÉ STERILNÍ /
NON-WOVEN SWABS STERILE CUT FOR I.V. CANNULATION**

Objednací číslo/ ref number	Rozměry/size	Počet ks v balení/ package quantity	Balení v kartonu/ units in carton
1230114552	7,5 cm x 7,5 cm	2 ks/pcs	100 / 1600 bal.-pkg
1230114562	10 cm x 10 cm	2 ks/pcs	80 / 1280 bal.-pkg

ZDRAVOTNICKÝ MATERIÁL / MEDICAL CONSUMABLES



Absorpční kompresy s vysokou savostí s jádrem z drcené celulózy a povrchem z netkaného textilu o rozměrech 10 x 10 cm až 20 x 40 cm. Modrá vrstva indikuje vnější stranu krytí. Kompresy s vysokou savostí jsou určeny ke krytí silně mokvajících ran a k ošetření po lékařských výkonech.

The highly absorbent swabs are made from wood pulp cotton core covered with nonwoven material in sizes from 10 x 10 cm to 20 x 40 cm. The blue layer indicates the outer side of swab. Absorption swabs with high absorbency are designed to cover strongly exuding wounds, and for treatment after medical procedures.

AB KOMPRES - ABSORPČNÍ KOMPRESY / ABSORBING SWABS

NESTERILNÍ / NONSTERILE

Objednací číslo/ ref number	Rozměry/size	Balení v kartonu/ units in carton
1320100401	10 cm x 10 cm	20 bal. á 50 ks / 20 pkg per 50 pcs
1320100402	10 cm x 20 cm	12 bal. á 50 ks / 12 pkg per 50 pcs
1320100403	15 cm x 25 cm	6 bal. á 50 ks / 6 pkg per 50 pcs
1320100404	20 cm x 20 cm	6 bal. á 50 ks / 6 pkg per 50 pcs
1320100405	20 cm x 40 cm	4 bal. á 30 ks / 4 pkg per 30 pcs

AB KOMPRES S - ABSORPČNÍ KOMPRESY / ABSORBING SWABS

STERILNÍ, á 1 ks / STERILE, packed per 1 pc

Objednací číslo/ ref number	Rozměry/size	Balení v kartonu/ units in carton
1327115011	10 cm x 10 cm	100 / 800 bal./pkg á 1 ks/pc
1327115021	10 cm x 20 cm	100 / 400 bal./pkg á 1 ks/pc
1327115031	15 cm x 25 cm	140 / 280 bal./pkg á 1 ks/pc
1327115041	20 cm x 20 cm	120 / 240 bal./pkg á 1 ks/pc
1327115051	20 cm x 40 cm	70 / 140 bal./pkg á 1 ks/pc



Polštářek vatový v gáze je gázový kompres se zvýšenou absorpční schopností. Jádro z obvazové vaty ze 100% bělené bavlny zajišťuje vysokou nasákavost, měkkost a dostatečný objem krytí rány. Je vhodný pro primární ošetření znečištěných, infikovaných a silně exsudujících ran.

The cotton pad in gauze is a gauze swab with increased absorbency. The 100% bleached cotton wadding core provides high fluid absorption, softness. Products are sufficient as a perfect wound dressing. It is suitable for the primary treatment of contaminated, infected and strongly exuding wounds.

B-COMP - POLŠTÁŘEK VATOVÝ V GAZE / COTTON PAD IN GAUZE WRAPPING

NESTERILNÍ / NONSTERILE

Objednací číslo/ ref number	Rozměry/size	Balení v kartonu/ units in carton
1230100831	10 cm x 10 cm	8 x 50 ks/pcs
1230100832	10 cm x 15 cm	8 x 50 ks/pcs
1230100833	20 cm x 30 cm	15 x 10 ks/pcs

B-COMP S - POLŠTÁŘEK VATOVÝ V GAZE / COTTON PAD IN GAUZE WRAPPING

STERILNÍ / STERILE

Objednací číslo/ ref number	Rozměry/size	Počet ks v balení/ package quantity	Balení v kartonu/ units in carton
1230118312	10 cm x 10 cm	2 ks/pcs	150 / 300 bal./pkg
1230118322	10 cm x 15 cm	2 ks/pcs	100 / 200 bal./pkg
1230118332	20 cm x 30 cm	2 ks/pcs	60 / 60 bal./pkg

ZDRAVOTNICKÝ MATERIÁL / MEDICAL CONSUMABLES



Unikátní biokeramický prostředek k vlhkému hojení ran na bázi zeolit-jodového komplexu, vhodný k ošetření špatně se hojících chronických a akutních ran jako jsou bérčové vředy, dekubity, kožní defekty u diabetiků a onkologických pacientů, popáleniny, rány povleklé, exudující, infikované, pooperační rány, chirurgické rány, traumatické rány, odřeniny, kousnutí apod. Více informací na www.woundex.cz.

Unique bioceramic dressing pad of moist wound healing based on zeolit-iodine complex for management of poorly healing chronic and acute wounds such as venous ulcers, pressure ulcers, diabetic foot ulcers and skin ulcerations in cancer patients, burns, exuding or infected wounds, post-op wounds, surgical wounds, traumatic wounds, skin abrasions, bites etc. More information at www.woundex.cz.

WOUNDEX

STERILNÍ, box á 5 ks / STERILE, box per 5 pcs

Objednací číslo/ ref number	Rozměry/size	Balení v kartonu/ units in carton
1230711111	4 x 4 cm	36 krabiček á 5 ks / 36 boxes per 5 pcs
1230711112	5 x 7 cm	32 krabiček á 5 ks / 32 boxes per 5 pcs
1230711113	6 x 10 cm	20 krabiček á 5 ks / 20 boxes per 5 pcs



OBINADLA / BANDAGES

Obinadla

Široká nabídka obvazů a obinadel všech druhů, tvarů a použitých materiálů.

Bandages

Wide offer of bandages of all kinds, shapes and used materials.



ZDRAVOTNICKÝ MATERIÁL / MEDICAL CONSUMABLES



BATIST obinadla pletená vyrobená z polyesteru s obsahem viskóзовé stříže, která jim dodává potřebnou jemnost, savost a prodyšnost. Jsou pletena v šíři, což zaručuje pevný a netřepivý okraj. Obinadla jsou vyráběna v ucelené rozměrové řadě od 6 do 20 cm šíře v délce 5 a 10 m.

BATIST knitted conforming bandages are produced from polyester with cut viscose fabric adding the necessary softness, absorption and permeability. They are knitted in width, which secures a stable and non-fraying edge. The bandages are produced in a comprehensive range of sizes from 6 to 20 cm in width 5 and 10 m in length.

B-KNITT - OBINADLO HYDROFILNÍ PLETENÉ / KNITTED CONFORMING BANDAGE

NESTERILNÍ, balená po 10 ks do PE folie / NONSTERILE, packed per 10 pcs to PE foil

Objednací číslo/ ref number	Rozměry/size	Balení v kartonu/ units in carton
1230300201	6 cm x 5 m	90 x 10 ks/pcs
1230300202	8 cm x 5 m	65 x 10 ks/pcs
1230300203	10 cm x 5 m	60 x 10 ks/pcs
1230300204	12 cm x 5 m	50 x 10 ks/pcs
1230300205	14 cm x 5 m	40 x 10 ks/pcs
1230300207	20 cm x 5 m	35 x 10 ks/pcs
1230300302	8 cm x 10 m	37 x 10 ks/pcs
1230300303	10 cm x 10 m	30 x 10 ks/pcs
1230300304	12 cm x 10 m	25 x 10 ks/pcs
1230300305	14 cm x 10 m	20 x 10 ks/pcs
1230300306	16 cm x 10 m	18 x 10 ks/pcs
1230300307	20 cm x 10 m	16 x 10 ks/pcs



B-KNITT S - OBINADLO STERILNÍ PLETENÉ / KNITTED STERILE BANDAGE

STERILNÍ, balená po 10 ks do PE folie / STERILE, packed per 10 pcs to PE foil

Objednací číslo/ ref number	Rozměry/size	Balení v kartonu/ units in carton
1230310201	6 cm x 5 m	30 x 10 ks/pcs
1230310202	8 cm x 5 m	30 x 10 ks/pcs
1230310203	10 cm x 5 m	30 x 10 ks/pcs
1230310204	12 cm x 5 m	30 x 10 ks/pcs
1230310205	14 cm x 5 m	30 x 10 ks/pcs

ZDRAVOTNICKÝ MATERIÁL / MEDICAL CONSUMABLES



Tamponádní pletená obinadla jsou vhodná pro široké použití ve zdravotní péči. Polyester s obsahem viskózy dodává obinadlům potřebnou jemnost, savost a prodyšnost. Jsou pletena v šíři, což zaručuje pevný a netřepivý okraj. Vyráběna v ucelené řadě 1 až 4 cm.

Tamponade knitted bandages are suitable for wide use in healthcare. Polyester viscose containing supplies needed bandages softness, absorbency and breathability. They are woven in width, which ensures a firm and friable edge. Manufactured in a complete range of 1 to 4 cm.

B-TAMP - TAMPONÁDNÍ PLETENÁ OBINADLO / TAMPONADE KNITTED BANDAGE

Objednací číslo/ ref number	Rozměry/size	Balení v kartonu/ units in carton
1230300501	1 cm x 5 m	1 bal. á 100 ks / 1 pkg per 100 pcs
1230300502	2 cm x 5 m	1 bal. á 50 ks / 1 pkg per 50 pcs
1230300503	3 cm x 5 m	1 bal. á 50 ks / 1 pkg per 50 pcs
1230300504	4 cm x 5 m	1 bal. á 10 ks / 1 pkg per 10 pcs



Trojčipý šátek je vyroben z úpletu 100% viskózové stříže, nebo druhá varianta z netkaného textilu (polypropylen spunbond). Zajišťuje pevnost a prodyšnost při nošení. Z úpletu nabízíme dvě rozměrové varianty, volitelné podle velikosti fixované oblasti. Šátky jsou jednotlivě baleny do folie a okamžitě použitelné k předlékařské první pomoci i ambulantní péči.

The triangular bandage is made from 100% viscose fabrics or nonwoven textile (polypropylen spunbond). It provides strength and is immediately ready to use in a premedical treatment and an ambulant care. There are available two dimension versions selectable according to the fixation part size. Another possibility is the triangular bandage production of non-woven textile.

TRIANGEL - ŠÁTEK TROJČIPÝ / TRIANGULAR BANDAGE

Šátek trojčipý pletený / Triangular bandage knitted

Objednací číslo/ ref number	Rozměry/size	Balení v kartonu/ units in carton
1230300401	85 x 85 x 125 cm	6 bal. á 50 ks / 6 pkg per 50 pcs
1230300402	MAXI 90 x 90 x 140 cm	6 bal. á 50 ks / 6 pkg per 50 pcs

TRIANGEL NT - ŠÁTEK TROJČIPÝ / TRIANGULAR BANDAGE

Šátek trojčipý z netkaného textilu / Triangular non-woven bandage

Objednací číslo/ ref number	Rozměry/size	Balení v kartonu/ units in carton
1230500401	96 x 96 x 143 cm	5 bal. á 60 ks / 5 pkg per 60 pcs



Fixační obinadlo **FIXA-CREP** je vysoce elastické fixační obinadlo s tažností cca 100% a jemnou strukturou (polyamid/polyester). Vyznačuje se vysokou prodyšností a příjemným nošením. FIXA-CREP spolehlivě sedí a nesklouzává, proto se hodí také k fixacím v oblasti kloubů a oblých částech těla.

FIXA-CREP is a highly elastic fixation bandage with approximately 100% elasticity and a soft structure (polyamide/polyester). FIXA-CREP has high permeability and is pleasant to wear. It is suitable for fixation purposes, even in the area of joints and for round parts of the body, where it stays safely and does not slip.

FIXA-CREP - FIXAČNÍ OBINADLO / FIXATION BANDAGE

Balená v krabičce á 20 ks / packed in paper box per 20 pcs

Objednací číslo/ ref number	Rozměry/size	Balení v kartonu/ units in carton
1323100101	4 cm x 4 m	40 x 20 ks/pcs
1323100102	6 cm x 4 m	28 x 20 ks/pcs
1323100103	8 cm x 4 m	24 x 20 ks/pcs
1323100104	10 cm x 4 m	20 x 20 ks/pcs
1323100105	12 cm x 4 m	16 x 20 ks/pcs
1323100106	15 cm x 4 m	12 x 20 ks/pcs

Balená á 1 ks a poté 20 ks v krabičce / packed individually and than 20 pcs in paper box

Objednací číslo/ ref number	Rozměry/size	Balení v kartonu/ units in carton
1323100112	6 cm x 4 m	28 x 20 ks/pcs
1323100113	8 cm x 4 m	24 x 20 ks/pcs
1323100114	10 cm x 4 m	20 x 20 ks/pcs
1323100115	12 cm x 4 m	16 x 20 ks/pcs



MEDI-CREP je vysoce elastické fixační obinadlo z materiálu polyester. Měkká tkanina, s jemnou strukturou a tažností cca 100%. Možno aplikovat bez opakovaných otáček, rychle a jednoduše na všechny části těla. Lehké, prodyšné a hypoalergenní. Nezařezává se, nesklouzává, nenarušuje krevní oběh a nebrání v pohybu kloubů. Vysoká elasticita i při delším používání.

MEDI-CREP is a highly elastic fixation bandage made from polyester. Soft fabric with a fine porous structure with approximately 100% elasticity. It is possible to apply it without repetitive turns to all parts of the body quickly and easily. Lightweight, breathable and hypoallergenic. It does not slip, does not interfere with blood circulation and allowing freedom of movement of the joints. High elasticity even after prolonged use.

MEDI-CREP - FIXAČNÍ OBINADLO / FIXATION BANDAGE

NESTERILNÍ, balená v krabičce á 20 ks / NONSTERILE, packed per 20 pcs in paper box

Objednací číslo/ ref number	Rozměry/size	Balení v kartonu/ units in carton
1323100202	6 cm x 4 m	28 x 20 ks/pcs
1323100203	8 cm x 4 m	24 x 20 ks/pcs
1323100204	10 cm x 4 m	20 x 20 ks/pcs
1323100205	12 cm x 4 m	16 x 20 ks/pcs

ZDRAVOTNICKÝ MATERIÁL / MEDICAL CONSUMABLES



UNIVERSAL je elastické obinadlo s tažností cca 110% vyrobené z měkké tkaniny za použití velkého podílu přírodních bavlněných vláken. V důsledku krepovité struktury je možno UNIVERSAL použít i na oblých částech těla, kde bezpečně sedí a nesklouzává. Pro svou trvalou elasticitu se při nošení nevytahuje a lze jej vyprat a použít opakovaně.

UNIVERSAL is an elastic bandage with approximately 110% elasticity made from soft fabric using a great amount of natural cotton fibres. Because of its crepe structure it can be used on round parts of a body where it perfectly fits. Due to its permanent elasticity it does not spread out during wearing.

UNIVERSAL - ELASTICKÉ OBINADLO / ELASTIC BANDAGE

Balená v krabičce á 10 ks / packed in paper box per 10 pcs

Objednací číslo/ ref number	Rozměry/size	Balení v kartonu/ units in carton
1323100301	6 cm x 5 m	32 x 10 ks/pcs
1323100302	8 cm x 5 m	24 x 10 ks/pcs
1323100303	10 cm x 5 m	20 x 10 ks/pcs
1323100304	12 cm x 5 m	16 x 10 ks/pcs
1323100305	15 cm x 5 m	12 x 10 ks/pcs

Balená á 1 ks v celofánu a poté 10 ks v krabičce / packed individually in foil and then 10 pcs in paper box

Objednací číslo/ ref number	Rozměry/ size	Balení v kartonu/ units in carton
1323100311	6 cm x 5 m	32 x 10 ks/pcs
1323100312	8 cm x 5 m	24 x 10 ks/pcs
1323100313	10 cm x 5 m	20 x 10 ks/pcs
1323100314	12 cm x 5 m	16 x 10 ks/pcs
1323100315	15 cm x 5 m	12 x 10 ks/pcs



MEDIFLEX je elastické obinadlo s krátkým tahem cca 60 %. MEDIFLEX vytváří díky krátkému tahu vysoký pracovní tlak a nízký tlak klidový. Vhodný je proto při léčbě žilního a lymfatického systému, dobře se přizpůsobuje tvaru končetiny a nesklouzává.

MEDIFLEX is an elastic bandage with a short elasticity approximately 60 %. MEDIFLEX creates thanks to the short traction high work pressure and low static pressure. That is why it is suitable for treating the venous and lymph system, it adapts the shape of the limb very well and does not slip down.

MEDIFLEX - ELASTICKÉ OBINADLO / ELASTIC BANDAGE

NESTERILNÍ, balená v krabičce á 10 ks / NONSTERILE, packed per 10 pcs in paper box

Objednací číslo/ ref number	Rozměry/size	Balení v kartonu/ units in carton
1323100401	6 cm x 5 m	32 x 10 ks/pcs
1323100402	8 cm x 5 m	24 x 10 ks/pcs
1323100403	10 cm x 5 m	24 x 10 ks/pcs
1323100404	12 cm x 5 m	16 x 10 ks/pcs
1323100405	15 cm x 5 m	12 x 10 ks/pcs

ZDRAVOTNICKÝ MATERIÁL / MEDICAL CONSUMABLES



NAVEL-FIX pupeční obinadlo je vyrobeno z vysoce elastického obinadla s tažností cca 100 %, jemnou strukturou, na jednom konci s připevňujícími tkalouny na ovinutí novorozence. Obinadlo se vyznačuje vysokou prodyšností a příjemným nošením.

NAVEL-FIX the Navel Bandage is made from a highly elastic bandage with an elasticity of ca 100 %, a smooth structure, and with a fixed string on the one end to wind it around the newborn. The bandage is characterized by a very good breathability and a pleasant wearing.

NAVEL-FIX - PUPEČNÍ OBINADLO / NAVEL BANDAGE

Objednací číslo/ ref number	Rozměry/size	Balení v kartonu/ units in carton
1230100901	8 cm x 2 m	100 ks/pcs dle objednání/ on request



Hadicové obinadlo je obinadlo s vysokou příčnou i podélnou pružností. Dokonale se tvaruje podle těla, je jemné a prodyšné, se širokým spektrem použití. Používá se pro podvleky i návleky sádrových a zinkoklihoých obinadel, případně jako fixační obvaz krytí ran.

Tubular bandage is a bandage with a great lateral and longitudinal elasticity. It perfectly fits on the shape of a body; it is soft and breathable and with a wide range of use. Is used for putting under and on the plaster and zinc-glu rollers, eventually as a fixation bandage for covering of wounds.

HADICOVÉ OBINADLO / TUBULAR BANDAGE

EVELINA - elastická bandáž pod sádro / tubular bandage under the plaster

Objednací číslo/ ref number	Rozměry/size	Balení v kartonu/ units in carton
1321303123	6 cm x 20 m	34 ks/pcs
1321303124	8 cm x 20 m	28 ks/pcs
1321303125	10 cm x 20 m	22 ks/pcs
1321303126	12 cm x 20 m	16 ks/pcs

B-FIX - HADICOVÉ OBINADLO / TUBULAR BANDAGE

Obvaz síťový hadicový, délka 20 m / Elastic tubular bandage, 20 m length

Objednací číslo/ ref number	Rozměry/size	Použití/ Application	Balení v kartonu/ units in carton
1323300200	vel. 0	1 prst/finger	120 ks/pcs
1323300210	vel. 1	2 prsty, zápěstí/two fingers	80 ks/pcs
1323300220	vel. 2	paže, 3 prsty/several fingers	70 ks/pcs
1323300230	vel. 3	chodidlo, holeň, loket/feet and elbow	60 ks/pcs
1323300240	vel. 4	paže, noha, loket/arms and legs	40 ks/pcs
1323300250	vel. 5	ramena, hlava, podpaží/head and shoulder	40 ks/pcs
1323300260	vel. 6	hlava, ramena, stehno/torso	20 ks/pcs
1323300270	vel. 7	trup, záda, břicho/big torso	20 ks/pcs



GIPSAN je sádrový rychloobvaz se zvýšeným množstvím přírodní sádry naneseném na bavlněném nosiči. Doba modelace obinadla při namočení do vody o teplotě 20 až 23°C činí 2 až 3 minuty. Minimální doba namáčení GIPSANU v lázni je pouze 3 až 4 sekundy, což činí práci s ním rychlou a efektivní. K úplnému vytvrzení dojde přibližně do 48 hodin.

GIPSAN is a plaster of paris bandage with an increased amount of natural plaster on a cotton carrier. The time modeling of the bandage while it is soaked in water of 20 to 23°C temperature is 2 to 3 minutes. The minimal time for soaking GIPSAN in water is only 3 to 4 seconds, which makes work fast and effective. Full hardening is reached within 48 hours.

GIPSAN - SÁDROVÉ OBINADLO / PLASTER OF PARIS BANDAGE

Sádrová obinadla balená á 2 ks / Plaster of paris bandages packed per 2 pcs

Objednací číslo/ ref number	Rozměry/size	Balení v kartonu/ units in carton
1321701101	6 cm x 3 m	48 bal. á 2 ks/48 pkg per 2 pcs
1321701102	8 cm x 3 m	36 bal. á 2 ks/36 pkg per 2 pcs
1321701103	10 cm x 3 m	30 bal. á 2 ks/30 pkg per 2 pcs
1321701104	12 cm x 3 m	24 bal. á 2 ks/24 pkg per 2 pcs
1321701105	14 cm x 3 m	20 bal. á 2 ks/20 pkg per 2 pcs
1321701106	16 cm x 3 m	20 bal. á 2 ks/20 pkg per 2 pcs



ORTHO-FIX je porézní sádrové obinadlo baleno á 1 ks. Na textilním nosiči je pevně nanесena vrstva přírodní sádry. Obvaz vyžaduje krátkou dobu namočení a doba tvrdnutí je 8 min. Obvaz je vyráběn v šíři 6-20 cm navinutý do role o délce 3 m. Sádrový rychloobvaz ORTHO-FIX je určen k pevné fixaci.

ORTHO-FIX is a porous plaster of paris bandage, packed 1 piece in each pack. A layer of natural plaster is applied to a textile carrier. The bandage requires short time of soaking; setting time is about 8 minutes. The bandage is produced in 6-20 cm width, wound in a role of 3 m length. Plaster bandage ORTHO-FIX is intended for firm extremities fixation.

ORTHO-FIX - SÁDROVÉ OBINADLO / PLASTER OF PARIS BANDAGE

Sádrová obinadla balená á 1 ks / Plaster of paris bandages packed individually

Objednací číslo/ ref number	Rozměry/size	Balení v kartonu/ units in carton
1323500101	6 cm x 3 m	200 bal. á 1 ks / 200 pkg per 1 pc
1323500102	8 cm x 3 m	200 bal. á 1 ks / 200 pkg per 1 pc
1323500103	10 cm x 3 m	100 bal. á 1 ks / 100 pkg per 1 pc
1323500104	12 cm x 3 m	100 bal. á 1 ks / 100 pkg per 1 pc
1323500105	15 cm x 3 m	100 bal. á 1 ks / 100 pkg per 1 pc
1323500106	20 cm x 3 m	50 bal. á 1 ks / 50 pkg per 1 pc



Zinkoklihoé obinadlo je elastické obinadlo s vysokým podílem viskózových vláken. Zinková pasta je šetrná pro pacienty. Obinadlo je určeno pro rychlé a jednoduché použití.

The zinc-paste bandage is a permanently elastic bandage with a great part of viscose fibres. Zinc paste is friendly for patients. Bandage is intended for quick and easy application.

B-ZINC - ZINKOKLIHOÉ OBINADLO / ZINC-GLUE BANDAGE

**Objednací číslo/
ref number**

Rozměry/size

**Balení v kartonu/
units in carton**

1321304101

10 cm x 5 m

6 x 10 ks/pc



Polstrovací obvaz **ORTHO-PAD** je vyroben ze syntetické vaty (nesavého kadeřeného polyesteru) s mírnou elasticitou v podélném i příčném směru. Obinadlo je měkké, příjemné na omak s tloušťkou vrstvy 1,5 - 2 mm. Obinadlo ORTHO-PAD je určeno jako měkká mezivrstva bránící otlakům pod tuhými sádrovými obvazy.

Padded bandage **ORTHO-PAD** is made of synthetic padding (non-absorbing frizzed polyester) with moderate longitudinal and transverse elasticity. The bandage is soft, pleasant to touch, with layer thickness of 1,5 - 2 mm. The bandage ORTHO-PAD is intended as a soft sores-preventing inter-layer under solid plaster of paris bandages.

ORTHO-PAD - POLSTROVACÍ OBVAZ POD SÁDRU / PADDED BANDAGE

Objednací číslo/ ref number	Rozměry/size	Balení v kartonu/ units in carton
1320105001	5 cm x 3 m	40 bal. á 6 ks / 40 pkg per 6 pcs
1320105003	8 cm x 3 m	40 bal. á 6 ks / 40 pkg per 6 pcs
1320105004	10 cm x 3 m	20 bal. á 6 ks / 20 pkg per 6 pcs
1320105005	15 cm x 3 m	20 bal. á 6 ks / 20 pkg per 6 pcs
1320105006	20 cm x 3 m	10 bal. á 6 ks / 10 pkg per 6 pcs



VATA A BUNIČITÁ VATA / COTTON WOOL AND CELLULOSE WADDING

Vata a buničitá vata

Buničitá a obvazová vata stále patří k osvědčeným savým materiálům ve zdravotnictví.

Cotton wool and cellulose wadding

Products from cellulose wadding and surgical cotton-wool belong to well-proven absorbent materials in health care.





Přířezy jsou vyrobeny z bělené a nebělené buničité vaty s jemnou stejnoměrnou strukturou, vysokou savostí. Jsou řezány s vysokou rozměrovou přesností na velikosti od 10 x 10 cm až po 40 x 60 cm a baleny po půl až dvanácti kilogramech do folie a kartonu. Přířezy z buničité vaty jsou ideální pro všechny hygienické účely.

The cut lengths are made from whited and not bleached cellulose wadding with a smooth uniform structure, a great absorbency. They are cut with a high accuracy on dimensions from 10 x 10 cm to 40 x 60 cm and are packed from half to twelve kilogrammes to foil and cardboard. The cellulose wadding are perfect for all sanitary use.

B-CELL - PŘÍŘEZY Z BUNIČITÉ VATY / CELLULOSE WADDING CUTTINGS

Přířezy z buničité vaty, urč. množství balené v PE folii / Cellulose wadding cuttings, packed in PE foil

Objednací číslo/ ref number	Rozměry/size	Balení v kartonu/ units in carton
1230200121	60 cm x 40 cm	3 bal.-pkg per 4,0 kg = 12 kg
1230200122	30 cm x 40 cm	6 bal.-pkg per 2,0 kg = 12 kg
1230200123	20 cm x 30 cm	12 bal.-pkg per 1,0 kg = 12 kg
1230200129	20 cm x 30 cm	24 bal.-pkg per 0,5 kg = 12 kg
1230200124	20 cm x 20 cm	6 bal.-pkg per 2,0 kg = 12 kg
1230200125	20 cm x 15 cm	12 bal.-pkg per 1,0 kg = 12 kg
1230200126	15 cm x 15 cm	6 bal.-pkg per 2,0 kg = 12 kg
1230200127	10 cm x 15 cm	12 bal.-pkg per 1,0 kg = 12 kg
1230200128	10 cm x 10 cm	12 bal.-pkg per 1,0 kg = 12 kg

Přířezy z buničité vaty balené á 5 kg v PE folii / cellulose wadding cuttings packed per 5 kg to PE foil

Objednací číslo/ ref number	Rozměry/size	Balení v kartonu/ units in carton
1230200151	60 cm x 40 cm	2 bal.-pkg per 5,0 kg = 10 kg
1230200153	20 cm x 30 cm	2 bal.-pkg per 5,0 kg = 10 kg
1230200154	20 cm x 20 cm	2 bal.-pkg per 5,0 kg = 10 kg
1230200155	20 cm x 15 cm	2 bal.-pkg per 5,0 kg = 10 kg
1230200156	15 cm x 15 cm	2 bal.-pkg per 5,0 kg = 10 kg
1230200157	10 cm x 15 cm	2 bal.-pkg per 5,0 kg = 10 kg

ZDRAVOTNICKÝ MATERIÁL / MEDICAL CONSUMABLES



Tampony jsou vyrobeny z mnohavrstvé bělené buničité vaty navinuté v roli. Vyznačují se jemnou stejnoměrnou strukturou s vysokou savostí. Mají zpevněné okraje, lehce se oddělují a při použití nepráší. Tampony jsou raženy v rozměru 4 x 5 cm a navinuty v řadách na roli. Každá role obsahuje 500 ks tamponů, balení obsahuje dvě role.

Cellulose wadding tampons have strengthened edges, are easy to detach, and are not dusty in use. They are produced from multi-layer bleached cellulose wadding on a roll. Characterized by a soft, structure with high absorbancy. Tampons are made in the measurement of 4 x 5 cm. Each roll contains 500 tampons and each package has two rolls.

CELLIN - TAMPONY Z BUNIČITÉ VATY DĚLENÉ / CELLULOSE WADDING TAMPONS

NESTERILNÍ, v balení 2 role á 500 ks / NONSTERILE, 2 rolls per 500 pcs packed in PE bag

Objednací číslo/ ref number	Rozměry/size	Počet ks v balení/ package quantity	Balení v kartonu/ units in carton
1230206310	4 x 5 cm, 8 vrstev/layers	2 role-rolls á 500 ks/pcs	15 bal./pkg
1230206320	4 x 5 cm, 12 vrstev/layers	2 role-rolls á 500 ks/pcs	12 bal./pkg

CELLIN S - TAMPONY Z BUNIČITÉ VATY DĚLENÉ / CELLULOSE WADDING TAMPONS

STERILNÍ / STERILE

Objednací číslo/ ref number	Rozměry/size	Počet ks v balení/ package quantity	Balení v kartonu/ units in carton
1230216122	4 x 5 cm, 8 vrstev/layers	á 2 ks/pcs	140 / 2240 bal./pkg
1230216123	4 x 5 cm, 8 vrstev/layers	á 3 ks/pcs	120 / 1920 bal./pkg
1230216129	4 x 5 cm, 8 vrstev/layers	á 10 ks/pcs	100 / 800 bal./pkg
1230216120	4 x 5 cm, 8 vrstev/layers	á 20 ks/pcs	120 / 480 bal./pkg
1230216121	4 x 5 cm, 8 vrstev/layers	á 50 ks/pcs	120 / 240 bal./pkg



Role buničité vaty jsou vyrobeny z bělené buničité vaty s jemnou stejnoměrnou strukturou, vysokou savostí. Garantovaná bělost 80 % bez použití opticky zjasňujících látek. Role buničité vaty jsou vhodné pro všechny hygienické účely, při použití jsou příjemné na dotek a nepráší.

The rolls are made from bleached cellulose wadding with a smooth uniform structure, a great absorbency. Guaranteed whiteness is brighter than 80 % even though during manufacturing are not used any optical brighteners. The rolls from cellulose wadding are applicable for all sanitary use, they are soft to the touch and do not dust when used.

B-CELL (ROLL) - BUNIČITÁ VATA VINUTÁ / CELLULOSE WADDING ROLLS

Buničitá vata vinutá / Cellulose wadding rolls

Objednací číslo/ ref number	Rozměry/size	Balení v kartonu/ units in carton
1230200202	250 g, šíře/width 15 cm	4 bal. á 12 rolí / 4 pkg per 12 rolls
1230200203	500 g, šíře/width 30 cm	4 bal. á 6 rolí / 4 pkg per 6 rolls
1230200204	1000 g, šíře/width 60 cm	4 bal. á 3 role / 4 pkg per 3 rolls

Buničitá vata vinutá, jednotlivě balená v PE folii / Cellulose wadding rolls, single packed in PE foil

Objednací číslo/ ref number	Rozměry/size	Balení v kartonu/ units in carton
1230200206	500 g, šíře/width 30 cm	15 rolí/rolls
1230200208	1000 g, šíře/width 60 cm	12 rolí/rolls

ZDRAVOTNICKÝ MATERIÁL / MEDICAL CONSUMABLES



Obvazová vata FLOWER je vyrobena ze 100% bavlny nebo ze směsi bavlna/viskóza. Je měkká, kvalitně vyčesaná s příjemným omakem a zvýšenou savostí. Výrobek je balen v PE sáčku. Obvazová vata skládaná se používá ke kosmetickým a lékařským účelům, vinutá pak především jako podkladový materiál pod sádrová obinadla.

The FLOWER surgical cottonwool is made from 100% cotton or mix of cotton/viscose. It is soft, perfectly combed with soft to the touch and increased absorbency. It is packed in a PE bag. The folded surgical cottonwool is used for cosmetics and medical use, the rolled cottonwool primarily used as a underlying material of the plaster bandages.

Flower

FLOWER CW-F - OBVAZOVÁ VATA / SURGICAL COTTONWOOL

Obvazová vata skládaná - bavlna/viskóza 50/50 % / Folded surgical cottonwool - cotton/viscose 50/50 %

Objednací číslo/ ref number	Rozměry/size	Balení v kartonu/ units in carton
1321900101	50 g	100 bal./pkg
1321900102	100 g	50 bal./pkg
1321900103	200 g	25 bal./pkg
1321900104	500 g	10 bal./pkg
1321900105	1000 g	6 bal./pkg

FLOWER CW - OBVAZOVÁ VATA / SURGICAL COTTONWOOL

Obvazová vata vinutá - 100 % bavlna / Surgical cottonwool rolled - 100 % cotton

Objednací číslo/ ref number	Rozměry/size	Balení v kartonu/ units in carton
1321901305	1000 g	10 bal./pkg



DENTALPAD vatové válečky jsou vyrobeny ze 100% bavlny rolované do tvaru válečků se zpevněným povrchem. Použitím čisté bavlny je dosaženo vysoké savosti a rychlého průniku tekutiny do jádra válečku. Po namočení udrží tvar a jejich povrch při otěru nežmolkuje. Jsou určeny pro stomatologické praxe k udržení suchého prostředí v dutině ústní.

DENTALPAD are made from 100% cotton rolled to the shape of rolls with a hardened surface. By using of cotton is achieved a great absorbency and a quick penetration to the base of the roll. It keeps its shape when soaked and its surface does not form a lump. DENTALPAD cotton rolls are designed for stomatology.

DENTALPAD - VATOVÉ VÁLEČKY / COTTON ROLLS

Objednací číslo/ ref number	Rozměry/size	Balení v kartonu/ units in carton
1320100502	č. 1 (průměr 8 mm)	10 bal. á 300 g / 10 pkg per 300 g
1320100503	č. 2 (průměr 10 mm)	10 bal. á 300 g / 10 pkg per 300 g



HYGIENA / HYGIENE

Hygiena

Výrobky sloužící především k ochraně pacienta a zdravotnického personálu.

Hygiene

Products for patient's and medical staff protection.





Odolné krycí vrstvy lůžek jsou dnes absolutním hygienickým standardem. Nesmí chybět na žádném ošetřovacím lůžku, aby bylo k dispozici pro každého pacienta vždy čisté a hygienické. Papír na vyšetřovací lůžka je dodáván v rolích o šíři 50 nebo 60 cm a návinem 50 metrů.

Durable bed cover layers are an absolute hygienic standard today and must not be missing on any examination bed. To provide each patient with clean and hygienic examination bed. Paper for examination beds is supplied in rolls of 50 or 60 cm width and 50 m length.

B-CREPE - PAPIR NA VYŠETŘOVACÍ LŮŽKA / PAPER FOR EXAMINING BEDS

S perforací po 50 cm pro snadné odtržení / Perforated per 50 cm for easy tear off

Objednací číslo/ ref number	Rozměry/size	Balení v kartonu/ units in carton
1320700101	50 cm x 50 m	10 rolí / rolls
1320700102	60 cm x 50 m	8 rolí / rolls



DEZINFEKCE / DISINFECTION

Dezinfekce

Přípravky pro profesionální hygienu a dezinfekci nově v našem sortimentu. Plošná dezinfekce, dekontaminace nástrojů, dezinfekce kůže a hygiena rukou.

Disinfection

Professional hygiene disinfection in our assortment. Surface disinfection, Decontamination of instruments, Skin disinfection and Hand hygiene.





SANIBAT chlórový granulát a šumivé tablety s baktericidním, tuberkulocidním, sporocidním virucidním, fungicidním a algicidním účinkem. Pro dezinfekci povrchů, sanitární keramiky, tkanin, kuchyňského nádobí a skleněných obalů. UAL: Dichlorisokyanurát sodný dihydrát, Aktivní chlór 1,3 g/tabl.

UNIBAT koncentrát bez obsahu aldehydů, fenolů a chlóru s baktericidním a fungicidním účinkem. Pro čištění a dezinfekci velkých voděodolných povrchů. Efektivní při nízké koncentraci roztoku. UAL v 100 g: Benzalkoniumchlorid - 10 g, Ethylendioximethanol 10 g.

BATIHEX SPRAY připravený aerosolový prostředek s fungicidním a baktericidním účinkem. Pro rychlou dezinfekci malých, těžko dostupných a alkoholu odolných povrchů. UAL v 100 g: Chlorhexidini digluconatis - 0,5 g, Isopropanol - 60 g.

BATIHEX RAPID připravený prostředek na bázi alkoholu s baktericidním, tuberkulocidním, virucidním a fungicidním účinkem. Pro dezinfekci alkoholu odolných povrchů v rizikových zónách. UAL v 100 g: Propanol - 45 g, Isopropanol - 30 g.

SANIBAT chlorine granulate and effervescent tablets with bactericidal, tuberculocidal, sporocidal virucidal, fungicidal and algicidal activity. UAL: Sodium Dichloroisocyanurate Dihydrate, Active Chlorine 1,3 g/tabl.

UNIBAT concentrate is free from aldehydes, phenols and chlorine with the bactericidal and fungicidal effect. Effective at low concentration solution. It does not harm surfaces.

BATIHEX SPRAY is ready to use preparation used for fast disinfection of surfaces, including hardly reachable. Compatible with all types of hard and delicate surfaces and medical equipment.

BATIHEX RAPID is ready to use alcohol-based preparation with bactericidal, tuberculocidal, virucidal and fungicidal action. For disinfection of alcohol-resistant surfaces in high-risk zones.

DEZINFEKCE POVRCHŮ / SURFACE DISINFECTION

Objednáací číslo/ ref number			Balení v kartonu/ units in carton
1325100100	SANIBAT tablety/tablets	1000 g	10 ks/pcs
1325100101	SANIBAT tablety/tablets	250 g	12 ks/pcs
1325100103	SANIBAT granulát/granulate	250 g	12 ks/pcs
1325100104	UNIBAT roztok/liquid	1 l	12 ks/pcs
1325100105	UNIBAT roztok/liquid	5 l	4 ks/pcs
1325100106	BATIHEX SPRAY	750 ml	12 ks/pcs
1325100107	BATIHEX SPRAY	3 l	4 ks/pcs
1325100109	BATIHEX RAPID	3 l	4 ks/pcs

ZDRAVOTNICKÝ MATERIÁL / MEDICAL CONSUMABLES



BATIHEX RAPID MD je dezinfekční roztok k přímému použití bez aldehydů a fenolů. Je dobře biologicky odbouratelný s nízkým alergenním potenciálem. Je určen pro rychlou dezinfekci lékařských, stomatologických a jiných alkohol rezistentních nástrojů a přístrojů. UAL v 100 g: Chlorhexidin digluconate - 0,5 g, Propan-2-ol - 60 g

BATIHEX SPRAY MD je připravený prostředek s baktericidním a fungicidním účinkem. Pro rychlou dezinfekci drobných medicínských a stomatologických nástrojů. UAL v 100 g: Chlorhexidini digluconatis - 0,5 g, Isopropanol - 60 g.

BATIHEX RAPID MD Batihex spray MD is designed for rapid disinfection of medical and dental instruments and alcohol-resistant surfaces of medical devices and equipment. The treated areas may be used immediately after the exposure time without subsequent rinsing with water.

BATIHEX SPRAY MD is ready to use preparation with bactericide and fungicide action for fast disinfection of small medical and dental instruments.

DEZINFEKCE NÁSTROJŮ / INSTRUMENTS DISINFECTION

Objednáací číslo/ ref number			Balení v kartonu/ units in carton
1325100108	BATIHEX RAPID MD	750 ml	12 ks/pcs
1325100114	BATIHEX SPRAY MD	750 ml	12 ks/pcs



BATISEPT je roztok hotový přípravek s obsahem alkoholu s baktericidním, tuberkulocidním, virucidním a fungicidním účinkem. Určen pro hygienickou dezinfekci rukou, pro chirurgickou dezinfekci rukou, dezinfekci pokožky před operacemi a medicínskými zákroky. UAL v 100 g:

Propanol - 45 g., Isopropanol - 30 g.

BATISEPT GLUCONATE je nebarevný hotový přípravek s baktericidním, tuberkulocidním, virucidním a fungicidním účinkem. Určen pro předoperační dezinfekci pokožky a dezinfekci před medicínskými zákroky. UAL v 100 g: chlorhexidine gluconate - 0,6 g, Isopropanol - 60 g.

BATISEPT disinfection liquid has bactericidal, virucidal and fungicidal action. Hygienic hand disinfection in health-care and hospital establishments, pre-operative and prior to medical manipulations skin disinfection. Doesn't cause skin sensibilisation or irritation even after multiple applications.

BATISEPT GLUCONATE has bactericidal, virucidal and fungicidal action. Intended for Surgical hand disinfection, Skin disinfection prior to medical manipulations, and pre-operative skin disinfection.

DEZINFEKCE POKOŽKY / SKIN DISINFECTION

Objednáací číslo/ ref number			Balení v kartonu/ units in carton
1325100122	BATISEPT roztok/liquid	200 ml	40 ks/pcs
1325100123	BATISEPT roztok/liquid	1000 ml	12 ks/pcs
1325100124	BATISEPT roztok/liquid	5000 ml	4 ks/pcs
1325100125	BATISEPT GLUCONATE	200 ml	40 ks/pcs

ZDRAVOTNICKÝ MATERIÁL / MEDICAL CONSUMABLES



BATISEPT GEL je přípravek s baktericidním, tuberkulocidním, virucidním a fungicidním účinkem. Určen pro hygienu a chirurgickou dezinfekci rukou ve zdravotnictví a na veřejných místech. Vhodný pro použití v domácnosti. Má rychlý dezinfekční účinek. UAL v 100 g: Ethanol - min. 66 g.

BATISEPT CREAM je přípravek s baktericidním, virucidním (HIV) a fungicidním účinkem. Určen k dezinfekci rukou a kůže při vyšetřeních ve zdravotnictví a dezinfekci rukou na veřejných místech. Rychlý dezinfekční účinek (do 30 s.) s dlouhotrvajícím působením (až 2 hodiny). UAL v 100 g: Chlorhexidine gluconate - 1 g.

BATISEPT GEL has bactericidal, including tuberculocidal, virucidal and fungicidal effect. It is intended for Hygienic hand disinfection in health-care and hospital establishments. Softens and refreshes the skin, remains no sticky feeling after the application. Doesn't cause sensibilisation even after frequent use. No washing needed after application.

BATISEPT CREAM is a ready to use bactericidal, virucidal and fungicidal action. Intended as disinfectant for skin and hand disinfection at medical examinations and hand disinfection in public places. Doesn't cause skin sensibilisation even after multiple applications, softens the skin. Fast irreversible and long-lasting disinfecting effect – from within 30 seconds lasting up to over 2 hours.

HYGIENA RUKOU / HAND HYGIENE

Objednáací číslo/ ref number			Balení v kartonu/ units in carton
1325100133	BATISEPT GEL TRANSPARENT	85 ml	36 ks/pcs
1325100134	BATISEPT GEL TRANSPARENT	500 ml	12 ks/pcs
1325100120	BATISEPT CREAM	100 ml	32 ks/pcs
1325100121	BATISEPT CREAM	200 ml	40 ks/pcs



NÁPLASTI / PLASTERS

Náplasti

Široký sortiment zdravotnických náplastí a adhesivních převazových materiálů, které splňují vysoké nároky na předcházení alergickým reakcím pokožky pacienta.

Plasters

Wide range of medical plasters and adhesive dressing materials that meet the high demands for preventing allergic reaction to the patient's skin.



ZDRAVOTNICKÝ MATERIÁL / MEDICAL CONSUMABLES



SOFTPORE je fixační náplast z netkaného textilu zvláště vhodná pro pacienty s citlivou pleť. Netkaný textil dobře propouští vzduch a vodní páru, takže pokožka dýchá a nepotí se. SOFTPORE je vhodná pro všeobecné použití a je dodávána s praktickým dispensorem v každém boxu. Dispensory zajišťují ochranu boků náplasti náchylných na zachytávání nečistot a napomáhá odtržení náplasti.

SOFTPORE is a fixation medical tape from non-woven fabric especially suitable for patients with a sensitive skin. The non-woven fabric is breathable, so the skin can breath and does not sweat. Every product box is equipped with a practical plastic dispenser.

SOFTPORE - NÁPLAST Z NETKANÉHO TEXTILU / NONWOVEN TAPE

NESTERILNÍ / NONSTERILE

Objednací číslo/ ref number	Rozměry/size	Balení v kartonu/ units in carton
1320103111	1,25 cm x 9,15 m	10 x 24 ks/pcs
1320103112	2,50 cm x 9,15 m	10 x 12 ks/pcs
1320103113	5,00 cm x 9,15 m	10 x 6 ks/pcs



FILMPORE je fixační náplast z porézní transparentní fólie propouštějící vzduch a vodní páru, což zajišťuje výbornou snášenlivost s pokožkou. FILMPORE se dá velmi lehce odtrhnout, bezpečně fixuje a z pokožky se odstraňuje beze zbytku. Používá se k transparentnímu upevnění kanyl a fixaci obvazů.

FILMPORE is a fixation medical tape from a porous transparent foil, is air and water vapour permeable that ensure very good compatibility with the skin. FILMPORE can be easily detached from the skin, without any left and safely fixes. It is used for a transparent fixation of cannulas and bandages.

FILMPORE - NÁPLAST Z TRANSPARENTNÍ FOLIE / PE TRANSPARENT TAPE

NESTERILNÍ / NONSTERILE

Objednací číslo/ ref number	Rozměry/size	Balení v kartonu/ units in carton
1320103201	1,25 cm x 9,15 m	10 x 24 ks/pcs
1320103202	2,50 cm x 9,15 m	10 x 12 ks/pcs
1320103203	5,00 cm x 9,15 m	10 x 6 ks/pcs

ZDRAVOTNICKÝ MATERIÁL / MEDICAL CONSUMABLES




SILKPORE je pevná fixační náplast z umělého hedvábí v bílé barvě se silnou adhezí. Je vhodná pro pacienty s citlivou pleť, propouští vzduch a vodní páru, takže pokožka dýchá. Výborně se hodí k upevnění sond, kanyl a katetrů i k fixaci obvazů všeho druhu. Při odstranění nezanechává nežádoucí zbytky adheziva.

SILKPORE is a fixation medical tape from artificial silk in a white colour with strong adherence. SILKPORE is suitable for patients with a sensitive skin, it is pervious to air and vapour, so the skin can breath. It is perfect for fixation of probes, cannulas, catheters and also for fixation of all kinds of bandages.

SILKPORE - NÁPLAST Z UMĚLÉHO HEDVÁBÍ / ADHESIVE SILK TAPE

NESTERILNÍ / NONSTERILE

Objednací číslo/ ref number	Rozměry/size	Balení v kartonu/ units in carton
1320103311	1,25 cm x 9,15 m	10 x 24 ks/pcs
1320103312	2,50 cm x 9,15 m	10 x 12 ks/pcs
1320103313	5,00 cm x 9,15 m	10 x 6 ks/pcs



ELASTPORE je elastická náplast z netkaného textilu zvláště vhodná pro celoplošnou fixaci obvazů na oblých a kónických částech těla. Netkaný textil je propustný pro vzduch a vodní páru, náplast proto může být aplikována i pacientům s velmi citlivou pleť. ELASTPORE přináší komfort jak pacientu, tak lékaři.

ELASTPORE is a elastic medical tape made from non-woven fabric especially suitable for wound dressings fixation on rounded and conical parts of a body. The non-woven fabric is permeable to air and vapour therefore the plaster can be applied also on patients with a very sensitive skin. ELASTPORE brings comfort to both the patient and the doctor.

ELASTPORE - ELASTICKÁ NÁPLAST NA ROLI / NONWOVEN TAPE IN ROLL

NESTERILNÍ / NONSTERILE

Objednací číslo/ ref number	Rozměry/size	Balení v kartonu/ units in carton
1320103402	5 cm x 10 m	72 ks/pcs
1320103403	10 cm x 10 m	36 ks/pcs
1320103404	15 cm x 10 m	24 ks/pcs
1320103405	20 cm x 10 m	18 ks/pcs



ELASTPORE+PAD je elastická sterilní náplast na rány s absorpčním polštářkem. Savý polštářek má vysokou absorpční schopnost a je opatřen povrchovou vrstvou zabraňující přilepení na ránu. Netkaný textil náplasti je propustný pro vzduch a vodní páru. ELASTPORE + PAD je s výhodou aplikovatelná na oblých a kónických částech těla.

ELASTPORE+PAD is a flexible, sterile hypoallergenic non-woven dressing with absorbent pad made of soft, perforated non-woven fabric. Absorbent pad is characterized by high absorbency and has an outer layer protecting against sticking to the wound made of polyester mesh. The dressing is very well permeable to air and water vapor. ELASTPORE + PAD is easy to apply in hard to reach or places difficult for protection. ELASTPORE + PAD has hypoallergenic polyacrylic glue.

ELASTPORE+PAD - NÁPLAST S POLŠTÁŘKEM / ELASTIC TAPE WITH PAD

STERILNÍ / STERILE

Objednací číslo/ ref number	Rozměry/size	Balení v kartonu/ units in carton
1320113402	7 cm x 5 cm	20 x 50 ks/pcs
1320113404	10 cm x 10 cm	8 x 50 ks/pcs
1320113405	10 cm x 15 cm	8 x 50 ks/pcs
1320113406	10 cm x 20 cm	8 x 25 ks/pcs
1320113407	10 cm x 25 cm	8 x 25 ks/pcs
1320113408	10 cm x 30 cm	8 x 25 ks/pcs



ELASTPORE+PAD I.V. je sterilní náplast s výřezem pro snadnou a bezpečnou fixaci kanyl. Je opatřena absorpčním polštářkem kryjícím místo vpichu. Součástí balení je sterilní antidekubitní výstelka chránící proti otlakům pod kanylou nebo může být použita jako tampón.

ELASTPORE+PAD I.V. is a sterile nonwoven dressing for fixation of intravenous cannulas with ports. It has an absorbent pad that protects the puncture site. It also contains an additional pad under the cannula's wings. The dressing made of a soft, perforated elastic nonwoven, permeable to air and vapor. Each dressing is sterile packed individually in a sterile blister. Disposable product. The dressing has a hypoallergenic polyacrylic glue.

ELASTPORE+PAD I.V. - NÁPLAST S VÝŘEZEM / NONWOVEN TAPE WITH CUTOUT

STERILNÍ / STERILE

**Objednáací číslo/
ref number**

Rozměry/size

**Balení v kartonu/
units in carton**

1320113403

6 cm x 8 cm

20 x 50 ks/pcs

ZDRAVOTNICKÝ MATERIÁL / MEDICAL CONSUMABLES



DERMAFOIL je sterilní transparentní převazová folie, která se dobře přizpůsobuje pokožce a díky průhlednosti je možná pravidelná inspekce místa rány či vpichu. Chrání před sekundární infekcí a je odolná vůči vodě. Pomáhá udržovat poranění vlhké a tím urychluje proces hojení. Krytí nabízíme ve dvou variantách – bez výřezu, nebo s výřezem pro fixaci kanyl. Zakulacený tvar nástřihu spolehlivě fixuje krytí na kanyle.

Vyrábí se ve třech velikostech:

6 cm x 7 cm; 6 cm x 7 cm s výřezem, pro ochranu periferních vpichů; 10 cm x 12 cm pro zajištění centrálních punkcí; 7 cm x 8,5 cm; 7 cm x 8,5 cm s výřezem, pro bezpečné periferní vložení.

DERMAFOIL má hypoalergenní akrylové lepidlo.

DERMAFOIL is a sterile transparent polyurethane dressing equipped with a paper frame and a label to describe application data, maintaining the proper wound environment. The dressing allows the patient to take a shower and bathe, is optimal for fast healing and observation of the wound without removing the dressing.

Produced in three sizes:

6 cm x 7 cm; 6 cm x 7 cm with a cut, to protect peripheral punctures; 10 cm x 12 cm to secure central punctures; 7 cm x 8,5 cm; 7 cm x 8,5 cm with a cut, to secure peripheral insertion.

DERMAFOIL dressing has an hypoallergenic acrylic adhesive.

DERMAFOIL - PRŮHLEDNÁ PŘEVAZOVÁ FOLIE / PU TRANSPARENT TAPE


STERILNÍ / STERILE

Objednací číslo/ ref number	Rozměry/size	Balení v kartonu/ units in carton
1320110711	6 cm x 7 cm	48 x 100 ks/pcs
1320110721	7 cm x 8,5 cm	48 x 100 ks/pcs
1320110712	10 cm x 12 cm	24 x 50 ks/pcs

DERMAFOIL I.V. - PŘEVAZOVÁ FOLIE S VÝŘEZEM / PU TAPE WITH CUTOUT

STERILNÍ / STERILE

Objednací číslo/ ref number	Rozměry/size	Balení v kartonu/ units in carton
1320110713	6 cm x 7 cm	48 x 100 ks/pcs
1320110723	7 cm x 8,5 cm	48 x 100 ks/pcs



B-PORE je sterilní fixační krytí s kapsou na ochranu katétru. Jedná se o kombinaci netkaného hypoalergenního krytí s kapsou z netkané textilie, která zajišťuje výstup katétru. Je to ideální ochrana venózního katétru a fixačního systému, snadná aplikace, bezpečné upevnění a ochrana, minimalizace přemístění katétru, ochrana před kontaminací a infekcí.

B-PORE is a sterile adhesive dressing with a catheter-protecting pocket. This is a combination of a non-woven hypoallergenic dressing with a nonwoven pocket that secures the catheter outlet. It is an ideal venous catheter protection and fixing system, easy application, secure fixing and protection, minimization of catheter repositioning, protection against contamination and infection.

B-PORE - FIXAČNÍ NÁPLAST S OCHRANNÝM RUKÁVEM / CATHETER FIXATION

STERILNÍ / STERILE

**Objednací číslo/
ref number**

Rozměry/size

**Balení v kartonu/
units in carton**

1230115303

6 cm x 16 cm

60 / 480 ks/pcs

ZDRAVOTNICKÝ MATERIÁL / MEDICAL CONSUMABLES



BABYPORE náplasti jsou hypoalergenní, vhodné pro citlivou pokožku dětí, voděodolné, vydrží i při koupání, k ošetření drobných odřenin a puchýřů.

UNIPORE náplasti jsou prodyšné a šetrné k pokožce díky, hypoalergennímu lepidlu, pevně drží, ab. polštářek se nelepí k ráně, odolné vůči vlhkému prostředí, v tělové barvě.

MIXPORE náplasti jsou kombinace dětských a univerzálních náplastí v rodinném balení na cesty, K TOMU ZDARMA polštářky s alkoholem pro dezinfekci drobného poranění, balené 5+5 ks náplastí a 5 dezinfekčních polštářků k tomu zdarma.

BABYPORE are hypoallergenic, suitable for children's sensitive skin, waterproof, lasts even during bathing, to treat minor abrasions and blisters.

UNIPORE are breathable and skin friendly due to hypoallergenic glue, firmly holds, absorbent pad does not stick to the wound, it is resistant to the damp environment, in the body colour.

MIXPORE are combination of children's and universal plasters in a family pack, suitable for traveling, alcohol swabs for free suitable for disinfecting small injuries. Packing: 5 + 5 pc of plasters and 5 alcohol swabs.

PRAKTICKÁ BALENÍ NÁPLASTÍ / PRACTICAL PACKING OF PLASTERS

BABYPORE dětské / BABYPORE children's

Objednací číslo/ ref number	Rozměry/size	Balení v kartonu/ units in carton
1320900001	19 x 56 mm	120 ks/pcs

UNIPORE univerzální / UNIPORE universal


Objednací číslo/ ref number	Rozměry/size	Balení v kartonu/ units in carton
1320900002	19 x 72 mm	120 ks/pcs

MIXPORE dětské, univerzální / MIXPORE children's, universal

Objednací číslo/ ref number	Rozměry/size	Balení v kartonu/ units in carton
1320900003	19 x 56 mm, 19 x 72 mm	120 ks/pcs



PRODUCT CATALOGUE



BATIST Medical a.s.
Nerudova 309
549 41 Červený Kostelec
Česká republika

tel.: +420 491 413 311
fax: +420 491 413 394
www.batist.com

