



®

DEXELL SUI

DEXELL[®] SUI

DO LECZENIA WYSIŁKOWEGO
NIETRZYMANIA MOCZU
IMPLANT DO WSTRZYKIWAŃ NOWEJ GENERACJI

DEXELL® SUI służy do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet lub męskiej inkontynencji.

DEXELL® SUI jest jałowym, lepkiem żelem zawierającym zawiesinę z mikrocząsteczek dekstranomeru i usieciowanego kwasu hialuronowego pochodzenia nie zwierzęcego.

Dexell® SUI jest:

- nie alergizujący
- biokompatybilny
- biodegradowalny
- długotrwale działający

Korzyści stosowania:

- Kontrolowana iniekcja w 4 różnych pozycjach
- Aplikacja w trakcie znieczulenia ogólnego lub miejscowego
- Możliwość wykorzystania cystoskopu/cystoureteroskopu lub dołączonego aplikatora
- Krótki czas pobytu w szpitalu
- Efektywność kosztowa
- Natychmiastowa korekcja nietrzymania moczu

Zestaw DEXELL® SUI zawiera:

- 4 szt ampułko-strzykawki Dexell® SUI, każda po 1 ml
- 2 jałowe igły aplikacyjne 19g
- 1 Cewnik Foley
- 1 aplikator

DEXELL® SUI jest wyrobem medycznym klasy III , zgodnie z Dyrektywą 93/42/EWG o Wyrobach Medycznych

Proszę zapoznać się z instrukcją użycia zestawu, oraz w przypadku użycia aplikatora z instrukcją stosowania aplikatora.

Ź FG	Nazwa Wyrobu	Skład zestawu
DXS-5040	Dexell® SUI	4 ampułkostrzykawki po 1 ml preparatu 2 igły iniekcyjne 19G 1 aplikator 1 cewnik Foley'a

CE 2195



Wytwórca

ISTEM MEDİKAL TIBBİ CİHAZ VE SAN.
LTD.ŞTİ. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ,661
SOKAK NO. 4 OSTİM, 06370 ANKARA/
TURCJA



Importer i Dystrybutor:

Batist Medical Polska Sp.z o.o.
ul. Kolišta 25
40-486 Katowice, Polska
www.batistmedical.com

