

Flower

PRODUKTOVÝ KATALOG / PRODUCT CATALOGUE



**HYGIENA
HYGIENE**

ZDRAVOTNICKÝ MATERIÁL / MEDICAL CONSUMABLES



Jednorázové vyšetřovací rukavice jsou spolu s dezinfekcí rukou základním prvkem ochrany zdravotnického personálu. Správně zvolené rukavice zajistí pohodlí a ochranu před přenosem mikroorganismů při kontaktu mezi pacientem a zdravotnickým personálem. Důležitou funkcí vyšetřovacích rukavic je ochrana před nebezpečnými látkami a směsmi (např. drogy, cytostatika, koncentráty a roztoky dezinfekčních prostředků), stejně tak jako ochrana před bakteriemi a viry. Batist nabízí jednorázové vyšetřovací rukavice Flower v následujících variantách: latexové rukavice pudrované a nepudrované, nitrilové rukavice nepudrované.

Jednorázové vyšetřovací rukavice Flower jsou klasifikovány jako zdravotnický prostředek třídy I. Těž splňují nejvyšší standardy v oblasti osobních ochranných pomůcek jako certifikované výrobky třídy III.

Single-use examination gloves, in addition to hand disinfection, are an essential element of the personal protection system of healthcare professionals. A properly selected and fitted glove provides comfort and protection against the transmission of microorganisms in contact between patient-personnel and personnel-patient. It is important that the examination glove provides protection against hazardous substances and mixtures (like drugs, cytostatics, concentrates and solutions of disinfectants), and that they effectively protect against harmful biological agents such as bacteria or viruses and organic fluids. Batist offers Flower examination gloves in the following variants: powder-free and powdered latex and powder-free nitrile.

Our Flower examination gloves have been classified as a class I medical device. They also meet the highest standards in the field of Personal Protective Equipment as certified products in category III.

RUKAVICE VYŠETŘOVACÍ / EXAMINATION GLOVES

Latexové vyšetřovací rukavice / latex examination gloves

Objednací číslo/ ref number	Rozměry/size		Balení v kartonu/ units in carton
1323806211	S	nepudrované/powder-free	10 x 100 ks/pcs
1323806212	M	nepudrované/powder-free	10 x 100 ks/pcs
1323806213	L	nepudrované/powder-free	10 x 100 ks/pcs
1323806214	XL	nepudrované/powder-free	10 x 100 ks/pcs
1323806221	S	pudivované/powdered	10 x 100 ks/pcs
1323806222	M	pudivované/powdered	10 x 100 ks/pcs
1323806223	L	pudivované/powdered	10 x 100 ks/pcs
1323806224	XL	pudivované/powdered	10 x 100 ks/pcs

Nitrilové vyšetřovací rukavice / nitril examination gloves

Objednací číslo/ ref number	Rozměry/size		Balení v kartonu/ units in carton
1323806521	S	nepudrované/powder-free	10 x 100 ks/pcs
1323806522	M	nepudrované/powder-free	10 x 100 ks/pcs
1323806523	L	nepudrované/powder-free	10 x 100 ks/pcs
1323806524	XL	nepudrované/powder-free	10 x 100 ks/pcs
1323806531	S	nepudrované/powder-free	10 x 200 ks/pcs
1323806532	M	nepudrované/powder-free	10 x 200 ks/pcs
1323806533	L	nepudrované/powder-free	10 x 200 ks/pcs
1323806534	XL	nepudrované/powder-free	10 x 180 ks/pcs

Plastový držák pro tři krabičky vyšetřovacích latexových nebo nitrilových rukavic (100 ks rukavic v krabičce). Čištění: jemným mýdlovým roztokem a vodou nebo případně 70 % ethanolem apod.

Plastic holder for three boxes of examination latex or nitrile gloves (100 pcs/box).
Cleaning: Mild soap solution and water or, optionally, 70% ethanol.

PLASTOVÝ DRŽÁK PRO KRABIČKY RUKAVIC / GLOVE BOX DISPENSER

Držák pro tři krabičky vyšetřovacích rukavic / acrylic glove box dispenser for 3 boxes of examination gloves

Objednací číslo/ ref number	Rozměry/size	Balení v kartonu/ units in carton
1327009901	41 x 26 x 10 cm	1 x 10 ks/pcs

ZDRAVOTNICKÝ MATERIÁL / MEDICAL CONSUMABLES



Obvazová vata Flower je vyrobena ze 100% bavlny nebo ze směsi bavlna/viskóza. Je měkká, kvalitně vyčesaná s příjemným omakem a zvýšenou savostí. Výrobek je balen v PE sáčku. Obvazová vata skládaná se používá ke kosmetickým a lékařským účelům, vinutá pak především jako podkladový materiál pod sádrová obinadla.

The Flower surgical cottonwool is made from 100% cotton or mix of cotton/viscose. It is soft, perfectly combed with soft to the touch and increased absorbency. It is packed in a PE bag. The folded surgical cottonwool is used for cosmetics and medical use. The rolled cottonwool is mainly used as a base material under the plaster bandage.

FLOWER CW-F - OBVAZOVÁ VATA / SURGICAL COTTONWOOL

Obvazová vata skládaná - bavlna/viskóza 50/50 % / Folded surgical cottonwool - cotton/viscose 50/50 %

Objednací číslo/ ref number	Rozměry/size	Balení v kartonu/ units in carton
1321900101	50 g	100 bal./pkg
1321900102	100 g	50 bal./pkg
1321900103	200 g	25 bal./pkg
1321900104	500 g	10 bal./pkg
1321900105	1000 g	6 bal./pkg

FLOWER CW - OBVAZOVÁ VATA / SURGICAL COTTONWOOL

Obvazová vata vinutá - 100 % bavlna / Surgical cottonwool rolled - 100 % cotton

Objednací číslo/ ref number	Rozměry/size	Balení v kartonu/ units in carton
1321901305	1000 g	10 bal./pkg



Porodnické vložky Flower mají povrch z jemné a na dotyk příjemné netkané textilie, která poskytuje příjemný pocit při nošení. Drážky na povrchu pomáhají rozvodu a odvodu tekutiny do savého jádra, které je tvořeno drcenou celulórou. Vložky jsou vhodné pro rodičky v době šestinedělí a pro ženy při silné menstruaci. Vložky je možné sterilizovat.

The maternity napkins Flower have a soft, touch-friendly, non-woven fabric surface that provides a comfortable fit. The grooves on the surface helps to distribute fluid to the absorbent core of crushed cellulose. The napkins are suitable for women in puerperium and for women with severe menstruation. The napkins can be sterilized.

FLOWER - PORODNICKÉ VLOŽKY / MATERNITY NAPKINS

Porodnické vložky NESTERILNÍ / Maternity napkins NONSTERILE

Objednací číslo/ ref number	Rozměry/size	Balení v kartonu/ units in carton
1322300001	7 cm x 25 cm	270 ks/pcs
1322300002	7 cm x 25 cm	12 bal. á 20 ks/12 pkg per 20 pcs

Porodnické vložky STERILNÍ / Maternity napkins STERILE

Objednací číslo/ ref number	Rozměry/size	Počet kusů v balení/ package quantity	Balení v kartonu/ units in carton
1230113809	7 cm x 25 cm	10 ks/pcs	38 / 38 bal./pkg

ZDRAVOTNICKÝ MATERIÁL / MEDICAL CONSUMABLES



Antiseptické vložky Flower obsahují aktivní kyslík, který šetrně desinfikuje vložku a omezuje nepříjemný zápach. Vzhledem k vynikajícím absorpčním vlastnostem jsou vložky Flower Antiseptic vhodné nejen při menstruaci, ale i při lehké inkontinenci.

Probiotické vložky obsahují čistou probiotickou kulturu *Lactobacillus acidophilus* - unikátní kombinace dámské hygienické vložky a probiotik. Vložky Flower ProBiotic přispívají k péči o poševní sliznici a komfortní mikroflóru.

Flower Antiseptic - Flower AntiSeptic feminine napkins contain active oxygen that gently disinfects the pad and reduces the unpleasant odour. Due to their excellent absorption properties, the napkins are suitable not only for menstruation but also for light incontinence.

Flower ProBiotic - Unique combination of sanitary napkin and probiotics. The napkins contain a pure probiotic culture of *Lactobacillus acidophilus*. Flower ProBiotic contributes to the care of the vaginal mucosa and comfortable microflora.

DÁMSKÉ VLOŽKY / FEMALE NAPKINS

Dámské vložky FLOWER Antiseptic / FLOWER Antiseptic female napkins

Objednací číslo/ ref number	Rozměry/size	Počet kusů v balení/ package quantity	Balení v kartonu/ units in carton
1322300003	235 x 95/155	9 ks/pcs	24 bal./pkg

Dámské vložky FLOWER ProBiotic / FLOWER ProBiotic female napkins

Objednací číslo/ ref number	Rozměry/size	Počet kusů v balení/ package quantity	Balení v kartonu/ units in carton
1322300004	235 x 95/155	9 ks/pcs	24 bal./pkg



Absorpční podložky Flower s jádrem z drcené celulózy, s přídavkem absorpčního polymeru a povrchem z netkaného textilu, kryté z jedné strany nepropustnou folií. Jsou vyráběny ve čtyřech velikostech, určený počet kusů je zabalen v PE obalu. Zdravotnické podložky se využívají pro podložení inkontinentních pacientů na lůžku a jiné podobné účely ve zdravotnictví a v domovech pro seniory.

Absorbent underpads Flower with ground-cellulose core, with the addition of an absorbent polymer and soft, skin-friendly non-woven surface, covered on one side with impermeable film. They are produced in four sizes. The specified number of pieces is packed in PE bag. Medical underpads are used for incontinent bedridden patients and other similar purposes in health care facilities.

FLOWER - ABSORPČNÍ PODLOŽKY POD NEMOCNÉ / ABSORBENT UNDERPADS

Absorpční podložky FLOWER / Absorbent Underpads FLOWER


Objednací číslo/ ref number	Rozměry/size		Balení v kartonu/ units in carton
1323100501	60 cm x 40 cm	Small	10 x 25 ks/pcs
1323100502	60 cm x 60 cm	Medium	6 x 25 ks/pcs
1323100503	60 cm x 90 cm	Large	4 x 25 ks/pcs
1323100504	70 cm x 180 cm	Extra Large	4 x 25 ks/pcs

Absorpční podložky FLOWER ECO / Absorbent Underpads FLOWER ECO

Objednací číslo/ ref number	Rozměry/size		Balení v kartonu/ units in carton
1323100521	60 cm x 40 cm	Small	10 x 25 ks/pcs
1323100522	60 cm x 60 cm	Medium	6 x 25 ks/pcs
1323100523	60 cm x 90 cm	Large	4 x 25 ks/pcs

Flower

PRODUCT CATALOGUE



BATIST Medical a.s.
Nerudova 309
549 41 Červený Kostelec
Česká republika

tel.: +420 491 413 311
fax: +420 491 413 394
www.batist.com

