



CHIRURGICKÉ NÁSTROJE

 **batist**[®]
M E D I C A L

STERILNÍ JEDNORÁZOVÉ CHIRURGICKÉ NÁSTROJE

Sterilní jednorázové kovové chirurgické nástroje jsou určeny pro použití ve všech typech zařízení: operační sály, chirurgická oddělení, ambulance a všude tam kde jsou potřeba.

Výhody použití jednorázových sterilních nástrojů z chirurgické oceli:

Efektivita & Praktičnost

Pro vaši potřebu:

Jednotlivě balené nebo jako součást zákrokových setů

Cenově efektivní:

Žádné skryté poplatky vztahující k přepracování (předčištění, čištění, balení, sterilizace, skladové hospodářství, atd.), nebo servis.

Praktičnost:

Unikátní systém vnitřních boxů poskytuje příležitost pro efektivní uspořádání a čisté skladování ve zdravotnickém zařízení. Každý vnitřníkarton obsahuje maximálně 20 nástrojů.

Všechny nástroje jsou sterilizovány a mají 3 letou životnost

Zbrusu nové a jednorázové:

Každý nástroj na sobě nese červenou CE-značku a značku výrobku na jedno použití. Navíc rukojeť každého nástroje má červené identifikační značení.

Vždy sterilní:

Všechna ostří jsou chráněna měkkým "snadno odstranitelným" hrotem nebo papírovou obálkou. Nástroje jsou zabaleny v praktických "průhledných" obalech, které umožňují uživateli prezentovat je asepticky.

Odpovídající normy:

Vyrobeno v souladu s normou EN ISO 9001 a EN ISO 13485 a splňuje požadavky EN ISO 7153-1:2001

Bezpečnost & Spolehlivost

Společenská odpovědnost

Jednorázové kovové sterilní chirurgické nástroje jsou vyráběny v Asii pečlivě vybranými dodavateli. Pravidelně kontrolujeme a monitorujeme podmínky výroby, abychom se ujistili o dodržování našeho Etického kodexu a zajistili, že požadavky všech hlavních sociálních a environmentálních konvencí jsou splněny. Kontrola jakosti, balení a sterilizace všech jednorázových chirurgických nástrojů probíhá v Evropské Unii.

- Lepší Péče -

- Nákladově efektivní -

- Méně času -

NŮŽKY

CHIRURGICKÉ NÁSTROJE

REF 1230111471

SET 471

BALENÍ: 1/20/16

Nůžky převazové 13 cm
rovné ostro/tupé sterilní




REF 1230111473

SET 473

BALENÍ: 1/20/16

Nůžky převazové 15 cm
rovné ostro/tupé sterilní



REF 1230111475

SET 475

BALENÍ: 1/20/16

Nůžky Mayo 14 cm
zahnuté tupé sterilní



REF 1230111472

SET 472

BALENÍ: 1/20/16

Nůžky Iris 11 cm
rovné ostré sterilní



REF 1230111476

SET 476

BALENÍ: 1/20/16

Nůžky Metzenbaum
14 cm zahnuté tupé
sterilní



REF 1230111391A

SET 391A

BALENÍ: 1/20/16

Nůžky Iris 11 cm
zahnuté ostré
sterilní



REF 1230111406A

SET 406A

BALENÍ: 1/20/16

Nůžky Mayo 14 cm
rovné tupé sterilní



PINZETY

CHIRURGICKÉ NÁSTROJE

REF 1230111477

SET 477

BALENÍ: 1/20/16

Pinzeta chirurgická
Trevés 12,5 cm sterilní



REF 1230111478

SET 478

BALENÍ: 1/20/16

Pinzeta DeBakey
15 cm sterilní



REF 1230111420A

SET 420A

BALENÍ: 1/20/16

Pinzeta anatomická
Thumb 15 cm sterilní



REF 1230111467

SET 467
BALENÍ: 1/20/16
Peany rovný
14 cm sterilní



REF 1230111468

SET 468
BALENÍ: 1/20/16
Peany zahnutý
12,5 cm sterilní



REF 1230111469

SET 469
BALENÍ: 1/20/16
Peany Rochester rovný
16 cm sterilní



REF 1230111470

SET 470
BALENÍ: 1/20/16
Peany Halstead-Mosquito
zahnutý 13 cm
sterilní



REF 1230111396A

SET 396A
BALENÍ: 1/20/16
Kleště Halstead-Mosquito
13 cm sterilní



REF 1230111397

SET 397
BALENÍ: 1/20/16
Jehlec Mayo-Hegar
14 cm sterilní



SKALPELY

CHIRURGICKÉ NÁSTROJE

REF 1321500505

BALENÍ: 1/100
Skalpel jednorázový
Velikost 11

REF 1321500506

BALENÍ: 1/10/25
Skalpel jednorázový
Velikost 10

REF 1321500507

BALENÍ: 1/10/10
Skalpel jednorázový
Velikost 15



15



11



10

RUKOJEŤ SKALPELU

REF 1230111462

SET 462
BALENÍ: 1/20/16

Rukojeť skalpelu
č. 4 sterilní,
určená pro čepele
vel. 20, 21 a 22




REF 1230111506

SET 506
BALENÍ: 1/20/16


Rukojeť skalpelu
č. 3 sterilní,
určená pro čepele
vel. 10, 11 a 15



SKALPELOVÉ ČEPELKY




22



15



11



10

Poskytujeme různé druhy čepelek.
Pro více informací nás kontaktujte.

NO. CZ01/2021-02

