

## LINON - TAMPON STÁČENÝ Z GÁZY NESTERILNÍ

Tampony stáčené jsou vyrobeny z bělené gázy 100% bavlna, tkané v počtu 17 nití/cm<sup>2</sup>. Vyrábí se v ucelené řadě deseti základních velikostí, rozměr tamponu je odvozen od velikosti gázového přířezu, ze kterého je tampon stáčen. Vetkaná RTG nit umožňuje kontrolu tamponu při rentgenovém vyšetření. Tampony jsou pevné a spolehlivé při použití.

### LINON - TAMPON STÁČENÝ Z GÁZY NESTERILNÍ

#### LINON - NESTERILNÍ

Objednací číslo	Rozměry	Počet ks v balení	Balení v kartonu
1320300400	7 / 7	200 ks	80 bal.
1320300401	9 / 9	200 ks	60 bal.
1320300402	12 / 12	100 ks	60 bal.
1320300403	15 / 15	100 ks	80 bal.
1320300404	20 / 19	100 ks	60 bal.
1320300408	25 / 25	50 ks	80 bal.
1320300405	30 / 30	50 ks	50 bal.
1320300431	40 / 40	25 ks	80 bal.
1320300410	25 / 50	50 ks	40 bal.
1320300406	30 / 60	40 ks	50 bal.




 **batist**  
M E D I C A L



[www.batist.com](http://www.batist.com)



[batist@batist.com](mailto:batist@batist.com)



## LINON S - TAMPON STÁČENÝ Z GÁZY STERILNÍ

### LINON S - STERILNÍ

Objednací číslo	Rozměry	Počet ks v balení	Balení v kartonu
1230110413	15 / 15	3 ks	120 / 1920 bal.
1230110414	20 / 19	3 ks	100 / 1600 bal.
1230110415	30 / 30	3 ks	100 / 800 bal.
1230110420	7 / 7	5 ks	150 / 2400 bal.
1230110421	9 / 9	5 ks	130 / 2080 bal.
1230110422	12 / 12	5 ks	100 / 1600 bal.
1230110423	15 / 15	5 ks	100 / 1600 bal.
1230110424	20 / 19	5 ks	80 / 1280 bal.
1230110425	30 / 30	5 ks	120 / 480 bal.
1230110426	30 / 60	5 ks	140 / 280 bal.
1230110427	40 / 40	5 ks	140 / 280 bal.
1230110430	7 / 7	10 ks	140 / 2240 bal.
1230110431	9 / 9	10 ks	100 / 1600 bal.
1230110433	15 / 15	10 ks	130 / 1040 bal.
1230110434	20 / 19	10 ks	120 / 480 bal.
1230110435	30 / 30	10 ks	140 / 280 bal.
1230110436	30 / 60	10 ks	70 / 140 bal.
1230110437	40 / 40	10 ks	80 / 160 bal.
1230110454	20 / 19	30 ks	100 / 200 bal.
1230110455	30 / 30	30 ks	100 / 100 bal.
1230110408	25 / 25	2 ks	80 / 1280 bal.

### LINON X-S - RTG STERILNÍ

Objednací číslo	Rozměry	Počet ks v balení	Balení v kartonu
1230110620	7 / 7	5 ks	150 / 2400 bal.
1230110621	9 / 9	5 ks	100 / 1600 bal.
1230110622	12 / 12	5 ks	100 / 1600 bal.
1230110632	12 / 12	10 ks	100 / 800 bal.
1230110633	15 / 15	10 ks	100 / 800 bal.
1230110634	20 / 19	10 ks	120 / 480 bal.
1230110635	30 / 30	10 ks	140 / 280 bal.
1230110831	9 / 9	10 ks	100 / 1600 bal.
1230110631	9 / 9	10 ks	100 / 800 bal.