

immunity

PRODUKTOVÝ KATALOG



**OPERAČNÍ
ROUŠKOVÁNÍ
& SETY**

Obsah

Univerzální sety.....	4
Chirurgické sety.....	6
Kardiologické sety.....	7
Sety s U-rouškou.....	8
Ortopedické sety.....	9
Urologické a gynekologické sety.....	13
Oční sety.....	16
ORL/dental sety.....	17
Roušky speciální.....	18
Roušky + Hospidrape.....	19
Roušky samolepící.....	20
Roušky s otvorem a samolepícím otvorem.....	21
Roušky na stůl a komponenty.....	22
Roušky na přístroje.....	23
Fólie incizní.....	24
Příslušenství.....	25
Medikit.....	26
Pláště operační a IntimVest.....	29
Čepice operační a rukavice latexové sterilní.....	30
Poznámky.....	31



JEDNORÁZOVÉ OPERAČNÍ ROUŠKOVÁNÍ

Jednorázové operační rouškování

Jednorázové operační oblečení, roušky, sety a doplňky vyvinuté pro zvýšení bezpečnosti a komfortu pacienta, operátora i zdravotnického personálu.

- Dostatečně silné - nepropustné
- Extra savé
- Příjemná povrchová úprava
- Dobře drží na místě, nesklouzává
- Vysoká odolnost proti protrhnutí



Vhodné pro operace s nízkým výskytem tekutin

Vhodné pro operace s mírným výskytem tekutin

Vhodné pro operace s vysokým výskytem tekutin

1 Účinná absorpční vrstva, nová struktura

2 Modrá / šedá vrstva netkané textilie

3 Vysoce elastická vícesložková PE-vrstva tvoří bariéru proti proniknutí vlhkosti, odolný proti protrhnutí

4 Bílá spodní vrstva s příjemnou povrchovou úpravou - větší pohodlí pro pacienta, větší pevnost



Savý a nepropustný 3-vrstvý materiál



Savý a nepropustný 2-vrstvý materiál



Savý a nepropustný vyztužený materiál



Polyuretanová fólie



Elastický materiál



Adhezivní okraj

Snadno identifikovatelné integrované fixace kabelů na rouškách s výztuží



Splňuje normu EN 13795

UNIVERZÁLNÍ SETY


Set univerzální - Basic

REF 100 005



- 1 lepicí páska 9 x 50 cm
- 1 návlek na instrumentační stůl zesílený 79 x 145 cm
- 2 ručník 30,5 x 34 cm
- 2 rouška samolepící 75 x 90 cm
- 1 rouška samolepící 180 x 180 cm
- 1 rouška samolepící 150 x 240 cm
- 1 rouška na instrumentační stůl 150 x 190 cm

Počet balení: 1/6/12




Set univerzální, s výztuží Medium

REF 100 006



- 1 lepicí páska 9 x 50 cm
- 1 návlek na instrumentační stůl zesílený 79 x 145 cm
- 4 ručník 30,5 x 34 cm
- 2 rouška samolepící 75 x 90 cm , s výztuží 15 x 50 cm, fixace kabelů
- 1 rouška samolepící 180 x 180 cm , s výztuží 15 x 50 cm, fixace kabelů
- 1 rouška samolepící 150 x 240 cm , s výztuží 15 x 50 cm, fixace kabelů
- 1 rouška na instrumentační stůl 150 x 190 cm

Počet balení: 1/6/12




Set univerzální, s výztuží Medium, 3-vrstvý

REF 100 010



- 1 lepicí páska 9 x 50 cm
- 1 návlek na instrumentační stůl zesílený 79 x 145 cm
- 4 ručník 30,5 x 34 cm
- 2 rouška samolepící 75 x 90 cm , s výztuží 15 x 50 cm, fixace kabelů
- 1 rouška samolepící 180 x 180 cm , s výztuží 15 x 50 cm, fixace kabelů
- 1 rouška samolepící 150 x 240 cm
- 1 rouška na instrumentační stůl 150 x 190 cm

Počet balení: 1/5/10




Set univerzální, s výztuží Large, 3-vrstvý

REF 100 011



- 1 lepicí páska 9 x 50 cm
- 1 návlek na instrumentační stůl zesílený 79 x 145 cm
- 4 ručník 30,5 x 34 cm
- 2 rouška samolepící 75 x 90 cm , s výztuží 25 x 60 cm, fixace kabelů
- 1 rouška samolepící 180 x 180 cm , s výztuží 25 x 60 cm, fixace kabelů
- 1 rouška samolepící 150 x 240 cm , s výztuží 25 x 60 cm, fixace kabelů
- 1 rouška na instrumentační stůl 150 x 190 cm

Počet balení: 1/5/10



CHIRURGICKÉ SETY


Set liposukce

REF 1230611137



- 1 rouška dvouvrstvá 90 x 120 cm
- 1 rouška dvouvrstvá 150 x 180 cm, samolepící
- 1 rouška dvouvrstvá 100 x 150 cm, samolepící
- 2 rouška dvouvrstvá 75 x 90 cm, samolepící
- 15 tampon šitý před. 45 x 45 cm s RTG páska, tkanice
- vázané á 5 ks
- 5 tampon stáčený 30/30 cm
- 1 skalpel-čepelka jednorázový, č. 11
- 1 skalpel-čepelka jednorázový, č. 15
- 1 operační plášť OPEN BACK, vel. L
- 1 operační plášť STANDARD, vel. XL

Počet balení: 1/3/6




Set laparotomický 2

REF 1230611140B



- 1 rouška na instrumentační stůl 150 x 190 cm
- 1 rouška laparoskop. 230 x 320 cm, otvor 25 x 30 cm, s iniciz. fólií
- 1 lepicí páska 10 x 50 cm
- 10 tampon šitý před. 45 x 45 cm s RTG páska, tkanice
- vázané á 5 ks
- 40 kompresy netkané 10 x 20 cm á 20 ks, 4 vrst.
- 5 tampon stáčený 30/30 cm, zabaleno do sáčku
- 10 tampon stáčený 7/7 cm, zabaleno do sáčku
- 2 ručník
- 1 návlek na instrumentační stůl 79 x 145 cm s výstuží
- 1 operační plášť STANDARD, vel. L
- 2 operační plášť STANDARD, vel. XL

Počet balení: 1/5/5



KARDIOLOGICKÉ SETY


Set na implantaci kardiostimulátoru 2

REF 1230611821



- 1 rouška dvouvrstvá 75 x 90 cm
- 1 rouška na instrumentační stolek 100 x 150 cm
- 1 rouška dvouvrstvá 150 x 200 cm, samolepící
- 1 rouška s otvorem 75 x 100 cm, otvor 10 cm
- 1 Elastpore+Pad 10 x 15 cm
- 1 miska 250 ml
- 2 návlek na RTG pr. 90 cm
- 1 operační plášť SPECIAL, vel. M
- 1 operační plášť SPECIAL, vel. L
- 80 kompresy 10 x 10 gáza, 8 vrst., založené
- 5 tampon stáčený 20/19
- 2 stříkačka 20 ml dvoudílná Luer
- 2 ručník
- 1 suchý zip 2,5 x 30 cm

Počet balení: 1/3/6




Set na implantaci/ablaci kardiostimulátoru sterilní

REF 1230611832



- 1 rouška na instrumentační stolek 150 x 190 cm
- 1 rouška angiografická 220 x 320 cm, 2 otvory Ø 14 cm
- 1 návlek na RTG pr. 140 cm
- 1 operační plášť STANDARD, vel. XL
- 2 ručník

Počet balení: 1/8/8



SETY S U-ROUŠKOU


Set s U-rouškou M, 3-vrstvý

REF 100 050



- 1 lepicí páska 9 x 50 cm
- 1 návlek na instrumentační stůl zesílený 79 x 145 cm
- 4 ručník 30,5 x 34 cm
- 1 rouška samolepící 75 x 90 cm
- 1 U-rouška samolepící 230 x 260 cm, rozperek 10 x 100 cm, s výztuží 75 x 140 cm, fixace kabelů
- 1 rouška samolepící 150 x 240 cm
- 1 rouška na instrumentační stůl 150 x 190 cm

Počet balení: 1/4/8




Set s U-rouškou L, s výztuží, 3-vrstvý

REF 100 051



- 1 lepicí páska 9 x 50 cm
- 1 návlek na instrumentační stůl zesílený 79 x 145 cm
- 4 ručník 30,5 x 34 cm
- 1 rouška samolepící 75 x 90 cm
- 1 U-rouška samolepící 230 x 260 cm, rozperek 20 x 100 cm, s výztuží 75 x 140 cm, fixace kabelů
- 1 rouška samolepící 150 x 240 cm, s výztuží 25 x 60 cm, fixace kabelů
- 1 rouška na instrumentační stůl 150 x 190 cm

Počet balení: 1/4/8




Set s U-rouškou ECO

REF 100 055



- 1 lepicí páska 9 x 50 cm
- 1 návlek na instrumentační stůl zesílený 79 x 145 cm
- 4 ručník 30,5 x 34 cm
- 1 rouška samolepící 75 x 90 cm
- 1 U-rouška samolepící 230 x 260 cm, rozperek 10 x 85 cm
- 1 rouška samolepící 150 x 240 cm
- 1 rouška na instrumentační stůl 150 x 190 cm

Počet balení: 1/5/10




Set kyčelní ECO

REF 120 005



- 2 lepicí páska 9 x 50 cm
- 1 návlek na instrumentační stůl zesílený 79 x 145 cm
- 1 návlek na končetinu 36 x 120 cm
- 1 rouška dvouvrstvá 100 x 150 cm
- 1 rouška samolepící 150 x 300 cm, s výztuží 15 x 50 cm, fixace kabelů
- 1 U-rouška samolepící 230 x 260 cm, rozparek 20 x 85 cm, s výztuží 50 x 100 cm, fixace kabelů
- 1 rouška na instrumentační stůl 150 x 190 cm

Počet balení: 1/4/8




Set kyčelní, s výztuží Large, 3-vrstvý

REF 120 010



- 3 lepicí páska 9 x 50 cm
- 1 návlek na instrumentační stůl zesílený 79 x 145 cm
- 4 ručník 30,5 x 34 cm
- 1 elastický návlek na končetinu 30 x 120 cm
- 1 elastický obvaz 12 cm x 6 m
- 2 rouška samolepící 75 x 90 cm, s výztuží 25 x 60 cm, fixace kabelů
- 1 rouška samolepící 180 x 180 cm, s výztuží 25 x 60 cm, fixace kabelů
- 1 rouška samolepící 150 x 240 cm, s výztuží 25 x 60 cm, fixace kabelů
- 1 U-rouška samolepící 230 x 260 cm, rozparek 20 x 100 cm, s výztuží 75 x 140 cm, fixace kabelů
- 1 rouška na instrumentační stůl 150 x 190 cm

Počet balení: 1/3/6




Set končetinový, 3-vrstvý

REF 120 030



- 2 lepicí páska 9 x 50 cm
- 1 návlek na instrumentační stůl zesílený 79 x 145 cm
- 4 ručník 30,5 x 34 cm
- 1 rouška samolepící 75 x 90 cm
- 1 rouška na instrumentační stůl 150 x 190 cm, skládaná
- 1 rouška končetinová 230 x 300 cm, elastická manžeta s otvorem prům. 7 cm, s výztuží 50 x 100 cm, fixace kabelů
- 1 rouška na instrumentační stůl 150 x 190 cm

Počet balení: 1/4/8



ORTOPEDICKÉ SETY


Set končetinový

REF 120 031



- 2 lepicí páska 9 x 50 cm
- 1 návlek na instrumentační stůl zesílený 79 x 145 cm
- 4 ručník 30,5 x 34 cm
- 1 elastický návlek na končetinu 22 x 75 cm
- 1 rouška 150 x 190 cm, skládaná
- 1 rouška třívrstvá končetinová 230 x 300 cm, elastická manžeta s otvorem prům. 7 cm, s výztuží 50 x 100 cm, fixace kabelů
- 1 rouška na instrumentační stůl 150 x 190 cm

Počet balení: 1/4/8




Set končetinový ECO

REF 120 311



- 2 lepicí páska 9 x 50 cm
- 1 návlek na instrumentační stůl zesílený 79 x 145 cm
- 4 ručník 30,5 x 34 cm
- 1 návlek na končetinu 36 x 65 cm
- 1 rouška končetinová 230 x 300 cm, elastická manžeta s otvorem prům. 7 cm, s výztuží 75 x 80 cm, fixace kabelů
- 1 rouška na instrumentační stůl 150 x 190 cm

Počet balení: 1/6/12




Set ruka/noha, 3-vrstvý

REF 120 032



- 1 návlek na instrumentační stůl zesílený 79 x 145 cm
- 1 rouška končetinová 230 x 300 cm, elastická manžeta s otvorem prům. 3,5 cm, s výztuží 50 x 100 cm, fixace kabelů
- 1 rouška na instrumentační stůl 150 x 190 cm

Počet balení: 1/6/12





Set ruka/noha 4

REF 120 325



- 1 lepicí páska 9 x 50 cm
- 1 návlek na instrumentační stůl zesílený 79 x 145 cm
- 4 ručník 30,5 x 34 cm
- 1 rouška končetinová 230 x 300 cm, elastická manžeta s otvorem prům. 3,5 cm, s výztuží 75 x 80 cm, fixace kabelů
- 1 rouška na instrumentační stůl 150 x 190 cm

Počet balení: 1/6/12




Set pro artroskopii kolene

REF 120 035



- 2 lepicí páska 9 x 50 cm
- 1 návlek na instrumentační stůl zesílený 79 x 145 cm
- 4 ručník 30,5 x 34 cm
- 1 elastický návlek na končetinu 22 x 75 cm
- 1 rouška na instrumentační stůl 150 x 190 cm, skládaný
- 1 rouška třívrstvá artroskopická kolenní 230 x 320 cm, sběrný vak 105 x 90 cm s filtrem a sacím portem, výztužný drát, 2 elastické otvory 5 cm
- 1 rouška na instrumentační stůl 150 x 190 cm

Počet balení: 1/4/8




Set pro artroskopii kolene ECO

REF 120 355



- 1 lepicí páska 9 x 50 cm
- 1 návlek na instrumentační stůl zesílený 79 x 145 cm
- 2 ručník 30,5 x 34 cm
- 1 návlek na končetinu 36 x 65 cm
- 1 rouška končetinová 230 x 300 cm, elastická manžeta s otvorem prům. 7 cm, s výztuží 50 x 100 cm, fixace kabelů
- 1 návlek na kameru s perforovanou špičkou 15 x 240 cm
- 1 rouška na instrumentační stůl 150 x 140 cm

Počet balení: 1/5/10



ORTOPEDICKÉ SETY


Set pro artroskopii kolene

REF 1230611323



- 1 rouška instrum. stolek 150 x 190 cm
- 1 rouška končetinová třívrstvá 230 x 300 cm, otvor 7,5 x 10,5 cm
- 1 návlek na kameru s perf. špičkou 15 x 240 cm
- 1 lepící páska 10 x 50 cm
- 2 ručník
- 1 návlek na končetinu 36 x 65 cm
- 1 návlek na instrum. stolek 79 x 145 cm

Počet balení: 1/5/10




Set malý zákrok

REF 1230611352A



- 1 rouška na instrumentační stůl 100 x 150 cm
- 1 rouška dvouvrstvá 100 x 150 cm, samolepící
- 1 rouška dvouvrstvá 90 x 120 cm
- 1 rouška dvouvrstvá 75 x 90 cm, otvor 6 x 8 cm
- 10 kompresy netkané 10 x 20 cm, 4 vrst.
- 2 tampon šitý před. 45 x 45 cm s RTG,
- 5 tampony stáčený 30/30 cm, zabaleno do sáčku
- 2 operační plášť STANDARD, vel. XL
- 1 operační plášť STANDARD, vel. L

Počet balení: 1/4/8



UROLOGICKÉ A GYNEKOLOGICKÉ SETY


Set gyn/cyst ECO

REF 120 055



- 2 návleky na dolní končetinu 75 x 120 cm
- 1 gyn/cyst rouška 100 x 175 cm, otvor 9 x 15 cm, samolepící
- 1 rouška na instrumentační stůl 100 x 150 cm

Počet balení: 1/5/20




Set vaginální 1

REF 1230611535



- 1 rouška dvouvrstvá 75 x 90 cm
- 1 rouška na instrumentační stolek 150 x 190 cm
- 1 rouška gynekologická s integrovanými návleky 240 x 275 cm

Počet balení: 1/5/10




Set vaginální 2

REF 1230611542B



- 1 rouška na instrumentační stolek 150 x 190 cm
- 1 rouška gyn. s integr. návleky 240 x 275 cm
- 1 lepicí páska 10 x 50 cm
- 10 kompresy netkané 10 x 20 cm, 4 vrst.
- 2 tampon šitý předepraný, 45 x 45 cm, RTG
- 5 tampon stáčený 40/40 cm, zabaleno do sáčku
- 2 ručník
- 1 návlek na instrumentační stolek 79 x 145 cm
- 1 operační plášť STANDARD, vel. L
- 1 operační plášť STANDARD, vel. XL

Počet balení: 1/6/6




Set porodnický

REF 120 550



- 6 ručník 21 x 25 cm
- 1 podložka 60 x 60 cm
- 1 podložka 60 x 90 cm
- 1 rouška pro dítě 56 x 75 cm
- 1 rouška 75 x 120 cm
- 1 rouška (pod rodičku) 90 x 150 cm

Počet balení: 1/12



UROLOGICKÉ A GYNEKOLOGICKÉ SETY


Set na císařský řez 4

REF 1230611519



- 1 rouška na instrumentační stolek 150 x 190 cm
- 1 rouška na císařský řez 230 x 330 cm
- 1 lepicí páska 10 x 50 cm
- 1 rouška na dítě 80 x 90 cm
- 2 ručníky
- 1 návlek na instrumentační stolek 79 x 145 cm

Počet balení: 1/4/8




Set na císařský řez I

REF 120 060



- 1 lepicí páska 9 x 50 cm
- 1 návlek na instrumentační stůl zesílený 79 x 145 cm
- 4 ručník 30,5 x 34 cm
- 1 rouška pro dítě 75 x 120 cm
- 1 rouška na císařský řez 180/250 x 330 cm, sběrný vak 72 x 72 cm, incizní fólie, otvor Ø 16 x 18 cm, 2 výpustě
- 1 rouška na instrumentační stůl 150 x 190 cm

Počet balení: 1/5/10




Set na císařský řez II

REF 120 061



- 1 lepicí páska 9 x 50 cm
- 1 návlek na instrumentační stůl zesílený 79 x 145 cm
- 4 ručník 30,5 x 34 cm
- 1 rouška na dítě 75 x 120 cm
- 1 rouška na císařský řez 330 x 230 cm, sběrný vak 72 x 72 cm, integrovaná incizní fólie 36 x 36 cm a fixace kabelů, 2 výpustě
- 1 rouška na instrumentační stůl 150 x 190 cm

Počet balení: 1/5/10





UROLOGICKÉ A GYNEKOLOGICKÉ SETY

Set TUR

REF 120 072

- 1 lepicí páska 9 x 50 cm
- 1 páska na suchý zip 2,5 x 30 cm
- 1 ručník 30,5 x 34 cm
- 1 TUR-rouška 175/282 x 172 cm all-in-one, vyšetřovací návlek na prst, otvor 5 cm a 8 cm (samolepící), integrovaný sběrný vak 63 x 77 cm se sítkem a výpustí
- 1 rouška na instrumentační stůl 150 x 190 cm

Počet balení: 1/6/12




Set urologický malý

REF 1230611569

- 1 rouška na instrumentační stolek 100 x 150 cm
- 1 rouška urologická 180 x 300 cm, otvor 12 cm, samolepící

Počet balení: 1/10/20




Set abdomino-perineální ECO

REF 120 485

- 2 lepicí páska 9 x 50 cm
- 1 návlek na instrumentační stůl zesílený 79 x 145 cm
- 2 ručník 30,5 x 34 cm
- 1 Gyn/Abdominalní rouška 215/240 x 350 cm all-in-one, s integrovanými návleky a sběrným vakem se sítkem a výpustí, 2 samolepící otvor: horní 25 x 30 cm, spodní 9 x 15 cm (s integrovanou krycí rouškou)
- 1 rouška na instrumentační stůl 150 x 190 cm

Počet balení: 1/5/10



OČNÍ SETY



Set oční

REF 120 080



- 1 ručník 30,5 x 34 cm
- 1 oční rouška 150 x 140 cm, s otvorem 8 x 10 cm, se sběrným vakem a integrovanou incizní fólií 8 x 10 cm
- 1 rouška na instrumentační stůl 150 x 140 cm

Počet balení: 1/7/28





Set oční

REF 120 082



- 1 incizní fólie pro řez 10 x 12 cm
- 1 oční rouška 150 x 180 cm, 2 sběrné vaky, oválný otvor 5 x 7 cm, 3 výztužné dráty
- 1 rouška na instrumentační stůl 150 x 140 cm

Počet balení: 1/7/28




Set oční ambulantní

REF 1230611722



- 1 rouška krycí Hospidrape 75 x 90 cm
- 1 rouška dvouvrstvá 50 x 60 cm, otvor 6 x 8 cm, samolepící

Počet balení: 1/70/140




Set oční katarakta 2

REF 1230611723



- 1 rouška dvouvrstvá 90 x 120 cm
- 1 oční rouška 120 x 120 cm s otvorem 7 x 9 cm a 1 záchytnou kapsou, incizní fólie
- 2 návlek na područku 20 x 55 cm
- 1 návlek na FACO 56 x 75 cm
- 1 oční kompres 7 x 5,5 cm
- 2 tampony stáčené 30/30
- 1 jehla oranžová 25 G 0,5 x 25 cm
- 3 stříkačka 2 ml dvoudílná Luer
- 1 rouška SPUNBOND 80 x 90 cm
- 2 operační plášť BASIC, vel. L
- 1 ručník

Počet balení: 1/6/12




ORL/DENTAL SETY

Set ORL malý

REF 1230611406

- 1 rouška na instrumentační stůlek 90 x 120 cm
- 1 rouška 160 x 240 cm, lepicí otvor 10 cm
- 2 operační plášť OPEN BACK, vel. L

Počet balení: 1/8/16




Set ORL univ. velký

REF 1230611416B

- 1 rouška na instrumentační stůlek 140 x 150 cm
- 1 rouška dvouvrstvá 180 x 250 cm, otvor 8 x 10 cm
- 1 tampon šitý před. 45 x 45 cm s RTG
- 1 lepicí páska 10 x 50 cm
- 10 kompres netkaný 10 x 20 cm, 4 vrst.
- 10 kompresy gázové 7,5 x 7,5 cm, 8 vrst.
- 5 tampony stáčené 20/19 cm s RTG, zabalené do sáčku
- 1 ručník
- 1 operační plášť STANDARD, vel. L
- 1 operační plášť STANDARD, vel. XL

Počet balení: 1/10/10




Set tympanostomie

REF 1230611426

- 1 rouška dvouvrstvá 90 x 120 cm
- 1 rouška dvouvrstvá 75 x 90 cm, otvor 6 x 8 cm
- 1 spojovací hadice trychtýř-volný konec CH30, 2,5 m

Počet balení: 1/40/40




Set ORL-TE

REF 1230611424

- 1 rouška na instrumentační stůlek 100 x 150 cm
- 1 rouška dentální 100 x 150 cm s otvorem 9,3 x 13 cm
- 10 kompres gázové 10 x 10 cm, 8 vrst.
- 1 stříkačka 10 ml, dvoudílná Luer
- 1 skalpel - čepelka jednorázový vel. 15
- 10 tampony stáčené 20/19 cm, zabalené do sáčku
- 1 sací set Yankauer Ch25, Zahn. 6 mm
- 1 operační plášť BASIC OPEN BACK, vel. L


Počet balení: 1/8/16



ROUŠKY SPECIÁLNÍ

REF 130 010


150 x 250 cm, rozparek 7 x 70 cm, s výztuží 50 x 50 cm, fixace kabelů
Počet balení: 1/8/32



150 x 250 cm
U = 7 x 70 cm

Roušky ruka/noha**REF 130 020**


150 x 180 cm, elastický otvor Ø 3,5 cm, s výztuží 50 x 100 cm,
fixace kabelů
Počet balení: 1/17/34



150 x 180 cm
Ø 3,5 cm

Oční roušky**REF 1230618103**

120 x 120 cm, s adhezivním otvorem 7 x 9 cm,
s incizní fólií a sběrným sáčkem
Počet balení: 1/40/80



120 x 120 cm

Dvouvrstvé roušky

REF 140 010

50 x 60 cm

Počet balení: 1/45/180

REF 140 015

75 x 90 cm

Počet balení: 1/25/100

REF 1230612207

90 x 120 cm

Počet balení: 1/70/140

REF 1230612208

100 x 150 cm

Počet balení: 1/45/90

REF 1230612209

150 x 180 cm

Počet balení: 1/60/60



50 x 60 cm



75 x 90 cm



90 x 120 cm



100 x 150 cm



150 x 180 cm

Hospidrape (celulóza/PE) - AMBULANTNÍ ROUŠKY

REF 1230612001

38 x 45 cm

Počet balení: 1/90/720



38 x 45 cm

REF 1230612002

50 x 60 cm

Počet balení: 1/100/400



50 x 60 cm

REF 1230612003

45 x 75 cm

Počet balení: 1/110/440



45 x 75 cm

REF 1230612004

75 x 90 cm

Počet balení: 1/120/240



75 x 90 cm

REF 1230612005

90 x 120 cm

Počet balení: 1/90/180



90 x 120 cm

ROUŠKY SAMOLEPÍCÍ

Samolepící roušky - 2-vrstvé

REF 1230612204

75 x 90 cm

Počet balení: 1/100/200




75 x 90 cm


REF 1230612206

150 x 240 cm

Počet balení: 1/20/40



150 x 240 cm




90 x 120 cm


REF 1230612212

90 x 120 cm

Počet balení: 1/65/130



100 x 150 cm



150 x 180 cm

REF 1230612213


100 x 150 cm

Počet balení: 1/40/80

REF 1230612214

150 x 180 cm

Počet balení: 1/55/55



75 x 90 cm

Samolepící roušky - 3-vrstvé

REF 140 060

75 x 90 cm

Počet balení: 1/16/64



ROUŠKY S OTVOREM A SAMOLEPÍCÍM OTVOREM

Roušky s otvorem

REF 150 055

50 x 60 cm, Ø 6 x 8 cm

Počet balení: 1/45/180

50 x 60 cm
Ø 6 x 8 cm75 x 90 cm
Ø 6 x 8 cm**REF 150 065**

75 x 90 cm, Ø 6 x 8 cm




Počet balení: 1/25/100

Roušky se samolepícím otvorem

REF 150 005

50 x 60 cm, Ø 6 x 8 cm

Počet balení: 1/45/180

50 x 60 cm
Ø 6 x 8 cm75 x 80 cm
Ø 6 x 15 cm75 x 90 cm
Ø 6 x 8 cm**REF 150 010**

75 x 80 cm, Ø 6 x 15 cm

Počet balení: 1/25/100

REF 150 015



75 x 90 cm, Ø 6 x 8 cm

Počet balení: 1/25/100

REF 150 020

120 x 150 cm, Ø 5 x 7 cm

Počet balení: 1/20/80

120 x 150 cm
Ø 5 x 7 cm150 x 180 cm
Ø 6 x 15 cm**REF 150 030**


150 x 180 cm, Ø 6 x 15 cm

Počet balení: 1/12/48

REF 1230612320

120 x 150 cm, Ø 12 cm

Počet balení: 1/40/80

120 x 150 cm
Ø 12 cm


ROUŠKY NA STŮL A KOMPONENTY

Roušky na instrumentační stůl


REF 170 015

100 x 150 cm

Počet balení: 1/18/72



100 x 150 cm



150 x 190 cm

REF 170 025

150 x 190 cm


Počet balení: 1/15/60

Návlek na instrumentační stůl s výztuží

REF 170 012

79 x 145 cm

Počet balení: 1/20/80



79 cm

145 cm

Lepící pásy

REF 140 095

9 x 50 cm, 1 ks

Počet balení: 1/100/400




9 x 50 cm

Návleky na kabely

REF 180 010

8 x 120 cm, jednoduchá špička
Počet balení: 1/65/260




REF 180 015

15 x 250 cm, jednoduchá špička
Počet balení: 1/30/120

REF 180 020

15 x 240 cm, perforovaná špička
Počet balení: 1/30/120



REF 180 025

17 x 240 cm, elastická špička
Počet balení: 1/30/120


Návleky na přístroje

REF 180 050

Ø 90 cm
Počet balení: 1/18/72

REF 180 055

Ø 140 cm
Počet balení: 1/10/40



FÓLIE INCIZNÍ

Incizní fólie**REF 1230610102**


30 x 20 cm

Počet balení: 1/100/200

REF 1230610103

45 x 20 cm

Počet balení: 1/15/240

**REF 1230610105**

45 x 50 cm

Počet balení: 1/30/30

REF 1230610106


45 x 65 cm

Počet balení: 1/30/30

Návrlek na horní končetinu

REF 1230613110

Počet balení: 1/100/200




Návrleky na končetinu - elastické

REF 130 096

22 x 75 cm, velikost S, + 2 x lepicí páska 9 x 50 cm

Počet balení: 1/20/80




Sběrné vaky

REF 180 070

30 x 40 cm, 1 komora


Počet balení: 1/55/220



REF 180 072

30 x 40 cm, (30 cm x 15 cm + 25 cm) 2 komory,
pro sání a diatermii


Počet balení: 1/55/220



REF 180 073

62 x 50 cm, se sítí a výpustí

Počet balení: 1/11/44




Set 311 pro lokální anestezii

REF 1230111311

- 1 rouška krycí Hospidrape 75 x 90 cm - do této roušky je celý set zabalený
- 1 rouška dvouvrstvá 75 x 90 cm, otvor 6 x 8 cm, samolepící
- 1 ručník
- 1 náplast Elastopore+Pad 7 x 5 cm
- 1 stříkačka 5 ml dvoudílná Luer
- 1 stříkačka 10 ml dvoudílná Luer
- 1 jehla černá 22 G
- 1 jehla růžová 18 G
- 1 pean rovný 14 cm
- 1 pinzeta plastová zelená
- 1 nůžky Iris 11,5 cm
- 2 miska transparentní kulatá 120 ml
- 5 tampon stáčený gázový 20/19 cm

Počet balení: 1/55/55




Set 160 na suchý převaz rány

REF 1230111160

- 5 kompres gázový 7,5 x 7,5 cm, 8 vrst.
- 1 pinzeta plastová zelená
- 5 tampon stáčený gázový 20/19 cm

Počet balení: 1/80/160




Set 198 pro zahájení dialýzy

REF 1230111198

- 1 rouška krycí Hospidrape 50 x 60 cm
- 2 náplast Softpore 2,5 x 18 cm, 3 pruhy
- 5 kompres gázový 5 x 5 cm, 8 vrst.
- 5 tampon stáčený gázový 20/19 cm
- 2 rukavice vyšetřovací, latex, nepudrované, vel. M

Počet balení: 1/40/80




Set 163 pro močovou katetrizaci

REF 1230111163

- 1 rouška krycí Hospidrape 45 x 75 cm
- 1 rouška dvouvrstvá 45 x 75 cm, otvor 7 cm
- 1 miska plastová dvoukomorová
- 2 kompres gázový 7,5 x 7,5 cm, 8 vrst.
- 2 pinzeta plastová zelená
- 1 stříkačka 10 ml dvoudílná Luer
- 4 tampon stáčený gázový 20/19 cm
- 2 rukavice vyšetřovací, latex, nepudrované, vel. M

Počet balení: 1/30/30




Set 313 centrální žilní katetrizace

REF 1230111313

- 1 rouška krycí Hospidrape 75 x 90 cm
- 1 rouška dvouvrstvá 75 x 90 cm, samolepící otvor 6 x 8 cm
- 1 miska modrá 500 ml
- 2 kompres gázový 5 x 5 cm, 8 vrst.
- 6 kompres netkaný 7,5 x 7,5 cm, 4 vrst.
- 1 náplast Dermafoil 10 x 12 cm
- 1 pean rovný 16 cm
- 1 nůžky Iris 11,5 cm
- 1 pinzeta chirurgická 12 cm
- 1 svorka Kelly 13 cm
- 1 skalpel jednorázový č. 11
- 1 stříkačka 10 ml dvoudílná Luer
- 1 stříkačka 20 ml dvoudílná Luer
- 1 jehla černá 22 G
- 1 jehla růžová 18 G
- 1 ručník
- 5 tampon stáčený z netkaného textilu 20/20 cm

Počet balení: 1/24/24




Set 164 pro centrální žilní katetrizaci

REF 1230111164

- 1 rouška krací Hospidrape 75 x 90 cm
- 1 rouška dvouvrstvá 75 x 90 cm s perforací, samolepící otvor 6 cm
- 1 náplast Dermafoil 10 x 12 cm
- 1 miska transparentní 21 x 14 x 4,5 cm
- 2 kompres gázový 5 x 5 cm, 8 vrst.
- 6 kompres gázový 7,5 x 7,5 cm, 8 vrst.
- 5 tampon stáčený gázový 30/30 cm
- 1 pinzeta plastová zelená
- 1 nůžky Iris 11 cm
- 1 pean rovný 14 cm
- 1 svorka Kelly 13 cm
- 1 skalpel jednorázový č. 11
- 1 stříkačka 10 ml dvoudílná Luer
- 1 stříkačka 20 ml dvoudílná Luer
- 1 jehla černá 22 G
- 1 jehla růžová 18 G
- 2 rukavice vyšetřovací nepudrované, balené v papíru, vel. M

Počet balení: 1/20/20




SET 215 pro malé operace

REF 1230111215

- 1 rouška krycí Hospidrape 50 x 60 cm
- 5 tampon šitý 45 x 45 cm s RTG, tkanice, předepraný
- 20 tampon stáčený gázový 30/30 cm, zabaleno do sáčku
- 5 přířez rolovaný 7 x 90 cm

Počet balení: 1/30/30




Set 336 balíček mammy

REF 1230111336

- 2 čtverec z vaty 15 x 15 cm
- 5 přířez gázový skládaný 17 x 17 cm
- 6 přířez gázový skládaný 8 x 22 cm
- 2 obinadlo pletené 20 cm x 10 m
- 4 kompres gázový 7,5 x 7,5 cm, 8 vrst.
- 6 tampon stáčený gázový 20/19 cm

Počet balení: 1/25/25




Set 337 balíček ruka

REF 1230111337

- 3 tampon stáčený gázový 20/19 cm
- 5 kompres gázový 5 x 5 cm, 8 vrst.
- 10 kompres gázový 7,5 x 7,5 cm, 8 vrst.
- 10 kompres gázový 10 x 10 cm, 8 vrst.
- 1 tyčinka vatová malá

Počet balení: 1/70/140




Set 482 pro převaz rány

REF 1230111482

- 6 tampon z netkané textilie 20/20 cm
- 1 pinzeta plastová zelená

Počet balení: 1/75/150




Set 494 sušení CHIR

REF 1230111494

- 1 rouška krycí Hospidrape 75 x 90 cm
- 1 tampon šitý předepraný 45 x 45 cm s RTG
- 20 tampon stáčený gázový 30/30 s RTG, , zabaleno do sáčku
- 10 tampon stáčený gázový 20/19 s RTG, , zabaleno do sáčku
- 5 tampon stáčený gázový 9/9 s RTG, , zabaleno do sáčku
- 20 kompres gázový 10 x 20 cm, 8 vrst., založený

Počet balení: 1/20/20





PLÁŠTĚ OPERAČNÍ SMMSS A INTIMVEST

SR - Standard

Operační pláště zavinovací, bez výztuže



Objednací číslo	Velikost	Počet balení
250 022B	125 cm, M bez ručníků	1/20/40
250 023B	135 cm, L bez ručníků	1/20/40
250 024B	145 cm, XL bez ručníků	1/18/36
250 025B	155 cm, XXL bez ručníků	1/18/36
250 027B	125 cm, M s 2 ručníky	1/20/40
250 028B	135 cm, L s 2 ručníky	1/20/40
250 029B	145 cm, XL s 2 ručníky	1/18/36
250 030B	155 cm, XXL s 2 ručníky	1/18/36



SR - Special


Operační pláště zavinovací, s výztuží

Objednací číslo	Velikost	Počet balení
250 052B	126 cm, M bez ručníků	1/20/40
250 053B	137 cm, L bez ručníků	1/20/40
250 054B	147 cm, XL bez ručníků	1/18/36
250 055B	155 cm, XXL bez ručníků	1/18/36
250 057B	126 cm, M s 2 ručníky	1/20/40
250 058B	137 cm, L s 2 ručníky	1/20/40
250 059B	147 cm, XL s 2 ručníky	1/18/36
250 060	155 cm, XXL s 2 ručníky	1/18/36



IntimVest



Objednací číslo	Velikost	Počet balení
1230500313	univerzální	6 x 15 ks



ČEPICE OPERAČNÍ A RUKAVICE LATEXOVÉ STERILNÍ

Čepice operační


Objednací číslo		Počet balení
1326002746	Čepice operační baret - modrá	1/100/1000
1326002749	Čepice operační clip - modrá	1/100/1000



Rukavice latexové nepudrové sterilní

Nepudrové


Objednací číslo	Velikost	Počet balení
1323816240	5,5 immunity á 50párů	1/50/200
1323816241	6 immunity á 50párů	1/50/200
1323816242	6,5 immunity á 50párů	1/50/200
1323816243	7 immunity á 50párů	1/50/200
1323816244	7,5 immunity á 50párů	1/50/200
1323816245	8 immunity á 50párů	1/50/200
1323816246	8,5 immunity á 50párů	1/50/200
1323816247	9 immunity á 50párů	1/50/200



Rukavice latexové pudrové sterilní

Pudrové

Objednací číslo	Velikost	Počet balení
1323816271	6 immunity á 50párů	1/50/200
1323816272	6,5 immunity á 50párů	1/50/200
1323816273	7 immunity á 50párů	1/50/200
1323816274	7,5 immunity á 50párů	1/50/200
1323816275	8 immunity á 50párů	1/50/200
1323816276	8,5 immunity á 50párů	1/50/200
1323816277	9 immunity á 50párů	1/50/200




Poznámky

[illegible]



PRODUKTOVÝ KATALOG



BATIST Medical a.s.
Nerudova 309
549 41 Červený Kostelec
Česká republika

tel.: +420 491 413 311
fax: +420 491 413 394
www.batist.com

