

Set 653 B-Pore sterilní

1 ks Fixační náplast s ochrannou kapsou pro katetry 16 x 6 cm
1 ks Kompres netkaný 5 x 5 cm, 4 vrstvy

- Ideální krytí a fixace pro různé druhy žilních katetrů.
- Minimalizace rizika repositione katetru.
- Rychlá a snadná aplikace.
- Dokonalé přizpůsobení zvýší komfort pacienta.
- Zachování aseptických a sterilních podmínek v oblasti aplikace.

Absorpční ochranná kapsa vyrobená z netkané textilie SSMMS.
Nepřílnavý materiál zajišťuje dokonalé polstrování katetru
a snižuje riziko vniku mikroorganismů.

Prodloužení ochranné kapsy, aby bylo zajištěno.....
také pokrytí výstupního otvoru katetru.

Přilnavá vrstva náplasti je vyrobena
z netkaného textilu s vysokou porézností.
Vynikající přilnavost zaručuje dokonalou
fixaci náplasti.

Krycí vrstva tvořena naříznutým
silikonovým papírem usnadňuje
rychlé uchycení náplasti za sterilních
podmínek, chrání plochu části
náplasti která pokrývá výstupní
otvor katetru.

B-PORE APLIKACE

1. Vložte katetr dovnitř ochranného pouzdra
2. Odstraňte krycí papír samolepící náplasti
3. Samolepící náplast z netkaného textilu přilepte na kůži pacienta



REF

POČET BAL. V KARTONU

1230111653

8 x 60 bal./ 480