

PORODNICKÉ VLOŽKY FLOWER

Porodnické vložky Flower mají povrch z jemné a na dotyk příjemné netkané textilie, která poskytuje příjemný pocit při nošení. Drážky na povrchu pomáhají rozvodu a odvodu tekutiny do savého jádra, které je tvořeno drcenou celulózou. Vložky jsou vhodné pro rodičky v době šestinedělí a pro ženy při silné menstruaci.

Flower

FLOWER - PORODNICKÉ VLOŽKY

Porodnické vložky NESTERILNÍ

Objednací číslo	Rozměry	Počet kusů v balení	Balení v kartonu
1322300002A	7 cm x 25 cm	20 ks	12 bal. á 20 ks
1322300005A	7 cm x 25 cm	FLOWER MAXI - bez potisku 240 ks	12 bal. á 20 ks

Porodnické vložky STERILNÍ

Objednací číslo	Rozměry	Počet kusů v balení	Balení v kartonu
1230113802	7 cm x 25 cm	2 ks	100 / 50 bal.
1230113809	7 cm x 25 cm	10 ks	38 / 38 bal.

