

ZAJIŠŤOVACÍ SYSTÉM


Udrží pacienta v přirozené poloze na vozíku či židli. Pohodlí a rychlost práce zajišťuje kombinace suchých zipů a přezek, jednotlivé prvky kompletu jsou polstrovány pro zachování komfortu pacienta.



REF BATIST	BCC 5125
1323901201	Velikost L
1323901202	Velikost XL

ZAJIŠŤOVACÍ BŘIŠNÍ PÁS BCC 5125

Napomáhá udržení stability těla pacienta při sezení. Jednoduchá aplikace pomocí suchého zipu je hračkou pro každého. Vhodný pro částečně imobilní pacienty. **vel. L, XL**



REF BATIST	BCC 5175
1323901401	Velikost L
1323901402	Velikost XL

ZAJIŠŤOVACÍ PÁNEVNÍ PÁS BCC 5175

Je vhodný pro částečně imobilní pacienty, kterým pomáhá v udržení přirozené polohy těla při sezení. Na rozdíl od břišního pásu zajišťuje tělo i proti sesunutí dolů. Jednoduchá aplikace pomocí suchých zipů. **vel. L, XL**



REF BATIST	BCF 4260-SE
1323904802	Fixace hrudní flexibilní

PRODLOŽOVACÍ RAMENNÍ POPRUHY BCF 4260-SE

Prodlužovací ramenní popruhy zabraňují pacientovi v sezení, pokud je připoután systémy Thorax BCF 4250, BCF 4110 a Kombifix® BCF 7125.



MAGNETICKÉ ZÁMKY A KLÍČE BCF 4400 & 4500

Magnetické zámky a klíče jsou určeny k uzamčení a odemknutí zajišťovacích systémů. Magnetický zámek (BCF 4400) se skládá z hlavy zámku (BCF4450) a podstavce (BCF4425).

Upozornění: v případě, že má pacient kardiostimulátor, musí být vzdálenost mezi stimulatorem a magnetem nejméně 15 cm aby se zabránilo rušení a předešlo se případné arytmii. Cokoli jiného může způsobit poruchu.



REF BATIST	BCC 5125
1323906401	Zámek magnetický
1323906501	Klíč magnetický - modrý


ZAJIŠŤOVACÍ SYSTÉM pro imobilní a částečně imobilní pacienty je vhodnou pomůckou pro udržení těla pacienta v přirozené poloze na vozíku či židli. Kombinace suchých zipů a přezek usnadňuje práci se systémem a jeho aplikaci zvládne opravdu každý. Materiál **100% bavlna**, snadná údržba, lze prát do 60 °C. Tento systém je dostupný ve třech barevných provedeních.



REF BATIST	BCS 3150
1323903202	Zajištění zápěstí

ZAJIŠŤOVACÍ PÁSKY RUKOU BCS 3150

Chrání neposedné pacienty, často děti, ale i dospělé proti nechtěnému pohybu rukou např. při použití infuzní léčby. Komfortní polstrování pacienta nijak neobtěžuje, pásy se upevňují zavázáním. **1 PÁR**



REF BATIST	BCF 4770
1323903203	Fixační rukavice 1 pár

RUKAVICE BCF 4770

Rukavice slouží k prevenci sebepoškozování a zranění dalších lidí. **1 PÁR** včetně magnetických zámků.

FIXAČNÍ SYSTÉM

Fixační a zajišťovací systém distribuovaný naší společností patří ke špičkovým produktům ve svém oboru.

FIXAČNÍ SYSTÉM se skládá z několika navzájem kombinovatelných prvků a je vyroben z velmi pevného nehořlavého materiálu **100% Trevira CS**. Povrch lze snadno omýt nebo prát při teplotě do 95 °C, účinný systém polstrování zamezuje otlakům na těle pacienta. Součástí každého prvku jsou magnetické zámky a klíče pro bezpečné uzamčení. Jako jediný fixační systém na trhu, nabízíme rozlišení velikostí barevným lemem pro snadnější použití. Dle speciálních požadavků zákazníka je možnost výroby na zakázku.

Tabulka velikostí a barevných provedení

Břišní pás BCF 4101				Fixace zápěstí BCF 4120				Fixace kotníků BCF 4130			
velikost	délka	obvod	barva	velikost	délka	obvod	barva	velikost	délka	obvod	barva
S	95 cm	50-75 cm	tm. modrá	S	20 cm	8-18 cm	tm. modrá	S	26 cm	11-22 cm	tm. modrá
M	120 cm	70-110 cm	zelená	M	29 cm	12-22 cm	zelená	M	32 cm	19-28 cm	zelená
L	155 cm	105-145 cm	šedá	L	32 cm	17-27 cm	šedá	L	40 cm	25-35 cm	šedá
XL	175 cm	120-162 cm	sv. modrá	XL	40 cm	23-34 cm	sv. modrá	XL	48 cm	31-43 cm	sv. modrá
Fixace hrudní BCF 4110				Fixace stehenní BCF 4140							
velikost	délka	obvod	barva	velikost	délka	obvod	barva	velikost			barva
S	118 cm	65-104 cm	tm. modrá	S	110 cm	35-62 cm	tm. modrá	S			tm. modrá
M	128 cm	74-114 cm	zelená	M	114 cm	36-72 cm	zelená	M			zelená
L	138 cm	85-124 cm	šedá	L	124 cm	49-82 cm	šedá	L			šedá
XL	160 cm	109-146 cm	sv. modrá	XL	135 cm	52-95 cm	sv. modrá	XL			sv. modrá



FIXAČNÍ SYSTÉM FLEXIBILNÍ

Kompletní fixační systém celého těla umožňující nastavení rozsahu pohybu pacienta.



FIXACE BŘIŠNÍ BCF 4101
Základní prvek fixačního systému pro připevnění těla k lůžku s nastavitelným rozsahem otáčení pacienta. Břišní fixace je připravena pro spojení s fixací hrudní a fixací zápěstí formou bezpečných úchytlů.
vel. S, M, L, XL

REF BATIST	BCF 4101
1323904603	Velikost L
1323904602	Velikost M
1323904601	Velikost S
1323904604	Velikost XL



FIXACE KOTNÍKŮ FLEXIBILNÍ BCF 4300
Slouží k fixaci dolních končetin v oblasti kotníků s možností nastavení rozsahu jejich pohybu.
vel. M, L, XL

REF BATIST	BCF 4300
1323905103	Velikost L
1323905102	Velikost M
1323905104	Velikost XL



FIXACE HRUDNÍ FLEXIBILNÍ BCF 4250
Zabraňuje vyvléknutí pacienta z fixace břišní a omezuje posazení pacienta. Lze použít jen v kombinaci s fixací břišní.

REF BATIST	BCF 4250
1323904801	Fixace hrudní flex.



FIXACE ZÁPĚSTÍ FLEXIBILNÍ BCF 4200
Slouží k fixaci zápěstí pacienta s možností nastavení rozsahu pohybu horních končetin.
vel. M, L, XL

REF BATIST	BCF 4200
1323904903	Velikost L
1323904902	Velikost M
1323904904	Velikost XL



FIXAČNÍ KOMPLET FLEXIBILNÍ BCF 4000
Fixační komplet flexibilní se skládá z výše uvedených fixací.
vel. S, M, L, XL

REF BATIST	BCF 4000
1323901003	Velikost L
1323901002	Velikost M
1323901001	Velikost S
1323901004	Velikost XL

FIXAČNÍ SYSTÉM PEVNÝ

Fixační a zajišťovací systém distribuovaný naší společností patří ke špičkovým produktům ve svém oboru.



FIXACE BŘIŠNÍ BCF 4101
Základní prvek fixačního systému pro připevnění těla k lůžku s nastavitelným rozsahem otáčení pacienta. Břišní fixace je připravena pro spojení s fixací hrudní a fixací zápěstí formou bezpečných úchytlů.
vel. S, M, L, XL

REF BATIST	BCF 4101
1323904603	Velikost L
1323904602	Velikost M
1323904601	Velikost S
1323904604	Velikost XL



RYCHLOFIXACE HRUDNÍ PEVNÁ BCF 4110
Zabraňuje vyvléknutí pacienta z fixace břišní a zamezuje posazení pacienta. Prvek slouží k efektivní a rychlé fixaci horní části těla k lůžku.
vel. M, L, XL

REF BATIST	BCF 4110
1323905903	Velikost L
1323905902	Velikost M
1323905904	Velikost XL




RYCHLOFIXACE ZÁPĚSTÍ PEVNÁ BCF 4120
Fixuje zápěstí pacienta bez možnosti pohybu rukou. Práce s rychlofixací zápěstí je velmi rychlá a lze ji použít samostatně bez vazby na fixaci břišní.
vel. S, M, L, XL

REF BATIST	BCF 4120
1323906103	Velikost L
1323906102	Velikost M
1323906101	Velikost S
1323906104	Velikost XL



FIXACE STEHENNÍ PEVNÁ BCF 4140
Efektivní fixace nohou je důležitá pro prevenci zranění ošetřujícího personálu a stehenní fixace je její účinnou pomůckou. Omezuje pohyb dolních končetin u problémových pacientů a je vhodným doplňkem fixace kotníků.
vel. S, M, L, XL

REF BATIST	BCF 4140
1323906303	Velikost L
1323906302	Velikost M
1323906301	Velikost S
1323906304	Velikost XL



RYCHLOFIXACE KOTNÍKŮ PEVNÁ BCF 4130
Pevně fixuje kotníky k lůžku bez možnosti jejich dalšího pohybu, doba aplikace je velmi krátká. Doporučujeme použít kombinaci fixací stehů u obtížně zvladatelných pacientů.
vel. S, M, L, XL

REF BATIST	BCF 4130
1323906203	Velikost L
1323906202	Velikost M
1323906201	Velikost S
1323906204	Velikost XL



FIXAČNÍ KOMPLET PEVNÝ BCF 4004
Fixační komplet pevný se skládá z výše uvedených fixací.
vel. S, M, L, XL

REF BATIST	BCF 4004
1323901013	Velikost L
1323901012	Velikost M
1323901011	Velikost S
1323901014	Velikost XL