



immunity

PRODUKTOVÝ KATALOG



**OPERAČNÍ
ROUŠKOVÁNÍ
& SETY**



JEDNORÁZOVÉ OPERAČNÍ ROUŠKOVÁNÍ

Jednorázové operační rouškování

Jednorázové operační oblečení, roušky, sety a doplňky vyvinuté pro zvýšení bezpečnosti a komfortu pacienta, operátora i zdravotnického personálu.

- Dostatečně silné - nepropustné
- Extra savé
- Příjemná povrchová úprava
- Dobře drží na místě, nesklouzává
- Vysoká odolnost proti protrhnutí



Vhodné pro operace s nízkým výskytem tekutin

Vhodné pro operace s mírným výskytem tekutin

Vhodné pro operace s vysokým výskytem tekutin

1 Účinná absorpční vrstva, nová struktura

2 Modrá / šedá vrstva netkané textilie

3 Vysoce elastická vícenosložková PE-vrstva tvoří bariéru proti proniknutí vlhkosti, odolný proti protrhnutí

4 Bílá spodní vrstva s příjemnou povrchovou úpravou - větší pohodlí pro pacienta, větší pevnost



Savý a nepropustný 3-vrstvý materiál



Savý a nepropustný 2-vrstvý materiál



Savý a nepropustný vyztužený materiál



Polyuretanová fólie



Elastický materiál



Adhezivní okraj

Snadno identifikovatelné integrované fixace kabelů na rouškách s výztuží



Splňuje normu EN 13795

No. 01/2025-07


Set univerzální - Basic



REF 100 005 / 1320611103

Počet balení: 1/6/12

množství	rozměr	popis
1	9 x 50 cm	lepící páska
1	79 x 145 cm	návlek na instrumentační stůl zesílený
2	30,5 x 34 cm	ručník
2	75 x 90 cm	rouška samolepící
1	180 x 180 cm	rouška samolepící
1	150 x 240 cm	rouška samolepící
1	150 x 190 cm	rouška na instrumentační stůl




Set univerzální s výztuží



REF 100 006 / 1320611101

Počet balení: 1/6/12

množství	rozměr	popis
1	9 x 50 cm	lepící páska
1	79 x 145 cm	návlek na instrumentační stůl zesílený
4	30,5 x 34 cm	ručník
2	75 x 90 cm	rouška samolepící, s výztuží 15 x 50 cm, fixace kabelů
1	180 x 180 cm	rouška samolepící, s výztuží 15 x 50 cm, fixace kabelů
1	150 x 240 cm	rouška samolepící, s výztuží 15 x 50 cm, fixace kabelů
1	150 x 190 cm	rouška na instrumentační stůl




Set s U-rouškou



REF 100 055 / 1320611106


Počet balení: 1/5/10

množství	rozměr	popis
1	9 x 50 cm	lepící páska
1	79 x 145 cm	návlek na instrumentační stůl zesílený
4	30,5 x 34 cm	ručník
1	75 x 90 cm	rouška samolepící
1	230 x 260 cm	U-rouška samolepící, rozparek 10 x 85 cm
1	150 x 240 cm	rouška samolepící
1	150 x 190 cm	rouška na instrumentační stůl



Set laparoskopický - bariatrie**REF 1230611128****Počet balení: 1/5/10**

množství	rozměr	popis
1	5 x 50 cm	lepící páska
1	79 x 145 cm	návlek na instrumentační stůl zesílený
1	150 x 190 cm	rouška na instrumentační stůl
1	240/215 x 350 cm	rouška gynekologicko-abdominální s integr. návleky




Set končetinový



REF 120 311 / 1320611307

Počet balení: 1/6/12

množství	rozměr	popis
2	9 x 50 cm	lepící páska
1	79 x 145 cm	návlek na instrumentační stůl zesílený
4	30,5 x 34 cm	ručník
1	36 x 65 cm	návlek na končetinu
1	230 x 300 cm	rouška končetinová, elastická manžeta s otvorem prům. 7 cm, s výztuží 75 x 80 cm, fixace kabelů
1	150 x 190 cm	rouška na instrumentační stůl





Set ruka/noha



REF 120 325 / 1320611302

Počet balení: 1/6/12

množství	rozměr	popis
1	9 x 50 cm	lepící páska
1	79 x 145 cm	návlek na instrumentační stůl zesílený
4	30,5 x 34 cm	ručník
1	230 x 300 cm	rouška končetinová, elastická manžeta s otvorem prům. 3,5 cm, s výztuží 75 x 80 cm, fixace kabelů
1	150 x 190 cm	rouška na instrumentační stůl





Set kyčelní



REF 120 005 / 1320611338

Počet balení: 1/4/8

množství	rozměr	popis
2	9 x 50 cm	lepící páska
1	79 x 145 cm	návlek na instrumentační stůl zesílený
1	36 x 120 cm	návlek na končetinu
1	100 x 150 cm	rouška dvouvrstvá
1	150 x 300 cm	rouška samolepící, s výztuží 15 x 50 cm, fixace kabelů
1	230 x 260 cm	U-rouška samolepící, rozparek 20 x 85 cm, s výztuží 50 x 100 cm, fixace kabelů
1	150 x 190 cm	rouška na instrumentační stůl




Set na artroskopie kolene



REF 120 355 / 1320611345

Počet balení: 1/5/10

množství	rozměr	popis
1	9 x 50 cm	lepící páska
1	79 x 145 cm	návlek na instrumentační stůl zesílený
2	30,5 x 34 cm	ručník
1	36 x 65 cm	návlek na končetinu
1	230 x 300 cm	rouška končetinová, elastická manžeta s otvorem prům. 7 cm, s výztuží 50 x 100 cm, fixace kabelů
1	15 x 240 cm	návlek na kameru s perforovanou špičkou
1	150 x 190 cm	rouška na instrumentační stůl




Set na artroskopie kolene



REF 120 035 / 132061B304

Počet balení: 1/4/8

množství	rozměr	popis
2	9 x 50 cm	lepící páska
1	79 x 145 cm	návlek na instrumentační stůl zesílený
4	30,5 x 34 cm	ručník
1	22 x 75 cm	elastický návlek na končetinu
1	150 x 190 cm	rouška na instrumentační stůl, skládaný
1	230 x 320 cm	rouška třívrstvá artroskopická kolenní, sběrný vak 105 x 90 cm, s filtrem a sacím portem, výztužný drát, 2 elastické otvory 5 cm
1	150 x 190 cm	rouška na instrumentační stůl




Set abdomino-perineální



REF 120 485 / 1320611512

Počet balení: 1/5/10

množství	rozměr	popis
2	9 x 50 cm	lepící páska
1	79 x 145 cm	návlek na instrumentační stůl zesílený
2	30,5 x 34 cm	ručník
1	215/240 x 350 cm	Gyn/Abdominalní rouška all-in-one, s integrovanými návleky a sběrným vakem se sítkem a výpustí, 2 samolepící otvor: horní 25 x 30 cm, spodní 9 x 15 cm (s integrovanou krycí rouškou)
1	150 x 190 cm	rouška na instrumentační stůl



Porodní set



REF 120 550 / 1320611509

Počet balení: 1/12


množství	rozměr	popis
6	21 x 25 cm	ručník
1	60 x 60 cm	podložka
1	60 x 90 cm	podložka
1	56 x 75 cm	rouška pro dítě
1	75 x 120 cm	rouška
1	90 x 150 cm	rouška (pod rodičku)




75 x 120 cm



60 x 90 cm



21 x 25 cm



56 x 75 cm



60 x 60 cm



90 x 150 cm


Set pro císařský řez I



REF 120 060 / 1320611506


Počet balení: 1/5/10

množství	rozměr	popis
1	9 x 50 cm	lepící páska
1	79 x 145 cm	návlek na instrumentační stůl zesílený
4	30,5 x 34 cm	ručník
1	75 x 120 cm	rouška pro dítě
1	180/250 x 330 cm	rouška na císařský řez, sběrný vak 72 x 72 cm, incizní fólie, otvor Ø 16 x 18 cm, 2 výpustě
1	150 x 190 cm	rouška na instrumentační stůl




Set gynekologický cystoskopický 3**REF 120 055 / 1320611531****Počet balení: 1/5/20**

množství	rozměr	popis
2	75 x 120 cm	návleky na dolní končetinu
1	100 x 175 cm	gyn/cyst rouška, otvor 9 x 15 cm, samolepící
1	100 x 150 cm	rouška na instrumentační stůl



Set vaginální 1


REF 1230611535		Počet balení: 1/5/10
množství	rozměr	popis
1	75 x 90 cm	rouška dvouvrstvá
1	240/215 x 277 cm	rouška gynekologická s integrovanými návleky
1	150 x 190 cm	rouška na instrumentační stůl



240/215 x 277 cm



75 x 90 cm



150 x 190 cm



TUR-set



REF 120 072 / 1320611513


Počet balení: 1/6/12

množství	rozměr	popis
1	9 x 50 cm	lepící páska
1	2,5 x 30 cm	páska na suchý zip
1	30,5 x 34 cm	ručník
1	175/282 x 172 cm	TUR-rouška all-in-one, vyšetřovací návlek na prst, otvor 5 cm a 8 cm (samolepící), integrovaný sběrný vak 63 x 77 cm se sítkem a výpust
1	150 x 190 cm	rouška na instrumentační stůl




Roušky na instrumentační stůl

REF	rozměr	množství
170 015 / 1320612401	100 x 150 cm	1/18/72
170 025 / 1320612402	100 x 190 cm	1/15/60


**Návlek na instrumentační stůl s výztuží**

REF	rozměr	množství
170 012 / 1320612404	79 x 145 cm	1/20/80




U-rouška s výztuží, rozporek 7 x 70 cm, dvouvrstvá

REF	rozměr	množství
130 010 / 1320612101	150 x 250 cm	1/8/32





Dvouvrstvé roušky

REF	rozměr	množství
140 010 / 1320612201	50 x 60 cm	1/45/180
140 015 / 1320612202	75 x 90 cm	1/25/100




Roušky dvouvrstvé samolepící

REF	rozměr	množství
1230612204	75 x 90 cm	1/100/200
1230612206	150 x 240 cm	1/20/40
1230612212	90 x 120 cm	1/65/130
1230612213	100 x 150 cm	1/40/80
1230612214	150 x 180 cm	1/55/55




Roušky dvouvrstvé samolepící s otvorem

REF	rozměr	množství
150 010 / 1320612304	75 x 80 cm, otvor 6 x 15 cm	1/25/100
150 015 / 1320612305	75 x 90 cm, otvor 6 x 8 cm	1/25/100
150 025 / 1320612306	150 x 180 cm, otvor 5 x 7 cm	1/14/56
150 030 / 1320612307	150 x 180 cm, otvor 6 x 15 cm	1/12/48
150 020 / 1320612314	120 x 150 cm, otvor 5 x 7 cm	1/20/80




Roušky dvouvrstvé samolepící s otvorem

REF	rozměr	množství
150 035 / 1320612308	230 x 250 cm, otvor 12 cm	1/7/28
150 039 / 1320612311	200 x 280 cm, otvor 15 cm	1/7/28
1230612320	120 x 150 cm, otvor 12 cm	1/40/80




Rouška dvouvrstvá samolepící s otvorem, variabilní

REF	rozměr	množství
150 013 / 1320612316	75 x 100 cm	1/20/80




Roušky dvouvrstvé s otvorem

REF	rozměr	množství
150 055 / 1320612301	50 x 60 cm, otvor 6 x 8 cm	1/45/180
150 065 / 1320612302	75 x 90 cm, otvor 6 x 8 cm	1/25/100




Oční roušky s incizní folií

REF	rozměr	množství
1230618103	120 x 120 cm	1/35/140
1230618104	150 x 150 cm	1/20/80




120 x 120 cm



150 x 150 cm


Rouška ruka/noha

REF	rozměr	množství
130 020 / 1320612104	150 x 180 cm, otvor 3,5 cm	1/17/34




Rouška končetinová

REF	rozměr	množství
1230612103	230 x 300 cm, otvor 7 cm	1/10/20
1230612105	230 x 300 cm, otvor 3,5 cm	1/10/20




Návlek na kameru s perforovanou špičkou

REF	rozměr	množství
180 020 / 1320613202	15 x 240 cm	1/30/120


**Návlek na RTG**

REF	rozměr	množství
180 055 / 1320613204	průměr 140 cm	1/10/40
180 050 / 1320613205	průměr 90 cm	1/18/72




Sběrné vaky


REF	rozměr	množství
180 070 / 1320613106	30 x 40 cm, 1 komora	1/55/220
180 072 / 1320613107	30 x 40 cm, (30 cm x 15 cm + 25 cm) 2 komory, pro sání a diatermii	1/55/220
180 073 / 1320613108	62 x 50 cm, se sítím a výpustí	1/11/44



30 x 40 cm



30 x 40 cm



62 x 50 cm

Ručník

REF	rozměr	množství
1230613111	29 x 30 cm	1/90/720

**Lepící páska**


REF	rozměr	množství
1230613112	9 x 50 m	1/120/480

**Návlek na područku**

REF	rozměr	množství
1230613124	20 x 55 cm	1/80/320


**Návlek na horní končetinu**

REF	rozměr	množství
1230613110		1/100/200




Incizní folie

REF	rozměr	množství
1230610101	15 x 20 cm	1/120/480
1230610102	30 x 20 cm	1/100/200
1230610103	45 x 20 cm	1/15/240
1230610104	40 x 35 cm	1/40/40
1230610105	45 x 50 cm	1/30/30
1230610106	45 x 65 cm	1/30/30




Set 672 pro močovou katetrizaci sterilní**REF 1230111672****Počet balení: 1/84**

množství	rozměr	popis
4	Ø 30 mm	tampon netkaný
2	5 x 5 cm	kompres netkaný, 4 vr.
1	13 cm	pinzeta modrá
1	10 ml	stříkačka BD PosiFlush SP, 0,9% NaCl
2	vel. M	rukavice nitrilové nepudrové
1	50 x 45 cm	rouška dvouvrstvá



Set 356A na šití sterilní**REF 1230111356A****Počet balení: 1/23/46**

množství	rozměr	popis
1	45 x 75	rouška krycí Hospidrape
1	13,5 x 27 x 25 cm	miska modrá
1	50 x 60 cm	rouška, otvor 6 x 8 cm, samolepící
5	7,5 x 7,5 cm	kompres netkaný, 4 vr.
1	14 cm	jehelec
1	11 cm	nůžky Iris ostré
1	12 cm	pinzeta Adson



Set 160V na suchý převaz rány sterilní**REF 1230111160V****Počet balení: 1/80/160**

množství	rozměr	popis
5	20/19 cm	tampon stáčený
1	13 cm	pinzeta plastová zelená
5	7,5 x 7,5 cm	kompres gázový, 8 vr.



20/19



7,5 x 7,5 cm

Set 164V pro Centrální žilní katetrizaci sterilní

REF 1230111164V

Počet balení: 1/20/20

množství	rozměr	popis
2	vel. M	rukavice latexové nepudrové
1	75 x 90 cm	rouška krycí Hospidrape
1	10 x 12 cm	náplast Dermafoil
1	21 x 14 x 4,5 cm	miska transparentní
2	5 x 5 cm	kompres gázový, 8 vr.
6	7,5 x 7,5 cm	kompres gázový, 8 vr.
5	30/30 cm	tampon stáčený
1	10 ml	stříkačka, 2-dílná, Luer
1	20 ml	stříkačka, 2-dílná, Luer
1	0,7 x 30 mm	jehla černá, 22G
1	1,2 x 40 mm	jehla růžová, 18G
1	13 cm	svorka Kelly rovná
1	13 cm	pinzeta plastová zelená
1	14 cm	pean rovný
1	11 cm	nůžky Iris rovné
1	vel. 11	skalpel jednorázový
1	75 x 90 cm	rouška s otvorem samolepícím 6 cm a perforací

