

UNIKÁTNÍ CHIRURGICKÉ KRYTÍ RAN


 **StopBac**




*Inovativní zdravotnické prostředky k hojení ran
Patentované nanotechnologické řešení s využitím stříbra*



www.stopbac.cz



GRADE
MEDICAL



STANDARDNÍ ADHEZIVNÍ KRYTÍ

- » vhodné pro akutní a pooperační rány
- » ideální preventivní bariérová ochrana
- » snižuje riziko vzniku infekce a zabraňuje vzniku infekčních komplikací

ADHEZIVNÍ KRYTÍ AQUASTOP

- » poskytuje stejnou preventivní ochranu jako standardní verze
- » voděodolné provedení - umožňuje hygienu pacienta při ponechání krytí na ráně
- » adhezivní zóna je průhledná a umožňuje vizuální kontrolu okolí rány



NEADHEZIVNÍ KOMPRES

- » vhodné pro léčbu chronických ran
- » pro rány s potenciálním infektem či rány již infikované
- » poskytuje dlouhodobý a rovnoměrný antimikrobiální účinek
- » vhodná náhrada za vlhké krytí se stříbrem

Produkty StopBac STERILE svými unikátními vlastnostmi vytváří novou kategorii mezi prostým nemodifikovaným krytím a vlhkým hojením. Oproti prostému krytí představují nákladově efektivnější způsob léčby, a to díky bariérovému preventivnímu efektu, který chrání ránu proti komplikacím při hojení. Zejména kompres pak může být vhodnou náhradou vlhkého krytí se stříbrem, jelikož poskytuje srovnatelně efektivní, dlouhodobý antimikrobiální účinek, avšak je cenově výrazně dostupnější.

STOPBAC PŘEDSTAVUJE EFEKTIVNÍ ZPŮSOB HOJENÍ RAN

StopBac STERILE je komplexní řada zdravotnických prostředků pro ošetření ran. Díky své vlastní patentované nanotechnologii obsahující kationty stříbra poskytuje ideální preventivní ochranu proti kontaminaci rány, snižuje riziko vzniku infekce a zabraňuje vzniku infekčních komplikací, které vedou k mnohonásobnému prodražení léčby a devastujícímu dopadu na zdraví pacienta.

StopBac STERILE svým jedinečným účinkem přispívá k rychlejšímu zhojení rány a tím i ke zkrácení doby hospitalizace, snižuje četnost převazů a přispívá ke snížení spotřeby analgetik a antibiotik.

StopBac tak představuje nákladově efektivní způsob hojení pooperačních i chronických ran, který lépe pomáhá pacientovi, přispívá k rychlejšímu a efektivnějšímu zahojení rány a šetří čas zdravotnického personálu.

INOVATIVNÍ NANOTECHNOLOGIE STOPBAC

Inovativní hypoalergenní chirurgické krytí ran StopBac STERILE je založené na unikátní patentované nanotechnologii sol-gelu. Organicko-anorganický hybridní oligomer s kationty stříbra vázanými v roztoku s obsahem dusičnanu stříbrného zajišťuje dlouhodobý antimikrobiální účinek, a to i na řadu kmenů odolných vůči antibiotikům. Nositeli antimikrobiálního účinku jsou kationty stříbra, které způsobují ireversibilní změny bakteriálních buněk a jejich buněčnou smrt, přičemž tento efekt je synergicky podpořen složením samotného solu.


VÝBORNÉ UŽITNÉ VLASTNOSTI

- » prokázaný antimikrobiální účinek
- » snížená četnost převazů
- » vysoká absorpce exsudátu
- » nepřisychá ke spodině rány
- » vzdušné a elastické provedení
- » výborná adheze

DERMATOLOGICKY TESTOVÁNO

Na citlivé kůži nebyla zjištěna žádná iritace (podle normy ISO 10993-10: 2010).





Vhodné převážně pro obory: chirurgie, ortopedie a traumatologie, plastická chirurgie, korektivní dermatologie a gynekologie

STOPBAC STERILE ADHESIVE

Komplikace při hojení a infekce v ráně (např. po úrazu, infekce kloubní náhrady aj.) jsou zásadním problémem, který má nejen devastující dopad na zdraví pacienta, ale zároveň mnohonásobně prodraží léčbu. Řešením tohoto problému je prevence a péče o pooperační ránu, kterou podle posledních výzkumů poskytuje nejlépe právě vhodné antibakteriální krytí ve formě stříbrných kationtů, které se uvolňují dlouhodobě a rovnoměrně.

StopBac STERILE ve verzi Standard a Aquastop je adhezivní pooperační krytí určené pro pooperační a akutní rány. Díky jedinečnému antibakteriálnímu solu s kationty stříbra zajišťuje ideální prevenci v podobě bariérové ochrany rány proti její kontaminaci a souvisejícím komplikacím. StopBac STERILE tak přispívá k rychlejšímu a efektivnějšímu zahojení rány a zkracuje dobu léčby.


Adhezivní krytí StopBac STERILE

- » díky rychlejšímu zhojení rány přispívá ke zkrácení doby hospitalizace
- » spoří náklady v podobě snížení frekvence převazů (čímž navíc omezuje rizikovou expozici rány vůči externím vlivům)
- » přispívá ke snížení spotřeby antibiotik a analgetik
- » významně snižuje riziko kontaminace rány, které znamená další komplikace a prodražení léčby
- » šetří čas zdravotnického personálu

I přes relativně vyšší pořizovací cenu oproti prostému nemodifikovanému krytí je proto investice do krytí StopBac nákladově efektivní, protože přináší úsporu nákladů léčby a chrání pacienta i zdravotnické zařízení před závažnými komplikacemi v podobě infekce v ráně.



Pooperační adhezivní krytí AQUASTOP

- » výhoda voděodolného provedení, které umožňuje pacientovi sprchování
- » je schopen naplnit předpoklad snížení frekvence počtu převazů i při zachování hygieny
- » díky přidanému komfortu je vhodné i pro kliniky plastické chirurgie a estetické dermatologie, které chtějí poskytovat svým zákazníkům nadstandardní služby
- » průhledné okraje umožňují kontrolu okolí rány




A já mám pro vás pár tipů!
Doporučuji otevírat obal náplastí ze středu, je to pak snazší. K lepší manipulaci u Aquastopu pak slouží modrá odnímatelná fólie.

VŠECHNY ROZMĚRY
TAKÉ VE VARIANTĚ



HRAZENO Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

Výborná přilnavost náplastí na kůži díky adhezivu nové generace BASF, spolu s komfortní manipulací, snižuje bolestivost převazů.



Vhodné zejména pro hojení chronických a rizikových ran.

STOPBAC STERILE COMPRESS

Hojení chronických ran je v současnosti jednou z nejtěžších výzev v ošetřovatelství. Používání nevhodného krytí nebo rozvoj infekce vlivem přítomnosti mikroorganismů v ráně jsou přitom častou příčinou zpomalení hojení a vzniku chronické rány. Infekce má následně nejen devastující dopad na zdraví pacienta, ale i mnohonásobně prodražuje léčbu rány.

Neadhezivní krytí StopBac STERILE Compress bylo vyvinuto speciálně k hojení chronických ran. Je založené na unikátní patentované nanotechnologii sol-gel. Kationty stříbra vázané v roztoku dusičnanu stříbrného společně se samotným solem zajišťují dlouhodobý antimikrobiální efekt s rovnoměrným uvolňováním, a to i vůči řadě bakterií odolných na antibiotika. Krytí tak poskytuje ideální preventivní bariéru proti kontaminaci rány, zabraňuje vzniku infekce a snižuje již existující infekční komplikace.

StopBac STERILE Compress

- » podporuje rychlejší zhojení rány, včetně rány infikované
- » zkracuje dobu hospitalizace pacienta
- » prodlužuje frekvenci převazů, čímž snižuje riziko zavlečení mikroorganismů
- » přispívá ke snížení spotřeby analgetik a antibiotik
- » šetří čas zdravotnického personálu

StopBac STERILE Compress proto přispívá k rychlejšímu a efektivnějšímu zhojení rány a je výhodnou náhradou vlhkého krytí se stříbrem, jelikož poskytuje srovnatelnou antimikrobiální účinnost, avšak je cenově výrazně dostupnější.





Text k fotografiím: 1) Před 30.5., po 11.6., žena 58 let, mnohočetné ulcerace

2) Před 5.6., po 18.6., žena 65 let, posttraumatický vřed s *Pseudomonas aeruginosa*. Při použití jiných typů krytí stagnace hojení rány po dobu jednoho měsíce. Následně byl aplikován StopBac a došlo ke zhojení rány.

COMPRESS **StopBac** STERILE

NADSTANDARDNÍ
SAVOST POLŠTÁŘKU



17 x 22 cm
3 ks v bal.

SBSC-03

10 x 15 cm
3 ks v bal.

SBSC-02

12 x 12 cm
3 ks v bal.

SBSC-01


10 x 10 cm
3 ks v bal.

**VŠECHNY ROZMĚRY
TAKÉ VE VARIANTĚ
LITE**



Kompresy jsou určeny k aplikaci přímo na ránu s využitím fixace standardním sekundárním krytím.

Kompresy jsou zobrazeny v reálných velikostech.



GRADE
MEDICAL



Antibakteriální hojivé náplasti se stříbrem vyvinuté k ošetření drobných poranění i hlubších a špatně se hojících ran.

VÝBORNÉ UŽITNÉ VLASTNOSTI

- » prokázaný antimikrobiální účinek urychlující hojení
- » vysoká absorpční kapacita
- » nepřisychá ke spodině rány
- » snížená četnost převazů
- » prodyšné provedení
- » ideální přilnavost náplasti

Aktivní zóna polštářku využívá unikátní patentované nanotechnologické řešení a antibakteriální sol s obsahem kationtů stříbra. Díky této jedinečné technologii poskytuje nesterilní inovativní zdravotnický prostředek StopBac CARE TREND vysokou antibakteriální účinnost po celou dobu aplikace.

StopBac CARE TREND tak představuje ideální preventivní bariérovou ochranu proti kontaminaci rány a komplikacím při jejím hojení. Díky svému jedinečnému antimikrobiálnímu účinku výrazně přispívá k rychlejšímu a efektivnějšímu zhojení rány, čímž zkracuje celkovou dobu léčby. Navíc jej není nutné tak často převazovat, čímž dále omezuje rizikovou expozici poranění vůči externím vlivům.

I přes vyšší pořizovací cenu oproti běžným náplastem je proto investice do krytí StopBac nákladově efektivní, protože poskytuje přidanou hodnotu v podobě lepší ochrany pacienta a působí preventivně proti komplikacím při hojení rány, které prodlužují léčbu a mají na zdraví pacienta negativní vliv.

Náplasti Aquastop jsou navíc sterilní a mají navíc výhodu voděodolného provedení s průhlednými okraji, což umožňuje omývání postiženého místa a kontrolu okolí rány.



VÝHODY StopBac



OPTIMÁLNÍ BARIÉRA PROTI
KONTAMINACI RÁNY



PROKAZATELNÁ
ANTIMIKROBIÁLNÍ ÚČINNOST



SPOLEHLIVÁ SAVOST EXSUDÁTU



VYUŽITÍ UNIKÁTNÍHO SOLU
DUSIČNANU STŘÍBRNÉHO (AgNO₃)

VÝROBCE

Grade Medical s.r.o.

přední český výrobce zdravotnických
prostředků k hojení ran
K Sádkám 158, 159 00, Praha 5

www.stopbac.cz

www.grademed.cz

obchod@grademed.cz

DISTRIBUTOR

BATIST Medical a.s.

Nerudova 309, 549 41, Červený Kostelec

+420 491 413 311

info-cz@batist.com

www.batist.com

*Komplikace
při hojení ran mohou
být nejen devastující pro zdraví
pacienta, ale zároveň i mnohonásobně
prodlužují léčbu a nákladově zatěžují
rozpočty zdravotnických zařízení.
A právě na to tým profesionálních
odborníků z GRADE MEDICAL
reaguje a přináší vám řešení =
StopBac.*



GRADE
MEDICAL