




## EINWEG-OP-ABDECKSYSTEME




# SICHER PRAXISGERECHT KOMFORTABEL

- ausreichend stark und flüssigkeitsundurchlässig
- extra saugfähig
- angenehme Oberflächengestaltung
- äußerst rutschfest und haftend
- hohe Reißfestigkeit

- 1 große und wirksame verstärkte Absorptionsschicht, neue Struktur
- 2 saugfähige Schicht aus Vlies
- 3 hochelastische undurchlässige Folie bildet sichere Barrierewirkung gegen Feuchtigkeits- und Bakterienpenetration, sehr reißfest
- 4 weiße Unterschicht mit angenehmer Oberflächengestaltung, mehr Komfort für den Patienten, größere Festigkeit
- 5 Kabelhalter





Einfach zu verwenden, integrierte Kabelhalter  
erhältlich bei allen Abdecktüchern mit  
verstärkter Absorptionsschicht

### Legenda



Saugfähiges und undurchlässiges mehrschichtiges Material  
Absorbent and impermeable multilayer material



Saugfähiges und undurchlässiges zweischichtiges Material  
Absorbent and impermeable 2-layer material



Saugfähiges und undurchlässiges, verstärktes Material  
Absorbent and impermeable reinforced material (absorbent patch)



Polyethylenfolie  
Polyethylene foil



Elastisches Material  
Elastic material



Adhäsive Kante  
Adhesive edge




# Universal-Set

## Pädiatrie Universal-Set

### REF 1030-02

- 1 Klebestreifen 9 x 50 cm
  - 1 Instrumententischbezug 78 x 145 cm, verstärkt
  - 4 Handtücher
  - 2 Abdecktücher selbstklebend (repositionable) 75 x 90 cm
  - 1 Abdecktuch selbstklebend (repositionable) Medium 180 x 180 cm (\*150 x 150 cm)
  - 1 Abdecktuch selbstklebend (repositionable) Large 150 x 240 cm (\*140 x 150 cm)
  - 1 Tischabdeckung 150 x 190 cm
- Packung: 1/7/14


**\*NEW 2019**



## Universal-Set mit Large verstärkter Absorptionsschicht

### REF 1011-02


- 1 Klebestreifen 9 x 50 cm
  - 1 Instrumententischbezug 78 x 145 cm, verstärkt
  - 4 Handtücher
  - 2 Abdecktücher selbstklebend (repositionable) 75 x 90 cm, verstärktes Teil 25 x 60 cm
  - 1 Abdecktuch selbstklebend (repositionable) Medium 180 x 180 cm, verstärktes Teil 25 x 60 cm, Kabelhalter
  - 1 Abdecktuch selbstklebend (repositionable) Large 150 x 240 cm, verstärktes Teil 25 x 60 cm, Kabelhalter
  - 1 Tischabdeckung 150 x 190 cm
- Packung: 1/5/10



## Universal-Set mit Medium verstärkter Absorptionsschicht

### REF 1010-02

- 1 Klebestreifen 9 x 50 cm
  - 1 Instrumententischbezug 78 x 145 cm
  - 4 Handtücher
  - 2 Abdecktücher selbstklebend 75 x 90 cm, verstärktes Teil 15 x 50 cm
  - 1 Abdecktuch selbstklebend Medium 180 x 180 cm, verstärktes Teil 15 x 50 cm, Kabelhalter
  - 1 Abdecktuch selbstklebend Large 150 x 240 cm, verstärktes Teil 15 x 50 cm, Kabelhalter
  - 1 Tischabdeckung 150 x 190 cm
- Packung: 1/5/10




# Universal-Set

## Universal-Set

### REF 1005-02

- 1 Klebestreifen 9 x 50 cm
  - 1 Instrumententischbezug 78 x 145 cm, verstärkt
  - 2 Handtücher
  - 2 Abdecktücher selbstklebend 75 x 90 cm, 2-lagig
  - 1 Abdecktuch selbstklebend Medium 180 x 180 cm, 2-lagig
  - 1 Abdecktuch selbstklebend Large 150 x 240 cm, 2-lagig
  - 1 Tischabdeckung 150 x 190 cm
- Packung: 1/6/12




## Universal-Set

### REF 1006-01

- 1 Klebestreifen 9 x 50 cm
  - 1 Instrumententischbezug 78 x 145 cm, verstärkt
  - 4 Handtücher
  - 2 Abdecktücher selbstklebend 75 x 90 cm, verstärktes Teil 15 x 50 cm
  - 1 Abdecktuch selbstklebend Medium 180 x 180 cm, verstärktes Teil 15 x 50 cm, Kabelhalter
  - 1 Abdecktuch selbstklebend Large 150 x 240 cm, \*verstärktes Teil 15 x 50 cm, Kabelhalter
  - 1 Tischabdeckung 150 x 190 cm
- Packung: 1/6/12


**\*NEW 2019**



## Universal-Set ohne Mayo (Instrumententischbezug)

### REF 1007

- 1 Klebestreifen 9 x 50 cm
  - 4 Handtücher
  - 2 Abdecktuch selbstklebend 75 x 90 cm, verstärktes Teil Large 25 x 60 cm
  - 1 Abdecktücher selbstklebend Medium 180 x 180 cm, verstärktes Teil 25 x 60 cm, Kabelhalter
  - 1 Abdecktuch selbstklebend Large 150 x 240 cm, verstärktes Teil 25 x 60 cm, Kabelhalter
  - 1 Tischabdeckung 150 x 190 cm
- Packung: 1/6/12




# Universal-Set

## Universal-Schlitztuch-Set

### REF 1050-02

- 1 Instrumententischbezug 78 x 145 cm, verstärkt
  - 4 Handtücher
  - 1 Klebestreifen 9 x 50 cm
  - 1 Abdecktuch selbstklebend 75 x 90 cm
  - 1 Schlitztuch selbstklebend 230 x 260 cm, Schlitz 20 x 100 cm (\*10 x 100 cm), verstärktes Teil 75 x 140 cm, Kabelhalter
  - 1 Abdecktuch selbstklebend Large 150 x 240 cm
  - 1 Tischabdeckung 150 x 190 cm
- Packung: 1/4/8


**\*NEW 2019**



## Universal-Schlitztuch-Set

### REF 1050-50


- 1 Instrumententischbezug 78 x 145 cm, verstärkt
  - 4 Handtücher
  - 1 Klebestreifen 9 x 50 cm
  - 1 Abdecktuch selbstklebend 75 x 90 cm
  - 1 Schlitztuch selbstklebend 230 x 260 cm, Schlitz 20 x 100 cm
  - 1 Abdecktuch selbstklebend Large 150 x 240 cm
  - 1 Tischabdeckung 150 x 190 cm
- Packung: 1/5/10



## Universal-Schlitztuch-Set

### REF 1051-02

- 1 Instrumententischbezug 78 x 145 cm, verstärkt
  - 4 Handtücher
  - 1 Klebestreifen 9 x 50 cm
  - 1 Abdecktuch selbstklebend 75 x 90 cm
  - 1 Schlitztuch selbstklebend 230 x 260 cm, Schlitz 20 x 100 cm, verstärktes Teil 75 x 140 cm, Kabelhalter, Schlitztuch gefaltet, dass Unterteil vom Schlitz sichtbar ist
  - 1 Abdecktuch selbstklebend Large 150 x 240 cm, verstärktes Teil 25 x 60 cm, Kabelhalter
  - 1 Tischabdeckung 150 x 190 cm
- Packung: 1/4/8




# Universal-Set

## Universal-Set Essentia

### REF 1003

- 1 Instrumententischbezug 78 x 145 cm, PP Vliesstoff, Kunststoff Laminat/Polyethylen-Folienlaminat, blau
  - 2 Handtücher 30 x 34 cm
  - 1 Klebestreifen 9 x 50 cm
  - 2 Abdecktücher selbstklebend (repositionable) 75 x 90 cm
  - 1 Abdecktuch selbstklebend (repositionable) Large 150 x 240 cm
  - 1 Abdecktuch selbstklebend (repositionable) 180 x 180 cm
  - 1 Tischabdeckung 150 x 190 cm
- Packung: 1/6/12




## Laparoskopie

### REF 1267-02

- 1 Instrumententischbezug 78 x 145 cm, verstärkt
  - 4 Handtücher
  - 2 Klebestreifen 9 x 50 cm
  - 1 Laparoskopie-Tuch 230 x 300 cm, \*Öffnung 25 x 20 cm
  - 1 Tischabdeckung 150 x 190 cm
  - \*1 Flüssigkeitsauffangbeutel 30 x 40 cm
- Packung: 1/7/14


**\*NEW 2019**



## Hüft-Set

### REF 1210-02


- 1 Instrumententischbezug 78 x 145 cm, verstärkt
  - 4 Handtücher
  - 1 Abdecktuch Medium selbstklebend 180 x 180 cm, verstärktes Teil Large 25 x 60 cm, Kabelhalter
  - 1 elastische Stockinette 30 x 120 cm
  - 1 Stützverband elastisch 12 cm x 6 m
  - 2 Abdecktücher selbstklebend 75 x 90 cm, verstärktes Teil Large 25 x 60 cm
  - 3 Klebestreifen 9 x 50 cm
  - 1 Schlitztuch selbstklebend 230 x 260 cm, Schlitz 20 x 100 cm, verstärktes Teil 75 x 140 cm, Kabelhalter
  - 1 Abdecktuch selbstklebend Large, 150 x 240 cm, verstärktes Teil 25 x 60 cm, Kabelhalter
  - 1 Tischabdeckung 150 x 190 cm
- Packung: 1/3/6



## Hüft-Set

### REF 1205-01


- 1 Instrumententischbezug 78 x 145 cm, verstärkt
  - 1 Utility Abdecktuch 100 x 150 cm
  - 1 Abdecktuch selbstklebend 150 x 300 cm, verstärktes Teil 15 x 50 cm, Kabelhalter
  - 1 Stockinette 36 x 120 cm
  - 2 Klebestreifen 9 x 50 cm
  - 1 Schlitztuch selbstklebend 230 x 260 cm, verstärktes Teil 50 x 100 cm, Schlitz 20 x 85 cm
  - 1 Tischabdeckung 150 x 190 cm
- Packung: 1/4/8



## Vertikaltuch-Set

### REF 1225-02


- 4 Handtücher
  - 1 Instrumententischbezug 78 x 145 cm, verstärkt
  - 1 Abdecktuch Vertikal 330 x 240 cm, Inzisionsfolie 40 x 30 cm, integriertes Flüssigkeitsauffang-Beutel mit Sieb und Auslauf, 2 Kabelhalter und 2 Taschen für die Koagulation und Absaugung 24 x 24 cm
  - 1 Tischabdeckung 150 x 190 cm
- Packung: 1/7/14



### Extremitäten-Set

#### REF 1230-02

- 4 Handtücher
  - 1 Instrumententischbezug 78 x 145 cm, verstärkt
  - 2 Klebestreifen 9 x 50 cm
  - 1 Universal Abdecktuch 150 x 190 cm, gefaltet
  - 1 Abdecktuch selbstklebend 3 lagig 75 x 90 cm
  - 1 Extremitäten-Tuch 230 x 300 cm, Öffnung  $\varnothing$  7 cm elastisch, verstärktes Teil 50 x 100 cm, Kabelhalter
  - 1 Tischabdeckung 150 x 190 cm
- Packung: 1/4/8




### Extremitäten-Set

#### REF 1231-02

- 1 Instrumententischbezug 78 x 145 cm, verstärkt
  - 4 Handtücher
  - 2 Klebestreifen 9 x 50 cm
  - 1 Universal Abdecktuch 150 x 190 cm, gefaltet
  - 1 elastische Stockinette 22 x 75 cm
  - 1 Extremitäten-Tuch 230 x 300 cm, Öffnung  $\varnothing$  7 cm elastisch, verstärktes Teil 50 x 100 cm, Kabelhalter
  - 1 Tischabdeckung 150 x 190 cm 2 lagig\*
- Packung: 1/4/8


**\*NEW 2019**



### Extremitäten-Set

#### REF 1231-100


- 1 Instrumententischbezug 78 x 145 cm, verstärkt
  - 4 Handtücher
  - 1 Klebestreifen 9 x 50 cm
  - 1 Stockinette 36 x 65 cm
  - 1 Extremitäten-Tuch 230 x 300 cm, verstärktes Teil 75 x 80 cm, Kabelhalter, Öffnung elastisch  $\varnothing$  7 cm
  - 1 Tischabdeckung 150 x 190 cm
- Packung: 1/6/12



## Hand-Fuß-Set

### REF 1232-02


- 1 Instrumententischbezug 78 x 145 cm, verstärkt
  - 1 Hand-/Fußtuch 230 x 300 cm, Öffnung elastisch  $\varnothing$  3,5 cm, verstärktes Teil 50 x 100 cm, Kabelhalter
  - 1 Tischabdeckung 150 x 190 cm
- Packung: 1/6/12



## Hand-Fuß-Set

### REF 1232-50


- 1 Instrumententischbezug 78 x 145 cm, verstärkt
  - 4 Handtücher
  - 1 Klebestreifen 9 x 50 cm
  - 1 Hand-/Fußtuch 230 x 300 cm, Öffnung elastisch  $\varnothing$  3,5 cm, verstärktes Teil 75 x 80 cm, Kabelhalter
  - 1 Tischabdeckung 150 x 190 cm
- Packung: 1/6/12



## Kniearthroskopie-Set

### REF 1235-02


- 1 Instrumententischbezug 78 x 145 cm, verstärkt
  - 4 Handtücher
  - 2 Klebestreifen 9 x 50 cm
  - 1 Abdecktuch Universal 150 x 190 cm, gefaltet
  - 1 elastische Stockinette 22 x 75 cm
  - 1 Kniearthroskopietuch mit Flüssigkeitsauffang-Beutel, 230 x 320 cm, 2 x Öffnung  $\varnothing$  5 cm elastisch
  - 1 Tischabdeckung 150 x 190 cm
- Packung: 1/4/8



## Kniearthroskopie-Set, ECO

### REF 1235-50


- 1 Instrumententischbezug 78 x 145 cm, verstärkt
  - 2 Handtücher
  - 1 Klebestreifen 9 x 50 cm
  - 1 Kamerabezug 15 x 240 cm, mit Spitzeperforation
  - 1 Stockinette, 36 x 65 cm
  - 1 Extremitäten-Tuch 230 x 300 cm, Öffnung  $\varnothing$  7 cm elastisch, verstärktes Teil 50 x 100, Kabelhalter
  - 1 Tischabdeckung 140 x 150 cm
- Packung: 1/5/10



## Extremitäten-Set bilateral

### REF 1234-01


- 4 Handtücher
  - 2 Klebestreifen 9 x 50 cm
  - 1 Extremitäten-Tuch 200 x 300 cm, bilateral, 2 x Öffnung elastisch 6 cm, verstärktes Teil 90 x 150 cm
  - 1 Tischabdeckung 150 x 190 cm
- Packung: 1/4/8



## Gynäkologie-Zystoskopie-Set

### REF 1250-01


- 1 Utility Abdecktuch, 75 x 80 cm
  - 2 Beinschützer, 75 x 120 cm
  - 1 Gynäkologie-Zystoskopietuch 75 x 175 cm, Öffnung 9 x 15 cm
  - 1 Tischabdeckung 150 x 190 cm
- Packung: 1/5/20



## Gynäkologie-Zystoskopie-Set, ECO

### REF 1250-50


- 2 Beinschützer 75 x 120 cm
  - 1 Gynäkologie-Zystoskopietuch 100 x 175 cm, OP-Ausschnitt 9 x 15 cm
  - 1 Tischabdeckung 100 x 150 cm
- Packung: 1/5/20



## Gynäkologie-Set

### REF 1253-01


- 3 Handtücher
  - 1 Abdecktuch 75 x 120 cm
  - 2 Beinschützer 75 x 120 cm
  - 1 Gyn Ober-Abdecktuch 115 x 150 cm
  - 1 Gyn Unter-Abdecktuch 140 x 150 cm
  - 1 Tischabdeckung 100 x 150 cm
- Packung: 1/4/16



## Delivery-Set

### REF 1255-01

- 1 Universal Abdecktuch (für unter die Mutter), 90 x 150 cm
  - 1 Abdecktuch (stitching sheet) 75 x 120 cm
  - 1 Saugfähige und undurchlässige Unterlage 60 x 90 cm
  - 1 Babytuch 56 x 75 cm
  - 6 Handtücher 21 x 25 cm
  - 1 Saugfähige und undurchlässige Unterlage 60 x 60 cm
- Packung: 1/12




## Sectio-Set

### REF 1260-02

- 4 Handtücher
  - 1 Klebestreifen 9 x 50 cm
  - 1 Instrumententischbezug 78 x 145 cm, verstärkt
  - 1 Babytuch 120 x 75 cm
  - 1 Sectio-Tuch 186/250 x 330cm, Flüssigkeitsauffangbeutel, Inzisionsfolie, ø 16 x 18 cm, \*+2 Anschlussport
  - 1 Tischabdeckung 150 x 190 cm
- Packung: 1/5/10

**\*NEW 2019**




## Sectio-Set

### REF 1261-02

- 1 Instrumententischbezug 78 x 145 cm, verstärkt
  - 4 HHandtücher
  - 1 Klebestreifen 9 x 50 cm
  - 1 Babytuch 120 x 75 cm
  - 1 Sectio-Tuch 330 x 230cm, Flüssigkeitsauffangbeutel, integrierte Inzisionsfolie 36 x 36 cm und Kabelhalter, \*+2 Anschlussport
  - 1 Tischabdeckung 150 x 190 cm
- Packung: 1/5/10


**\*NEW 2019**



## Sectio-Set

### REF 1262


- 1 Instrumententischbezug 78 x 145 cm, verstärkt
  - 1 Klebestreifen 9 x 50 cm
  - 4 Handtücher 30 x 34 cm
  - 1 Babytuch 120 x 75 cm
  - 1 Sectio-Tuch 330 x 230 cm, ø 37 x 42 cm
  - 1 Tischabdeckung 150 x 190 cm
- Packung: 1/3/6



## TUR-Set

### REF 1272-01


- 1 Klettverschluss 2,5 x 30 cm
  - 1 Handtuch
  - 1 Klebestreifen 9 x 50 cm
  - 1 TUR-Tuch 175/270 x 170 cm all-in-one, mit integriertem Fingerling, Öffnung 6cm und selbstklebende Öffnung 8cm, integrierter Flüssigkeitsauffangbeutel mit Sieb und Auslauf
  - 1 Tischabdeckung 150 x 190 cm
- Packung: 1/6/12



## Abdominal-Perineal-Set

### REF 1248-50





- 1 Instrumententischbezug 78 x 145 cm, verstärkt
  - 2 Klebestreifen 9 x 50 cm
  - 2 Handtücher
  - 1 Gyn-Abdominal Tuch 220/240 x 335 cm, all in-one mit integrierten Stockinetten und Flüssigkeitsauffangbeutel, 2 adhäsive Öffnungen: oben 25 x 30, unten 9 x 15 cm (mit integriertem Abdecktuch wenn Öffnungen nicht gebraucht)
  - 1 Tischabdeckung 150 x 190 cm
- Packung: 1/5/10



## TUR-Set

### REF 1270-02


- 1 Klebestreifen 9 x 50 cm
  - 1 Utility Abdecktuch 75 x 80 cm
  - 2 Beinschützer 75 x 120 cm
  - 1 TUR-Tuch 75 x 175 cm
  - 1 Tischabdeckung 150 x 190 cm
- Packung: 1/4/16



## HNO-Set

### REF 1238-03


- 4 Handtücher
  - 1 Instrumententischbezug 78 x 145 cm, verstärkt
  - 2 Klebestreifen 9 x 50 cm
  - 1 Abdecktuch selbstklebend 75 x 90 cm, verstärktes Teil 15 x 50 cm, Kabelhalter
  - 1 Utility Abdecktuch 75 x 80 cm
  - 1 Schlitztuch selbstklebend 150 x 250 cm, Schlitz 7 x 70 cm, verstärktes Teil 50 x 50 cm, Kabelhalter
  - 1 Tischabdeckung 150 x 190 cm
- Packung: 1/5/10



## Ophthalmologie-Set

### REF 1280-01


- 1 Handtuch
  - 1 Ophthalmologie-Tuch 150 x 140 cm, Flüssigkeitsauffangbeutel und integrierte Inzisionsfolie
  - 1 Tischabdeckung 150 x 140 cm
- Packung: 1/7/28



## Ophthalmologie-Set

### REF 1281-01


- 1 Handtuch
  - 1 Ophthalmologie-Tuch 150 x 140 cm, Flüssigkeitsauffangbeutel und integrierte Inzisionsfolie - ovaler Ausschnitt 3,5 x 6,5 cm
  - 1 Tischabdeckung 150 x 140 cm
- Packung: 1/7/28



## Ophthalmologie-Set

### REF 1282-01


- 1 Inzisionsfolie 10 x 12 cm
  - 1 Ophthalmologie-Tuch 150 x 180 cm, Flüssigkeitsauffangbeutel, ovaler Ausschnitt 5 x 7 cm
  - 1 Tischabdeckung 150 x 140 cm
- Packung: 1/7/28




OP-Schlitztuch adhäsiv

**REF 1308**

- 150 x 183 cm, Schlitz 7 x 70 cm
- Packung: 1/9/36



150 x 183 cm  
 U = 7 x 70 cm



230 x 290 cm  
 U = 6 x 90 cm

OP-Schlitztuch adhäsiv bilateral


**REF 1309**

- 230 x 290 cm, verstärktes Teil 150 x 100 cm, Kabelhalter
- 2 Schlitz 6 x 90 cm
- Packung: 1/6/12


OP-Schlitztücher adhäsiv

**REF 1310-02**

- 150 x 250 cm, verstärktes Teil 50 x 50 cm, Kabelhalter
- Schlitz 7 x 70 cm
- Packung: 1/8/32



150 x 250 cm  
 U = 7 x 70 cm



230 x 260 cm  
 U = 20 x 100 cm  
 (\*U = 10 x 100 cm)


**REF 1315-01**

- 230 x 260 cm, verstärktes Teil 75 x 140 cm, Kabelhalter
- Schlitz 20 x 100 cm (\*10 x 100 cm)
- Packung: 1/8/16

**\*NEW 2019**

**REF 1318-01**

- 200 x 260 cm, verstärktes Teil 75 x 140 cm, Kabelhalter
- Schlitz 7 x 100 cm
- Packung: 1/9/18




200 x 260 cm  
 U = 7 x 100 cm


Extremitätentuch

**REF 1320-01**

- 150 x 180 cm, verstärktes Teil 50 x 100 cm, Kabelhalter
- Öffnung elastisch Ø 3,5 cm
- Packung: 1/17/34



150 x 180 cm



230 x 300 cm


**REF 1324-02**

- 230 x 300 cm, verstärktes Teil 50 x 100 cm, Kabelhalter
- Öffnung elastisch Ø 3,5 cm
- Packung: 1/8/16

## Knie Arthroskopie-Tuch

### REF 1328


- 230 x 320 cm, Flüssigkeitsauffangbeutel mit Sieb und Auslauf, 2 elastische Öffnungen Ø 7 cm  
 Packung: 1/7/14



## Extremitätentuch

### REF 1325-01


- 230 x 300 cm, verstärktes Teil 50 x 100 cm, Kabelhalter
- Öffnung elastisch Ø 7 cm  
 Packung: 1/8/16



## Vertikaltücher


### REF 1330-02

- 1 Vertikaltuch 330 x 240 cm, Inzisionsfolie 40 x 30 cm, integriertes Flüssigkeitsauffangbeutel mit Sieb und Auslauf, 2 Kabelhalter und 2 Taschen für die Koagulation und Absaugung 24 x 24 cm  
 Packung: 1/14/28



### REF 1332-02

- 1 Vertikaltuch 330 x 240 cm, Inzisionsfolie 25 x 86 cm, integriertes Flüssigkeitsauffang-Beutel mit Sieb und Auslauf, 2 Kabelhalter und 2 Taschen für die Koagulation und Absaugung 24 x 24 cm  
 Packung: 1/10/20



## Laparoskopie-Tuch

### REF 1365-01

- 230 x 300 cm, Dreieckige Öffnung 20 x 25 cm  
 Packung: 1/9/18


### REF 1366-01

- 230 x 300 cm, Rechteckige Öffnung 20 x 31 cm  
 Packung: 1/9/18

## Variable Lochtücher


### REF 1511-01

- 37 x 65 cm, 2 Klebetücher (repositionierbar)  
 Packung: 1/25/100




### REF 1512-01

- 75 x 50 cm, 2 Klebetücher  
 Packung: 1/35/140



### REF 1513-01

- 100 x 75 cm, 2 Klebetücher  
 Packung: 1/20/80



OP-Abdecktücher

**REF 1410-01**

- 50 x 60 cm  
Packung: 1/45/180

**REF 1415-01**

- 75 x 90 cm  
Packung: 1/25/100

**REF 1230612207**



- 90 x 120 cm  
Packung: 1/70/140

**REF 1230612208**

- 100 x 150 cm  
Packung: 1/45/90

**REF 1230612209**

- 150 x 180 cm  
Packung: 1/60/60



Abdecktücher zweilagig  
selbstklebend

**REF 1326012203**

- 50 x 60 cm  
Packung: 1/40/160

**REF 1230612204**

- 75 x 90 cm  
Packung: 1/100/200

**REF 1326015205**

- 182 x 180 cm, 3-lagig  
Packung: 1/8/32

**REF 1326012206**

- 150 x 240 cm  
Packung: 1/12/48

**REF 1230612212**




- 90 x 120 cm  
Packung: 1/65/130

**REF 1230612213**

- 100 x 150 cm  
Packung: 1/40/80

**REF 1230612214**

- 150 x 180 cm  
Packung: 1/55/55




# OP-Abdecktücher selbstklebend


## OP-Abdecktücher selbstklebend

### REF 1456-01


- 37 x 45 cm
- Packung: 1/60/240



37 x 45 cm



50 x 50 cm




45 x 75 cm

### REF 1452-01


- 50 x 50 cm
- Packung: 1/30/120

### REF 1451-01


- 45 x 75 cm
- Packung: 1/25/100



75 x 75 cm



75 x 90 cm



75 x 100 cm

### REF 1461-01


- 75 x 75 cm
- Packung: 1/16/64

### REF 1460-02


- 75 x 90 cm
- Packung: 1/16/64

### REF 1454-01


- 75 x 100 cm
- Packung: 1/15/60



50 x 60 cm



100 x 100 cm



180 x 254 cm

### REF 1455-01

- 50 x 60 cm
- Packung: 1/40/160

### REF 1453-01

- 100 x 100 cm
- Packung: 1/13/52


### REF 1464

- 180 x 254 cm
- Packung: 1/7/28


## Abdecktuch selbstklebend Medium

### REF 1465-02

- 180 x 180 cm
- Packung: 1/8/32



180 x 180 cm



150 x 240 cm

## Abdecktuch selbstklebend Large

### REF 1470-02

- 150 x 240 cm
- Packung: 1/8/32

# Lochtücher und Lochtücher selbstklebend


## Lochtuch

### REF 1555-01


- 50 x 60 cm, Ø 6 x 8 cm
- Packung: 1/45/180

### REF 1565-01

- 75 x 90 cm, Ø 6 x 8 cm
- Packung: 1/25/100



50 x 60 cm  
Ø 6 x 8 cm



75 x 90 cm  
Ø 6 x 8 cm

## Lochtücher selbstklebend

### REF 1505-01

- 50 x 60 cm, Ø 6 x 8 cm
- Packung: 1/45/180

### REF 1510-01

- 75 x 80 cm, Ø 6 x 15 cm (epidural Abdecktuch)
- Packung: 1/25/100

### REF 1515-01

- 75 x 90 cm, Ø 6 x 8 cm
- Packung: 1/25/100

### REF 1517

- 100 x 125 cm, Ø 11 cm
- Packung: 1/20/80

### REF 1520-01

- 120 x 150 cm, Ø 5 x 7 cm
- Packung: 1/20/80

### REF 1525-01

- 150 x 180 cm, Ø 5 x 7 cm
- Packung: 1/14/56

### REF 1530-01

- 150 x 180 cm, Ø 6 x 15 cm
- Packung: 1/12/48

### REF 1535-02

- 230 x 250 cm, Ø 12 cm
- Packung: 1/7/28

### REF 1537-01


- 200 x 280 cm, Ø 14 cm
- Packung: 1/7/28

### REF 1538-01


- 200 x 240 cm, Ø 12 cm
- Packung: 1/9/36

### REF 1539-01


- 200 x 280 cm, Ø 15 cm
- Packung: 1/7/28




50 x 60 cm  
Ø 6 x 8 cm




75 x 80 cm  
Ø 6 x 15 cm




75 x 90 cm  
Ø 6 x 8 cm




100 x 125 cm  
Ø 11 cm




120 x 150 cm  
Ø 5 x 7 cm




150 x 180 cm  
Ø 5 x 7 cm




150 x 180 cm  
Ø 6 x 15 cm




230 x 250 cm  
Ø 12 cm



200 x 280 cm  
Ø 14 cm



200 x 240 cm  
Ø 12 cm




200 x 280 cm  
Ø 15 cm

# OP-Tischabdeckungen, Abdecktücher und Zubehör

## OP-Tischabdeckungen

### REF 1720-01


- 140 x 150 cm
- Packung: 1/16/64



140 x 150 cm

### REF 1725-01

- 150 x 190 cm
- Packung: 1/15/60




150 x 190 cm

## Instrumententischbezug, verstärkt

### REF 1712-01

- 78 x 145 cm
- Packung: 1/20/80



78 x 145 cm

## OP-Klebestreifen

### REF 1494

- 9 x 50 cm, 1 St./Packung
- Repositionierbar
- Packung: 1/100/400

**\*NEW 2019**



9 x 50 cm

### REF 1495-02

- 9 x 50 cm, 1 St./Packung
- Packung: 1/100/400



9 x 50 cm

### REF 1496-02

- 9 x 50 cm, 2 St./Packung
- Packung: 2/120/480




9 x 50 cm  
2 szt

# Zubehör

## Armschutz

### REF 1398-01

Packung: 1/30/120




## Beinschutz

### REF 1390-01

• 75 x 120 cm, 2 St./Packung

Packung: 1/18/72



75 x 120 cm  
2 szt

## Stockinette

### REF 1395-01

• 32 x 120 cm, Größe L, \*+ 1495-02 2 St.

Packung: 1/10/40


**\*NEW 2019**

### REF 1396-01

• 22 x 75 cm, Größe S, \*+ 1495-02 2 St.

Packung: 1/20/80

**\*NEW 2019**



32 x 120 cm



22 x 75 cm



9 x 50 cm  
\*2 St.




9 x 50 cm  
\*2 St.

## Flüssigkeitsauffangbeutel

### REF 1870

• 30 x 40 cm, Einkammer

Packung: 1/55/220




30 x 40 cm

## Saug- und Diathermiebeutel

### REF 1872

• 30 x 40 cm, Zweikammer

Packung: 1/55/220




30 x 40 cm

## Flüssigkeitsauffangbeutel mit Filter und Anschlussport

### REF 1873

• 62 x 50 cm mit Sieb und Auslaufanschluss

Packung: 1/11/44




62 x 50 cm

## Flüssigkeitsauffangbeutel Arthroskopie

### REF 1876

• Auffangbeutel 63/93 x 76 cm, ovale klebende Öffnung 17 x 23 cm, 2 Verstärkungsmetalldrähte mit Schaumstoff, 2 Auslaufanschlüsse

Packung: 1/11/44




63/93 x 76 cm

## Kabelbezug Teleskop-Faltung


### REF 1810

- 8 x 120 cm
- Einfache Spitze
- 2 integrierte Klebestreifen, 2 flexible latexfreie Ringe
- Packung: 1/65/260



### REF 1815

- 15 x 250 cm
- Einfache Spitze
- 2 integrierte Klebestreifen, 2 flexible latexfreie Ringe
- Packung: 1/30/120




### REF 1820

- 15 x 240 cm
- Perforierte Spitze
- 2 integrierte Klebestreifen, zusätzliche innere Folienverpackung
- Packung: 1/30/120

### REF 1825

- 17 x 240 cm
- Elastische Spitze
- 2 integrierte Klebestreifen, zusätzliche innere Folienverpackung
- Packung: 1/30/120



## Kabelbezug mit Ring, Teleskop-Faltung


### REF 1830

- 15 x 230 cm
- Verjüngte Spitze
- 2 integrierte Klebestreifen, Ring aus weißem Karton + LDPE, Zusätzliche innere Folienverpackung
- Packung: 1/12/48

## Plastikabdeckung mit elastischem Band


### REF 1850

- Ø 90 cm
- Packung: 1/18/72



### REF 1855-01

- Ø 140 cm
- Packung: 1/12/48




# OP-MÄNTEL



Einweg-OP-Mäntel  
XP - SSMMS


Standard XP Universal OP-Mantel, geeignet für Eingriffe mit geringem Flüssigkeitsanfall

<b>REF 2504</b>	120 cm, M-short, ohne Einschlag & Handtücher	Packung: 1/21/42
<b>REF 2505</b>	130 cm, M, ohne Einschlag & Handtücher	Packung: 1/20/40
<b>REF 2507</b>	140 cm, L, ohne Einschlag & Handtücher	Packung: 1/20/40
<b>REF 2509</b>	150 cm, XL, ohne Einschlag & Handtücher	Packung: 1/18/36
<b>REF 2510</b>	160 cm, XXL, ohne Einschlag & Handtücher	Packung: 1/18/36
<b>REF 2514</b>	120 cm, M-short, mit Einschlag & 2 Handtüchern	Packung: 1/21/42
<b>REF 2515</b>	130 cm, M, mit Einschlag & 2 Handtüchern	Packung: 1/20/40
<b>REF 2517</b>	140 cm, L, mit Einschlag & 2 Handtüchern	Packung: 1/20/40
<b>REF 2519</b>	150 cm, XL, mit Einschlag & 2 Handtüchern	Packung: 1/18/36
<b>REF 2520</b>	160 cm, XXL, mit Einschlag & 2 Handtüchern	Packung: 1/18/36



Special XP Geeignet für Operationen mit hohem Flüssigkeitsanfall, für Orthopädie geeignet

<b>REF 2534</b>	120 cm, M-short, ohne Einschlag & Handtücher	Packung: 1/21/42
<b>REF 2535</b>	130 cm, M, ohne Einschlag & Handtücher	Packung: 1/20/40
<b>REF 2537</b>	140 cm, L, ohne Einschlag & Handtücher	Packung: 1/20/40
<b>REF 2539</b>	150 cm, XL, ohne Einschlag & Handtücher	Packung: 1/18/36
<b>REF 2540</b>	160 cm, XXL, ohne Einschlag & Handtücher	Packung: 1/18/36
<b>REF 2544</b>	120 cm, M-short, mit Einschlag & 2 Handtüchern	Packung: 1/21/42
<b>REF 2545</b>	130 cm, M, mit Einschlag & 2 Handtüchern	Packung: 1/20/40
<b>REF 2547</b>	140 cm, L, mit Einschlag & 2 Handtüchern	Packung: 1/20/40
<b>REF 2549</b>	150 cm, XL, mit Einschlag & 2 Handtüchern	Packung: 1/18/36
<b>REF 2550</b>	160 cm, XXL, mit Einschlag & 2 Handtüchern	Packung: 1/18/36



Einweg-OP-Mäntel  
Essentia - SMMMS

Essentia  
Standard

Universal OP-Mantel, geeignet für Eingriffe mit geringem Flüssigkeitsanfall


<b>REF 2521</b>	115 cm, M-short, ohne Einschlag & Handtücher	Packung: 1/21/42
<b>REF 2522</b>	125 cm, M, ohne Einschlag & Handtücher	Packung: 1/20/40
<b>REF 2523</b>	135 cm, L, ohne Einschlag & Handtücher	Packung: 1/20/40
<b>REF 2524</b>	145 cm, XL, ohne Einschlag & Handtücher	Packung: 1/18/36
<b>REF 2525</b>	155 cm, XXL, ohne Einschlag & Handtücher	Packung: 1/18/36
<b>REF 2527</b>	125 cm, M, mit Einschlag & 2 Handtüchern	Packung: 1/20/40
<b>REF 2528</b>	135 cm, L, mit Einschlag & 2 Handtüchern	Packung: 1/20/40
<b>REF 2529</b>	145 cm, XL, mit Einschlag & 2 Handtüchern	Packung: 1/18/36
<b>REF 2530</b>	155 cm, XXL, mit Einschlag & 2 Handtüchern	Packung: 1/18/36



Essentia  
Basic

Mit offenem Rücken  
Geeignet für Eingriffe mit geringem Flüssigkeitsanfall


<b>REF 2532</b>	123 cm, L ohne Einschlag & Handtücher	Packung: 2 x 20
<b>REF 2533</b>	147 cm, XL ohne Einschlag & Handtücher	Packung: 2 x 18



Essentia  
Special

Universal OP-Mantel, geeignet für Eingriffe mit höherem Flüssigkeitsanfall

<b>REF 2551</b>	115 cm, M-short, ohne Einschlag & Handtücher	Packung: 1/21/42
<b>REF 2552</b>	125 cm, M, ohne Einschlag & Handtücher	Packung: 1/20/40
<b>REF 2553</b>	135 cm, L, ohne Einschlag & Handtücher	Packung: 1/20/40
<b>REF 2554</b>	145 cm, XL, ohne Einschlag & Handtücher	Packung: 1/18/36
<b>REF 2555</b>	155 cm, XXL, ohne Einschlag & Handtücher	Packung: 1/18/36
<b>REF 2557</b>	125 cm, M, mit Einschlag & 2 Handtüchern	Packung: 1/20/40
<b>REF 2558</b>	135 cm, L, mit Einschlag & 2 Handtüchern	Packung: 1/20/40
<b>REF 2559</b>	145 cm, XL, mit Einschlag & 2 Handtüchern	Packung: 1/18/36
<b>REF 2560</b>	155 cm, XXL, mit Einschlag & 2 Handtüchern	Packung: 1/18/36



# BEREICHSKLEIDUNG



## Bereichskleidung

### REF 1326002510

- Kasack, XS  
Packung: 1/30

### REF 1326002511

- Kasack, S  
Packung: 1/30

### REF 1326002512

- Kasack, M  
Packung: 1/30

### REF 1326002513

- Kasack, L  
Packung: 1/30

### REF 1326002514


- Kasack, XL  
Packung: 1/30

### REF 1326002515

- Kasack, XXL  
Packung: 1/30

### REF 1326002516

- Kasack, XXXL  
Packung: 1/30



### REF 1326002520

- Hose, XS  
Packung: 1/30

### REF 1326002521

- Hose, S  
Packung: 1/30

### REF 1326002522

- Hose, M  
Packung: 1/30

### REF 1326002523

- Hose, L  
Packung: 1/30

### REF 1326002524


- Hose, XL  
Packung: 1/30

### REF 1326002525

- Hose, XXL  
Packung: 1/30

### REF 1326002526

- Hose, XXXL  
Packung: 1/30



## Schutzmantel Extra, mit Manschetten

### REF 2725

- Hellblau, Länge 125 cm (L)  
Packung: 50

### REF 2728

- Hellblau, Länge 145 cm (XL)  
Packung: 50



## Undurchlässige Schutzmantel, mit Manschetten (Zusammensetzung: Laminat)

### REF 2730

- Gelb, Länge 125 cm  
Packung: 50

### REF 2731

- Blau, Länge 125 cm  
Packung: 50



## Schutzmantel Optimia AAMI Level 2, mit Manschetten

### REF 2706

- Gelb, Länge 115 cm (M)  
Packung: 1/5/25

### REF 2707

- Gelb, Länge 135 cm (L)  
Packung: 1/5/25

### REF 2708

- Gelb, Länge 145 cm (XL)  
Packung: 1/5/25



## Schutzmantel Special, mit Manschetten

### REF 2733

- Gelb, Länge 115 cm (M)  
Packung: 1/5/25

### REF 2734

- Gelb, Länge 135 cm (L)  
Packung: 1/5/25

### REF 2735

- Gelb, Länge 145 cm (XL)  
Packung: 1/5/25



## Besuchermantel aus Vliesstoff mit elastischem Ärmelabschluss

### REF 2727

- Weiß, Länge 120 cm  
Packung: 50

### REF 2729

- Gelb, Länge 120 cm  
Packung: 50



## OP-MASKEN UND HAUBEN



# Professioneller Schutz

Die Übertragung infektiöser Keime während chirurgischer Eingriffe in Operationssälen und sonstigen medizinischen Einrichtungen kann auf mehreren Wegen erfolgen. Infektionsquellen sind z. B. die Nasen und Mäuler der Operationsmannschaft. Die hauptsächliche vorgesehene Verwendung chirurgischer Masken ist der Schutz der Patienten gegen infektiöse Keime, die aus Nase und Mund des Personals stammen, sowie in bestimmten Situationen der Schutz des Trägers gegen Spritzer möglicherweise kontaminierter Flüssigkeiten

Diese Europäische Norm EN 14683 legt die konstruktive Gestaltung von chirurgischen Masken und die Leistungsanforderungen sowie Prüfverfahren für diese fest, die dazu dienen, die Übertragung infektiöser Keime vom Personal auf Patienten und (in bestimmten Situationen umgekehrt) während chirurgischer Eingriffe in Operationssälen und sonstigen medizinischen Einrichtungen mit ähnlichen Anforderungen zu begrenzen.

## Schlüsselanforderungen der EN14683

### Prüfkriterium 1: Bakterielle Filtereffizienz

Bestimmung der Filtereffizienz der Gesichtsmaske. Je höher der BFE%, desto besser der Schutz.

Klassifizierung: BFE =  $\geq 95\%$  TYP I  
BFE =  $\geq 98\%$  TYP II

### Prüfkriterium 2: Atemwiderstand

Bestimmung des Luftströmungswiderstandes der Gesichtsmaske. Je niedriger der Differenzdruck ist, desto höher ist der Atemkomfort.

Klassifizierung: TYPE I & II (nicht Flüssigkeitsresistent) =  $< 29.4 \text{ Pa/cm}^2$   
TYPE IR & IIR (Flüssigkeitsresistent) =  $< 49.0 \text{ Pa/cm}^2$

### Prüfkriterium 3: Widerstand gegen Flüssigkeitsspritzer

Bestimmung des Widerstands der Maske von möglicherweise kontaminierten Flüssigkeitsspritzern.

Klassifizierung: TYPE I & TYPE II nicht anwendbar  
TYPE IR & TYPE IIR  $\geq 120 \text{ mmHg}^*$

\*120 mmHg ist ein Mindestwert. Es entspricht dem durchschnittlichen systolischen arteriellen Blutdruck und soll vor Brüchen in kleinen Arterien schützen, die kleine Blutsprays verursachen.

Gesichtsmaskensortiment beinhaltet eine Auswahl von Type II and Type IIR Gesichtsmasken.

Gesichtsmasken entspricht dem EN14683:2005 für Gesichtsmasken.

Gesichtsmasken sind weich, komfortable und bieten eine hervorragende Passform.

## OP-Masken



### Ergomask A

**REF 2877**

- mit Bindebändern, blau
- Packung: 50/300



### Ergomask B

**REF 2878**

- mit elastischen Gummibändern, blau
- Packung: 50/300



### Multifix

**REF 2856**

- Typ II
- mit elastischen Gummibändern, grün
- Packung: 50/300



### Multiguard

**REF 2850**

- Typ II
- mit Bindebändern, blau
- Packung: 50/300



### Multifix Starline

**REF 2855**

- Typ II
- mit elastischen Gummibändern, blau
- Packung: 50/300



### Multiguard AntiFog

**REF 2865**

- Typ II
- mit Bindebändern, AntiFog, grün
- Packung: 50/300



### OP Maske mit Gesichtsschutz

**REF 2854**

- Typ IIR, Augenschutz
- mit Bindebändern, AntiFog, blau
- Packung: 25/100



### Duckbill

**REF 2852**

- Typ IIR, Entenschnabel
- mit Bindebändern, blau-weiß
- Packung: 50/300



### OP Maske Soft

**REF 2860**

- Typ IIR Soft
- mit Bindebändern extra breit, weich, AntiFog, weiß
- Packung: 50/300

## OP-Hauben



### OP-Haube Lancelot, Nackenschutz

latexfrei, hochsaugfähiges  
weiches extra großes  
Schweißband im  
Stirnbereich

**REF 2785**

- Grün
- Packung: 6 x 50



### OP-Haube Kolumbus

Viskose, latexfrei

**REF 2777-01**

- Blau
- Packung: 6 x 100



### OP-Haube James

eine leichter Helm-Version  
ohne Schulterabdeckungen,  
latexfrei

**REF 2774**

- Blau
- Packung: 6 x 100



### OP-Haube, Julia

für längeres Haar geeignet,  
latexfrei

**REF 2784-01**

- Violett
- Packung: 6 x 50



### OP-Haube Kolumbus

Viskose, latexfrei

**REF 2776**

- Grün
- Packung: 6 x 100



### OP-Haube Romeo

Viskose, latexfrei

**REF 2788-01**

- Grün
- Packung: 6 x 100



### OP-Haube Lady

Viskose, latexfrei

**REF 2794-01**

- Grün
- Packung: 6 x 100



### OP-Haube mit langen Kinnbändern

Viskose, latexfrei

**REF 2791-01**

- Grün
- Packung: 6 x 100

## OP-Hauben



### OP-Haube Rondo Standard

Polypropylen-Vliesstoff,  
latexfrei

Packung: 6 x 150

#### REF 2740-01

•M, Grün

#### REF 2741-01

•M, Weiß

#### REF 2742-01

•M, Blau

#### REF 2743-01

•M, Rosa

#### REF 2744-01

•M, Multicolor  
(grün/blau/rosa)

#### REF 2750-01

•L, Grün

#### REF 2751-01

•L, Weiß

#### REF 2752-01

•L, Blau

#### REF 2753-01

•L, Rosa

#### REF 2754-01

•L, Multicolor  
(grün/blau/rosa)

#### REF 2760-01

•XL, Grün

#### REF 2761-01

•XL, Weiß

#### REF 2762-01

•XL, Blau

#### REF 2763-01

•XL, Rosa

#### REF 2764-01

•XL, Multicolor  
(grün/blau/rosa)



### OP-Haube Rondo Special

Polypropylen-Vliesstoff,  
latexfrei, hochsaugfähiges  
weiches Schweißband im  
Stirnbereich

#### REF 2765

•L, Blau

Packung: 6 x 150



### OP-Haube Rondo Extra

Polypropylen-Vliesstoff, la-  
texfrei, mit einem integrierten  
Komfortfutter rund um die  
Öffnung

#### REF 2766

•L, Blau

Packung: 6 x 100



# Notizen:

---

A series of horizontal dotted lines for taking notes.



